

## FI

Ohjeet kohdistuvat sivulla oleviin kuviin. Tarkista mitä ortoosia käytät ja seuraa kyseiseen ortoosiin kuuluvia ohjeita. Jos muita ohjeita ei mainita sopivat ohjeet kaikkiin yllä mainittuihin ortoosihin.

### INDIKAATIOT

*Lievästä kohtalaiseen hypertoniaan.*

Kwik-Form toiminnallista lepo-ortoosia voidaan käyttää arthroosin ja reumasairauksien hoidossa.

### KONTRAIINDIKAATIOT

Ortoosi ei ole tarkoitettu vaikean hypertonian hoitoon.

### VAROITUS

Ortoosin tulee sovitaa ammattitaitoinen henkilö, joka tuntee ortoosin käyttöön tarkoitetut syyt. Tämä henkilö on myös vastuussa siitä, että käyttöohjeet toimitetaan myös muille hoitohenkilöille, jotka vastaavat asiakkaan hoidosta sekä asiakkaalle itselleen. Jos epänormaalia turvotusta, ihoärsytystä tai muuta epä mukavuuden tunnetta ilmenee tulee ortoosin käyttö lopettaa ja ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan. Varmista, että tuki ei kiristä siten, että verenkierto estyisi. Tuotetta suositellaan yhden ihmisen käytettäväksi.

### KWIK-FORM TOIMINNALLINEN LEPO-ORTOOSI

Tuote sisältää luonnonmukaista kumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä yritä muokata ortoosia sopimaan vastakkaiseen käteen.

### HOITO JA PUHDISTUS

*Rolyan Kwik-Form ortoosit*

Rolyan Kwik-Form ortoosin rungon päällä on irrotettava suojakangas. Poista suojakangas sekä sulje kaikki tarranauhat ennen pesua.

Ortoosin runko - pyyhi mietoa pesuainetta sisältävällä pyyhkeellä. Ilmakuivata huolellisesti.

Suojakangas - Aseta suojakangas Kwik-Form toiminnallisen lepo-ortoosin päälle kuvan A mukaisesti ja Kwik-Form progressiivinen lepo-ortoosi kuva B mukaisesti. Kun suojakangas on on paikollaan varmista, että se on asetettu oikein ortoosin päälle.

Suojakangaan asettaminen - Aseta suojakangas Kwik-Form toiminnallisen lepo-ortoosin päälle kuvan A mukaisesti ja Kwik-Form progressiivinen lepo-ortoosi kuva B mukaisesti. Kun suojakangas on on paikollaan varmista, että se on asetettu oikein ortoosin päälle.

*R-Value Kwik-Form ortoosit*

R-Value Kwik-Form ortoosin rungon pintaan tarttuu tarranauha kiinni. Tämä voidaan pyyhkiä mietoa pesuainetta sisältävällä pyyhkeellä. Ilmakuivata huolellisesti.

### KÄYTTÖOHJEET

*Rolyan Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi*

*Mallit A812-700 - A812-701*

1. Aseta ortoosi oikeaan asentoon raajan päälle nähdäksesi mitä säätöjä tulee tehdä. Taivuta ortoosi haluttuun fleksio- tai ekstensioasentoon. Oikea asento näytetään kuvassa C ja D.
2. Laita ortoosi raajan päälle ja aseta pidempi distaalinauha diagonaalisesti kämmenselän ylitse, käsivarren volaari- ja dorsaalipuolelle (E). Kiinnitä tarranauhat ortoosin proksimaalipuolelta. Nauhojen pituutta voidaan tarvittaessa leikata.
3. Aseta lyhyempi distaalinauha sormien päälle.
4. Kiinnitä proksimaalipuolen nauha.
5. Kuvassa E näytetään oikealla tavalla sovitettu Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi.

R-Value Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi

*Mallit A812-730 - A812-733*

- Ortooseihin kuuluu kolme kiinnitysnauhaa, joissa on tarrakiinnitys molemmissa päissä. Pidemmässä nauhassa on myös tarrakiinnitys nauhan keskellä.
6. Aseta ortoosi oikeaan asentoon raajan päälle nähdäksesi mitä säätöjä tulee tehdä. Taivuta ortoosi haluttuun fleksio- tai ekstensioasentoon. Oikea asento näytetään kuvassa C ja D.
7. Laita ortoosi raajan päälle. Aseta pidemmän nauhan keskellä oleva tarrakiinnityskohta ortoosin volaaripuolelle ranteen kohdalle. Aseta molempien nauhojen päät diagonaalisesti kämmenselän ylitse ja kiinnitä ne ortoosin vastakkaiselle puolelle (F).
- Aseta jäljelle jääneet nauhat toinen distaalisesti ja toinen proksimaalisesti.
9. Kuvassa F näytetään oikealla tavalla sovitettu R-Value Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi.

### ROLYAN R-VALUE KWIK-FORM PROGRESSIIVINEN

lepo-ortoosi

Näihin ortooseihin kuuluu kolme tarranauhakiinnitystä. Pidemmässä nauhassa on myös tarrakiinnitys nauhan keskellä.

10. Aseta ortoosi oikeaan asentoon raajan päälle nähdäksesi mitä säätöjä tulee tehdä. Taivuta ortoosi haluttuun fleksio- tai ekstensioasentoon. Distaaliosaa ei voida säätää.
11. Kiinnitä tarranauha ortoosin distaaliosan ulnaripuolelle kuvan G mukaisesti.
12. Valitse vaahtomuovirullista se, joka sopii parhaiten asiakkaan fleksio- ja ekstensioasentoon. Aseta suojurllan päälle ja pujota se ortoosin distaalisesti ulkonevaan osaan nauhan tarraosan päälle.
13. Kun ortoosi on asetettu oikeaan kohtaan raajan päälle aseta distaali nauha sormien ylitse. Kiinnitä tarranauha rullan suojuksessa olevaan kiinnitysosaan ja jatka nauhan vetämistä peukalon alitse ja kiinnitä se sitten itseensä kiinni.
14. Aseta pidemmän nauhan keskellä oleva tarrakiinnitys kohta ortoosin volaaripuolelle ranteen kohdalle. Aseta molempien nauhojen päät diagonaalisesti kämmenselän dorsaalipuolelle ja kiinnitä ne ortoosin vastakkaiselle puolelle (H).
15. Kiinnitä jäljellä oleva nauha proksimaalisesti.
16. Kuvassa H näytetään oikealla tavalla sovitettu R-Value Kwik-Form progressiivinen lepo-ortoosi.

