# KiddieGAIT® Baby



KiddieGAIT® Baby tarjoaa dynaamisen ortoosihoidon aikaisessa vaiheessa, mikä auttaa lasta saamaan tasaisemman, luonnollisemman ja biomekaanisesti oikeanlaisen kävelyn. Ortoosi auttaa lasta jalan heilautusvaiheessa sekä kontrolloi jalan asentoa usealla eri tasolla. Ortoosin sijainti tibian etupuolella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa, kuten polven hyperekstensiossa tai "kyykkykävelyssä". KiddieGAIT® Baby on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yksilöllisesti valmistetun pohjallisen tai ortoosin kanssa jalan asennon kontrolloimiseksi. KiddieGAIT® Baby:ä on saatavana kolmea eri kokoa ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat vähintään 9 kk ikäisiä.

## Käyttöalueet

Riippunilkka. Proprioseptiikan häiriöstä aiheutuvat kävelyn muutokset. Varvaskävely johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä. Matalan tonuksen aiheuttama "kyykkykävely" (lonkan/polven/nilkan fleksio). Spina Bifida. Cerebral Pares. Lihasdystrofia ja MMC.

## Kontraindikaatiot

Nilkkanivelen rajoittunut liikkuvuus (passiivinen dorsaalifleksio oltava väh. 5° nilkan keskiasennosta). Liian jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadricepslihas. Polven ja/tai nilkan rakenteelliset virheasennot.

CE-merkitty lääkinnällinen laite. Laillinen valmistaja: Camp Scandinavia AB

| Tuotenro. | Malli | Koko | Vas/Oik | Jalkapohjan pituus | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|
| 283721008 | KiddieGAIT Baby | Baby Small | Vasen | 11 cm | 15 cm |
| 283721009 | KiddieGAIT Baby | Baby Medium | Vasen | 12,5 cm | 18 cm |
| 283721010 | KiddieGAIT Baby | Baby Large | Vasen | 14 cm | 20 cm |
| 283722008 | KiddieGAIT Baby | Baby Small | Oikea | 11 cm | 15 cm |
| 283722009 | KiddieGAIT Baby | Baby Medium | Oikea | 12,5 cm | 18 cm |
| 283722010 | KiddieGAIT Baby | Baby Large | Oikea | 14 cm | 20 cm |