



TIETOA MUUTAMISTA ELEMENTS BODY ORTOOSIEN MITOISTA

Varmistaaksemme paremman istuvuuden kaulan ympärille olemme lisänneet seuraavat mittaohjeet järjestelmäämme.

ND mitta = lapsille enintään 3 cm:ä ja aikuisille enintään 6 cm:ä.

NS mitta = lapsille enintään 1 cm:ä ja aikuisille enintään 3 cm:ä.

BD-mitta = lapsille enintään 3 cm:ä ja aikuisille enintään 4 cm:ä.

Housujen ja Liivin kiinnittäminen yhteen tarralla.

Valitessasi tämän vaihtoehdon, huomioi seuraavat asiat.

UE mittaa tulee pidentää, niin että se ulottuu lapsilla vähintään 3,5 cm:ä ASIS:sen alapuolelle LIIVISSÄ.

Aikuisilla sama mitta tulee olla vähintään 4,5 cm:ä ASIS:sen alapuolella LIIVISSÄ.