

VISSION[™]-tuotevalikoima



Tutustu VISSION™- valikoimaan



Uutuus!

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal

Mukava tekstiilirannetuki, kehitetty kliniseen käyttöön. Ihanteellinen silloin, kun volaarituki ei siedetä hyvin tai aiheuttaa epämukavuutta työtehtävien aikana. Ortoosi sisältää kaksi joustavaa muovitukea dorsaalipuolella, jotka rajoittavat ranteen ekstensioita samalla kun täysi puristusvoima säilyy. Elastinen rannenuha antaa lisävakautta, ja tukitasoa voidaan säätää käyttämällä yhtä tai molempia tukia. Säädettävä peukaloremmei.

Käyttöalueet:
Tendiniitin,
karpaalitunnelioireyhtymän,
lateraalisen epikondyliitin,
yliliikkuvuuden, reumaattisten
sairauksien ja epämääräisen kivun
hoitoon.



VISSION™ Wrist Orthosis

Standardimittainen rannetuki, joka on valmistettu kulutusta kestävästä resorimateriaalista. Tuki on sisältä pehmeä ja mukavantuntuinen. Mallin saa täysin avoimeksi, mikä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Tuki on anatomisesti muotoiltu kämmenen, rystysten ja peukalon muotoihin sopivaksi. Tuki antaa tasaisen tuen ja siinä on muotoiltava volaarinen muovilasta. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet:
Inflammaatiot, työstä aiheutuva
ylirasitus sekä reumaan tai
rappeumaan liittyvät muutokset.



VISSION™ Wrist Orthosis Short

Hieman lyhyempi rannetuki, joka on valmistettu kulutusta kestävästä resorimateriaalista. Tuki on sisältä pehmeä ja mukavantuntuinen. Mallin saa täysin avoimeksi, mikä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Tuki on anatomisesti muotoiltu kämmenen, rystysten ja peukalon muotoihin sopivaksi. Tässä mallissa ei ole volaarilastaa. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet:
Tukee ja lievittää rasitusta vamman
ja leikkauksen jälkeen, kipsinpoiston
jälkeen, yliliikkuvuudessa,
reumasairauksissa, kroonisissa
kiputiloissa, nivelkulumissa tai
ylirasitustiloissa. Voidaan myös
käyttää ennaltaehkäisevässä
tarkoituksessa kun liikkeet ovat
monotonisia tai voimaa vaativia.



VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part

Peukalorannetuki, joka on joustava ja helppo pukea. Tuki on valmistettu tukevasta ja kulutusta kestävästä resorimateriaalista, jonka sisäpuoli on pehmeä ja mukavantuntuinen. Tuki on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP 1-nivelien liikkumista ja ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon sekä estämään ranteen fleksiota. Tuessa on muotoiltu muovilasta volaaripuolella. Peukalo-osassa on lisäksi lisätukea antava nauha.

Käyttöalueet:
Lievästä kohtalaiseen CMC- ja
MCP 1-nivelten instabiliteetti,
ligamenttivammat, tulehdukset,
kulumat, trauma.



VISSION™ Neo Thumb

Pehmeä ja joustava lateksiton neopreeninen peukalo-ortoosi, joka antaa sekä lämpöä että tukea CMC- ja MCP-niveliille. Lepoasennossa se pitää peukalon neutraalissa asennossa.

Saatavana kahtena pituutena; pidempi malli antaa myös tukea ranteelle. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet:
Reumatologiske sygdomme,
aflastning, hypermobilitet
i tommelen og håndled.

Pitkä malli



Lyhyt malli



VISSION™ Thumb Orthosis with Stay

Pehmeä ja elastinen peukalo-ortoosi pitkässä ja lyhyessä mallissa, valmistettu kestävästä ja miellyttävästä materiaalista. Suunniteltu rajoittamaan CMC- ja MCP I -nivelten liikettä ja asettamaan peukalo toiminnalliseen asentoon. Pitkä malli antaa lisäksi kevyen tuen ranteelle. Molemmissa malleissa on peukalon puolella muovinen lasta, jossa on pehmustettu tyyny, sekä avoin ja säädettävä remmi; pitkän mallin lasta on irrotettava joustavuuden lisäämiseksi.

Käyttöalueet:
Pitkä malli: CMC- ja/tai MCP I -nivelten
nivelerikko ja/tai instabiliteetti,
napsusormi sekä De Quervainin tauti.
Lyhyt malli: CMC- tai MCP-nivelten
instabiliteetti, tulehdus,
degeneratiiviset tilat, rasitusvammat ja
reuma.

Pitkä malli



Lyhyt malli



Edistää palautumista mukavuuden ja vakauden avulla

Vission on ortoosisarja, joka on kehitetty erityisesti traumahoitoon sekä vammojen ja rasitusvammojen hoitoon. Sarjassa on klassinen ja toiminnallinen muotoilu, ja se tarjoaa laajan valikoiman malleja ja kokoja painottaen materiaaleja, istuvuutta ja käyttömukavuutta. Pehmeä sisäpinta takaa korkean mukavuuden, kun taas joustava elastinen materiaali varmistaa vakaan ja miellyttävän tuen, joka pitää ortoosin hyvin paikallaan. Ortoosit on valmistettu kestävästä materiaaleista, jotka säilyttävät sekä muotonsa että elastisuutensa ajan myötä.



VISSION™ CTS Night Splint

VISSION™ CTS on yölasta, joka on tarkoitettu lieventämään/estämään yöllistä karpaalikanavasyndroomasta aiheutuvaa käsien puutumista.

Käyttöalueet:
Karpaalikanavasyndrooma.



VISSION™ Finger Splint Splint POSI

Tekstiilituki, joka on kehitetty kliniseen käyttöön käden ja sormien (I–V) immobilisointiin. Tuessa on säädettävä volaarinen alumiinikisko, joka mahdollistaa tarkan asennon "Position of Safe Immobilization" (POSI) -asennossa – toiminto, joka suojaa niveliä, vähentää kontraktuurien riskiä ja edistää optimaalista paranemista. Säädettävä distaalinen remmi voidaan asettaa ja mukauttaa optimaalisen istuvuuden varmistamiseksi. Leveä remmi auttaa vähentämään sormien turvotusta.

Käyttöalueet:
Trauma, postoperatiivisesti, kämmenluiden ja sormien murtumat. Dupuytrenin kontraktuura.



VISSION™ Finger Splint Multi

Tämä sormilasta on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen ja ehkäisemään sorminivelten kontraktuuria. Ortoosia voidaan käyttää konservatiivisessa sormien kuntoutushoidossa sekä Dupuytrenin kontraktuuran hoidossa ja tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia. Ortoosia voidaan myös käyttää III-V kämmenluun ja niihin liittyvien sormen tyviluiden murtumien hoidossa.


Käyttöalueet:
Immobilisointi, Dupuytrenin kontraktuuran hoito, murtumat.



VISSION™ Finger Splint

Sormilasta sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen sorminivelten ruptuurien ehkäisemiseksi. Lastaa voidaan myös käyttää konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Käyttöalueet:
Sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen, konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.



VISSION™ Lycra Neck Collar

Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiasseudun vammat (murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian seudun kirurgia. Plexus brachialis pareesi.

Käyttöalueet:

Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.



VISSION™ Shoulder Orthosis IMMO

Vission kantoside on tarkoitettu olkavarren, kyynärpään ja kyynärvarren immobilisoimiseksi sekä asennon ylläpitämiseksi 90° tai 130° kulmassa. Kantoside sopii erityisesti olkapään ja rintakehän vammojen hoitamiseen. Kantositeen puolisuuuden voi vaihtaa, joten se sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla puolella.

Käyttöalueet:

Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiasseudun vammat (murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian seudun kirurgia. Plexus brachialis pareesi.

