

# Aspen® Collar

Aspen®-kaularankaortoosi on suunniteltu niin, että se rajoittaa merkittävästi liikkumista aiheuttamatta kivuliaita painepisteitä, jotka voivat johtaa muun muassa ihovaurioihin. Liikkeiden rajoittaminen on tieteellisesti arvioitu. Tutkijat ovat läpivalaisun avulla dokumentoineet kunkin nikamasegmentin siirtymisen ja kulman koko liikealueen ajan.

Kaularanganortoosin rakenneosat on suunniteltu siten, että tuki jakautuu laajoille kosketusalueille, jolloin painehaavoja aiheuttavat hankauskohdat jäävät mahdollisimman pieniksi. Aspenin patentoitujen muotoutuvien FlexTabs™-reunojen ansiosta ortoosi mukautuu kullekin potilaalle, kun sitä kiristetään, jotta se istuu räätälöidysti. Kiristämällä Occipital Support Strap™ -tukihihnaa ortoosi voidaan mukauttaa edelleen luomalla säädettävä, kolmiulotteinen "hylly", joka kannattelee takaraivoa. Lopullisen mukavuuden varmistamiseksi kaikki ortoosin kosketusalueet on pehmustettu puuvillavuoratuilla, hengittävillä, hypoallergeenisilla vaahtomuovipehmusteilla, jotka siirtävät kosteuden pois iholta. Kaikki pehmusteet ovat vaihdettavissa.

## Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), nyrjähdykset/venähdykset, kaularangan kipu, kaularangan välilevyn oireyhtymä, tuki- ja liikuntaelinten kipu, radikulopatia.



| Tuotenro. | Malli                                              | Koko      | Korkeus  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| 480080011 | Aspen Kaularangantuki                              | Short     | -        |
| 480090011 | Aspen Kaularangantuki, Vaihtopehmustesetti         | Short     | -        |
| 480100011 | Aspen Kaularangantuki Etupaneeli                   | Short     | -        |
| 480080012 | Aspen Kaularangantuki                              | Regular   | -        |
| 480090012 | Aspen Kaularangantuki, Vaihtopehmustesetti         | Regular   | -        |
| 480100012 | Aspen Kaularangantuki Etupaneeli                   | Regular   | -        |
| 480080013 | Aspen Kaularangantuki                              | Tall      | -        |
| 480090013 | Aspen Kaularangantuki, Vaihtopehmustesetti         | Tall      | -        |
| 480100013 | Aspen Kaularangantuki Etupaneeli                   | Tall      | -        |
| 480080014 | Aspen Kaularangantuki                              | X-Tall    | -        |
| 480090014 | Aspen Kaularangantuki, Vaihtopehmustesetti         | X-Tall    | -        |
| 480100014 | Aspen Kaularangantuki Etupaneeli                   | X-Tall    | -        |
| 480200011 | Aspen Kaularangantuki Takapaneeli                  | Small     | 30-51 cm |
| 480200012 | Aspen Kaularangantuki Takapaneeli                  | Standard  | 33-53 cm |
| 480200013 | Aspen Kaularangantuki Takapaneeli                  | Large     | 38-64 cm |
| 480210000 | Aspen Kaularangantuki Takapaneeli Vaihtopehmusteet | Small     | -        |
| 480220000 | Aspen Kaularangantuki Vaihtopehmusteet             | Universal | -        |

©Camp Scandinavia\_1224\_rev.01



Sverige  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

Danmark  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

Suomi  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

Norge  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no