

Vista® Collar

Aspen Vista® -kaularankaortoosi rajoittaa liikettä optimaalisesti ja auttaa samalla suojaamaan ihovaurioilta ja nopeuttaa potilaan kuntoutumista. Patentoidun korkeudensäätötekniologian ansiosta yhden koon ortoosi tarjoaa kuusi korkeudensäätö mahdollisuutta. Näin ortoosi mukautuu helposti erilaisille potilaille ja mahdollistavat yksinkertaiset säädöt hoidon aikana.

Aspenin ainutlaatuisien muotoutuvien Cushion Flex Tabs™ -reunojen ansiosta kaularangantuki voidaan muokata kullekin potilaalle sopivaksi. Säätämällä Occipital Support Strap™ -tukihihnaa ortoosi mukautuu entisestään luomalla säädettävän, kolmiulotteisen tukirakenteen, joka suojaa takaraivoa. Erittäin suuri trachea-aukko tarjoaa pääsyn hengitysteiden alueelle, josta voidaan suorittaa toimenpiteitä.

Puuvillavuorattu, hypoallergeeninen, avosoluinen vaahtomuovipehmuste siirtää kosteuden pois iholta ja antaa ilmavirran kuivata mahdollisen kosteuden. Tiheä, palautuva vaahtomuovi antaa lisäpehmusteen ihon rikkoutumisen estämiseksi.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä.

Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.



| Tuotenro. | Malli | Koko |
|-----------|--|-----------|
| 984000000 | Vista Kaularangantuki | Yksi koko |
| 984002000 | Vista Kaularangantuki, Vaihtopehmustesetti | Yksi koko |
| 984020000 | Vista Kaularangantuki Vaihtopehmusteet | Standard |
| 984006000 | Vista Kaularangantuki Takapaneeli | Standard |
| 984008000 | Vista Kaularangantuki Takapaneeli | Large |
| 984028000 | Vista Kaularangantuki Takapaneeli Vaihtopehmusteet | Large |

©Camp Scandinavia_1224_rev.01



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no