

Näin käytät Vista®-kaulatukeasi kotona

Alla on vaiheittaiset ohjeet siitä, miten käytät uutta kaulatukeasi kotona.



1

Aseta leuka keskelle leukatukea siten, että se on linjassa kaulakuopan kanssa.

Leukasi ei saa koskettaa leukatukea tässä vaiheessa asettamisprosessia.



2

Aseta takapaneeli niskan taakse ja varmista, että se on keskitetty.



3

Kiinnitä hihnat molemmille puolille ja kiristä ne. Kiristä tukihihnat siten että kaularangantuki istuu tukevasti ja mukavasti.

Varmista, että kiristät molempia puolia yhtä paljon.

Näin vaihdat ja puhdistat pehmusteet



Aseta pehmuste siten, että harmaa puoli kiinnittyy tarranauhamerkintään. Pehmusteen on peitettävä kaikki muovin reunat, jotta iho ei joudu kosketuksiin muovin kanssa.



Kun vaihdat niskapehmusteen, pujota tarranauhat pehmusteen aukkojen läpi ja sitten muoviosan ulkoreunan aukkojen läpi.

Pehmusteiden puhdistaminen on helppoa. Pese ne käsin miedolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee kaikki saippua huolellisesti pois ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois. Anna niiden kuivua ilmassa 6–8 tuntia. Älä pese pehmusteita pesukoneessa äläkä kuivaa niitä kuivausrummussa.

Pehmusteessa on kaksi puolta: valkoinen ja harmaa/vihreä. Valkoisen puolen tulee aina olla ulospäin ja koskettaa ihoa. Muovin ei koskaan tule olla kosketuksissa ihon kanssa.