

MultiMotion

Hip Abduction System

Dynaaminen lonkan abduktiojärjestelmä
lapsille



MultiMotion

Dynaaminen lonkan abduktiojärjestelmä lapsille

Lasten lonkkanivelten korjattavissa olevien kontraktuurien nopeaan ja varmaan hoitoon

- Ortoosi ohjaa lapsen raajan oikeaan asentoon sekä stabiloi lonkkaniveltä
- Lähentäjälihakset venyvät hitaasti pituutta
- Ortoosi voidaan lukita ja avata halutussa asennossa
- Säädettyä fleksio- ja ekstensiostopperi:
Small 14° välein, Regular 12° välein



Tuotteen edut:

- Parantaa/palauttaa nivelten liikkuvuutta
- Varma ja asteittainen nivelten mobilisointi
- Spastisten lihasten venytys/mobilisointi
- Ennaltaehkäisee nivelruston vammoja sekä haavaumia


Käyttöalueet:

Neurologiset

- Spastinen diplegia
- Spastinen tetraplegia
- Spastinen triplegia

Ortopediset

- Lonkkanivelen synnynnäinen subluksaatio



Järjestelmä koostuu kahdesta komponentista; korjaavasta nivelestä sekä abduktiokiskoista.
Komponentit asennetaan yksilöllisesti valmistettuun ortoosiin.

Abduktiokiskot, alumiini

Tuotenro.	Koko	Mitta
69721	Small	< 105 cm
69720	Regular	> 105 cm



MultiMotion korjaavat nivelet

Tuotenro.	Koko	Maksimaalinen vääntömomentti	Nivelpesän halkaisija	Nivelen paino	Ikä
69152	Medium	3.4 Nm	35 mm	77 g	< 4 vuotta
69140	Large	10.2 Nm	53 mm	180 g	> 4 vuotta

Huom! Ammattitaitoisen henkilön tulee sovittaa tämä tuote. Sovittajan tulee varmistaa, että ortoosia käytetään oikein ja että se toimii moitteettomasti, ennen kuin asiakas aloittaa ortoosin käytön. Asiakasta sekä hänen huoltajaansa tulee neuvoa kuinka ortoosi puetaan päälle ja riisutaan sekä kuinka nivelet toimivat. On myös tärkeää kertoa, että asiakasta hoitavat henkilöt eivät saa muuttaa ortoosin asetuksia jos muuta ei ole sovittu.

Lonkan abduktiojärjestelmää saa käyttää ainoastaan alaraajoihin tarkoitetuissa ortooseissa. Niitä ei tule käyttää liikkumista avustaviin ortooseihin.