

CAMP®

Uutuus!

# C35 Hydro

Vedenkestävä  
hyperekstensiotuki



camp.fi

# C35 Hydro

Tämä hyperekstensiotuki on valmistettu vedenkestävästä materiaalista ja sopii hyvin käytettäväksi vesiterapiassa. Tuen korkeutta ja leveyttä voidaan säätää sekä rintalevyn asentoa muuttaa. Lantiokaari voidaan lukita haluttuun asentoon. Tuki kiinnitetään pikalukitussoikien avulla. Pehmuste voidaan vaihtaa.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin, luksaation ja osteoartriitin aiheuttamat stabiilit kompressiomurtumat. Voidaan käyttää väliaikaisesti vesiterapiassa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus
20358 0011	Hydro	Small	60-75 cm	39-50 cm
20358 0012	Hydro	Medium	75-90 cm	42-52 cm
20358 0013	Hydro	Large	90-105 cm	45-59 cm
20358 0014	Hydro	X-Large	105-115 cm	49-61 cm
20359 0011	Vaihtopehmuste	Small		
20359 0012	Vaihtopehmuste	Medium		
20359 0013	Vaihtopehmuste	Large		
20359 0014	Vaihtopehmuste	X-Large		



# C35 Hyperekstensiotuki

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki post-operatiiviseen hoitoon. Rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisliikettä. Tuen korkeutta ja leveyttä rinnan kohdalta voidaan säätää. Rintalevy on liikkuva ja selkälevyn korkeutta voi säätää.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, luksaatiot, osteoartriitti.



Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus
20350 0011	C35	Small	76-83 cm	43-47 cm
20350 0012	C35	Medium	83-94 cm	45-50 cm
20350 0013	C35	Large	94-104 cm	48-54 cm
20350 0014	C35	X-Large	104-114 cm	53-59 cm
20351 0000	Lisä rintalevy	Yksi koko		
20354 0011	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354 0013	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356 0000	Yläpinnan vaihtopehmuste			

# C35+ Hyperekstensiotuki

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki post-operatiiviseen hoitoon. Rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisliikettä. Tuen korkeus on säädettävissä sekä leveys rinnan kohdalta. Rintalevy on asteittain liikkuva minkä vuoksi kulmaa on helppo säätää. Alapanta voidaan säätää vapaasti liikkuvaksi tai lukita tiettyyn asentoon. Säädettävä selkälevy.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito:trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, luksaatiot, osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus
20355 0011	C35+	Small	74-86 cm	39-48 cm
20355 0012	C35+	Medium	84-98 cm	42-51 cm
20355 0013	C35+	Large	96-110 cm	44-52 cm
20355 0014	C35+	X-Large	106-120 cm	48-57 cm
20351 0000	Lisä rintalevy	Yksi koko		
20352 0012	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352 0014	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354 0011	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354 0013	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356 0000	Yläpinnan vaihtopehmuste			



# C37 Hyperekstensiotuki

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki post-operatiiviseen hoitoon, joka rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisliikettä. Tuen korkeutta ja leveyttä ja selkäosaa voidaan säätää sekä lantiolevyn asentoa muuttaa. Alemman pinnan kulmaa voidaan myös säätää.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito:trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, luksaatiot, osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus
20370 0011	C37	Small	76-94 cm	43-50 cm
20370 0013	C37	Large	94-114 cm	48-59 cm
20351 0000	Lisä rintalevy			
20352 1112	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352 1314	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354 0011	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354 0013	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356 0000	Yläpinnan vaihtopehmuste			






# Camp STAR hyperekstensiotuki

Metallikehyksinen, stabiili hyperekstensiotuki, joka on pehmustettu vahtokumilla ja jossa on muovinen vyö. Korkeutta voidaan säätää.

**Käyttöalueet:** Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, luksaatiot, osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko
20347 0000	Camp STAR	Yksi koko



**Käy katsomassa myös muut  
valikoimaamme kuuluvat tuotteet  
sivultamme [camp.fi](http://camp.fi)**