



Käsi- ja rannetuet

www.camp.fi



Mitta: Ranteen ympärys

Vission sormilasta

Sormilasta sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen sorminivelten ruptuurien ehkäisemiseksi. Lastaa voidaan myös käyttää konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Käyttöalueet: Sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen, konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 27 cm:ä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
46020	Vission Sormilasta	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Large	> 19 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympärys.

Vission MULTI sormilasta

Tämä sormilasta on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen ja ehkäisemään sorminivelten kontraktuuria. Ortoosia voidaan käyttää konservatiivisessa sormien kuntoutushoidossa sekä Dupuytrenin kontraktuuran hoidossa ja tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia. Ortoosia voidaan myös käyttää III-V kämmenluun ja niihin liittyvien sormen tyviluiden murtumien hoidossa.

Käyttöalueet: Immobilisointi, Dupuytrenin kontraktuuran hoito, murtumat.

Kontraindikaatiot: Ei tunnettuja.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 30 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Small	< 16 cm	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Medium	16 - 19 cm	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Large	> 19 cm	Vas/Oik

SOF-Stretch lyhyt dynaaminen sormiortoosi

Ortoosi avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta. Bilateraalisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi sekä tarvittaessa tehdä tilaa mahdolliselle ödeemalle. Lyhyt ortoosi sallii MCP-niveliä täydellisen liikkuvuuden.

Käyttöalueet: Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51405	Valkoinen	X-Small	3,8 cm
51405	Valkoinen	Small	4,4 cm
51405	Valkoinen	Medium	5,1 cm
51405	Valkoinen	Large	5,7 cm
51405	Valkoinen	X-Large	7 cm



Mitta: Volaaripuolelta MCP- ja DIP-nivelen väliltä

SOF-Stretch dynaaminen sormiortoosi

Ortoosi avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta. Bilateraalisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi sekä tarvittaessa tehdä tilaa mahdolliselle ödeemalle.

Käyttöalueet: Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51400	Valkoinen	X-Small	5,1 cm
51400	Valkoinen	Small	6,4 cm
51400	Valkoinen	Medium	7,6 cm
51400	Valkoinen	Large	8,9 cm
51400	Valkoinen	X-Large	10,2 cm
51401	Musta	X-Small	5,1 cm
51401	Musta	Small	6,4 cm
51401	Musta	Medium	7,6 cm
51401	Musta	Large	8,9 cm
51401	Musta	X-Large	10,2 cm



Mitta: Volaaripuolelta dist. kämmentaitoksen ja DIP-nivelen väliltä

Mallet sormiortoosi

Immobilisoi DIP-nivelen ekstensioon ja sallii samalla PIP-nivelen täyden liikkuvuuden. Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään keskimmaiseen falangiin itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).

Tuotenro.	Koko	Väri	Pituus	Halkaisija	Pakkaus
51422	1	Beige	5,28 cm	1,52 cm	10 kpl
51422	2	Beige	5,18 cm	1,67 cm	10 kpl
51422	3	Beige	5,84 cm	1,87 cm	10 kpl
51422	4	Beige	6,28 cm	1,91 cm	10 kpl
51422	5	Beige	5,87 cm	1,91 cm	10 kpl
51422	5,5	Beige	6,09 cm	2,29 cm	10 kpl
51422	6	Beige	6,43 cm	2,29 cm	10 kpl
51422	7	Beige	6,27 cm	2,54 cm	10 kpl





Mitta: Volaaripuolelta dist. kämmenlaitoksen ja DIP-nivelen väliltä



SOF-Stretch dynaaminen spiraaliortoosi

Ekstensiolasta (Capener) avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Spiraalijouset asettuvat PIP-nivelen molemmille puolille ja säilyttävät näin venytysvoiman samana kaikissa asennoissa. Jouset voidaan löysätä tai kiristää haluttuun vastukseen. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta.

Käyttöalueet: Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys. Sopii hyvin kun kontraktuura on enintään 45°. Ei luutuneille kontraktuureille.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51410	Valkoinen	Small	6,4 cm
51410	Valkoinen	Medium	7 cm
51410	Valkoinen	Large	7,6 cm
51410	Valkoinen	X-Large	8,3 cm

SELECTION® Fingerloop

Kaksoissidos, joka pitää tehokkaasti kaksi sormeaa tai useampia sormia yhdessä, jotta vahvempi sormi voi auttaa heikompaa sormi tukemaan, suojaamaan ja/tai lisäämään liikelaajuutta. Voidaan käyttää myös staattisena progressiivisena lastana DIP-nivelen liikelaajuuden lisäämiseksi. Side on tehty kestävästä nopeasti kuivuvasta nailonista ja se on helppo leikata yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi. Yhtä tai useampaa palaa voidaan käyttää samanaikaisesti. Puolivalmisteinen Fingerloop-levy, joka on 10 cm leveä, voidaan helposti leikata saksilla halutun levyiseksi yksittäisiksi nauhoiksi.

Käyttöalueet: loukkaantumisen, leikkauksen tai vakaan murtuman jälkeen, metakarpaaliluun murtumat, krooniset kiputilat, nyrjähdykset, nivelten kuluminen ja kontraktuuran hoidossa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Pituus	Pakkausko
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15,5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1



Mitta: Pituus ranteesta peukalon IP-niveleen

Tee Pee™ peukalotuki

TeePee™ peukalotuessa on kolme muotoiltavaa alumiinilastaa (sentraalinen, dorsaalinen ja palmaarinen). Se antaa stabiilin tuen peukalolle. Tuki on valmistettu perforoidusta ja ilmastavasta mokkakäljitelmästä ja siinä on hengittävä vuori.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen käyttö, reumatologiset sairaudet ja instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28560	Musta	X-Small	<9 cm	Bilat.
28560	Musta	Small	9-10 cm	Bilat.
28560	Musta	Medium	10-11,5 cm	Bilat.
28560	Musta	Large	11,5-13 cm	Bilat.
28560	Musta	X-Large	>13 cm	Bilat.

CMC-X Lacer peukalo-ortoosi

CMC-X Lacer™ peukalo-ortoosi helpottaa kipua peukalon CMC-nivelen nivelrikossa ja samalla sallii nivelen liikkeen. Nyörikiinnitys on helppo säätää ja peukalon CMC-nivel tukee toivottuun abduktiokulmaan. Samanaikaisesti tuki sallii peukalon funktionaalisen liikkeen. Säädettävät pehmustetut alumiinilastat yhdessä nauhojen kanssa antavat kevyen paineen ja ovat lisätukena CMC-nivelelle. CMC-X Lacer peukalo-ortoosi on valmistettu hypoallergeenisestä CoolFlex™ materiaalista, joka on mukava ja kompressiota antava. CMC-X ei sisällä latexia tai neopreeniä.

Käyttöalueet: Osteoartriitti peukalon CMC-nivelessä, mediaalinen subluksaatio peukalon CMC-nivelessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28562	Musta	X-Small	<14 cm	Bilat.
28562	Musta	Small	14-16 cm	Bilat.
28562	Musta	Medium	16-18 cm	Bilat.
28562	Musta	Large	18-19,5 cm	Bilat.
28562	Musta	X-Large	>19,5 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympäryys

CMC peukalotuki

CMC peukalotuki on tarkoitettu antamaan tukea CMC-nivelelle instabiliteetissä ja kulumisesta johtuvissa vammoissa. Pehmustettu lasta yhdessä joustavan kiinnitysnauhan kanssa antaa peukalon tyveen tarvittavan kompression ja auttaa stabiloimaan CMC-niveltä.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen käyttö, reumatologiset sairaudet ja instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28561	Musta	X-Small	<14 cm	Vas/Oik
28561	Musta	Small	14-15,5 cm	Vas/Oik
28561	Musta	Medium	15,5-17,5 cm	Vas/Oik
28561	Musta	Large	17,5-19,5 cm	Vas/Oik
28561	Musta	X-Large	>19,5 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: MCP-nivelen ympäröimä.

CMCcare peukalo-ortoosi

Peukalo-ortoosi tukee peukalon CMC-niveltä ja pitää metakarpaalinivelen toiminnallisessa asennossa siten, että puristusote-mahdollisuus säilyy. Ortoosissa on sisäänrakennetut muotoiltavat alumiinilastat sekä säädettävä tarranauhakiinnitys. Anatominen muotoilu sekä viistoon leikatut reunat tekevät ortoosista hyvin istuvan sekä mukavantuntuisen. Ortoosi ei estä ranteen ja käden liikkumista.

Käyttöalueet: Peukalonivelen osteoartriitti, peukalon instabiliteetti, postoperatiivisesti CMC- I-nivelen artroosileikkauksen jälkeen.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28552	Harmaa	Small	16 - 19,5 cm	Vas/Oik
28552	Harmaa	Medium	19,5 - 22,5 cm	Vas/Oik
28552	Harmaa	Large	22,5 - 26 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Vission NEO peukalotuki lyhyt

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai jänteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yliliikkuvuus.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm:ä (koko M).

Tuoteno.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46025	Lyhyt	Musta	Small	13 - 16 cm	Vas/Oik
46025	Lyhyt	Musta	Medium	15 - 18 cm	Vas/Oik
46025	Lyhyt	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys
www.camp.fi

Vission NEO peukalotuki pitkä

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta. Tämä malli tukee rannetta kevyesti. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai jänteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yliliikkuvuus.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 12,5 cm:ä. Ortoosi on valmistettu nylonista ja lateksittomasta neopreenistä.

Tuoteno.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
46026	Pitkä	Musta	Yksi koko	Vas/Oik



Mitta 1: Ranteen ympäryys

Mitta 2: Korkeusmitta ranteesta I ja II sormien tyveen.

SELECTION® Lasten peukalotuki

Pehmeä ja mukavantuntuinen peukalotuki lapsille. SELECTION® materiaali on ohutta ja joustavaa ja se antaa ihon hengittää. Tuki on tarkoitettu parantamaan peukalon toiminnallista asentoa sekä helpottamaan tulehduksista ja reumasairauksista aiheutuvaa kipua. Sitä voidaan myös käyttää lievittämään spastisuutta käden ja ranteen neurologisissa oireissa. Peukalo-osaa voidaan säätää ja reunoja muotoilla tarvittaessa.

Käyttöalueet: Plexus brachialis vaurioista johtuvat (Erbin pareesi) käden alueen virheasennot, Cerebral Paresista aiheutuva spastisuus, artrogrypoosi, reumasairaudet.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
35300	Musta	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Vas/Oik
35300	Musta	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Vas/Oik
35300	Musta	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Vas/Oik
35300	Musta	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Vas/Oik
35300	Musta	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys.

SELECTION® peukalotuki, Soft

Mukavantuntuinen ja joustava peukalotuki, joka vähentää rasitusta peukalonivelissä, sekä antaa kevyen tuen. SELECTION® peukalotuki Soft on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja niveliä. Tuki voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumasairaudet, rasitusvammojen ehkäisy, peukalonivelen yliojennus, CMC-I artroosin lievitys.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm:ä (koko M).

Tuoteno.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	Medium	15-17 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35200	Soft	Musta	X-Large	>20 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Vas/Oik

SELECTION® peukalotuki, Rigid

Mukavantuntuinen ja joustava peukalotuki, jossa on lisätukea peukalon ympärillä oleville rakenteille. Tuki vähentää rasitusta peukalonivelissä ja antaa lisää tukea niille. Se myös tukee ja suojaa peukalon MCP-nivelä. SELECTION® peukalotuki Rigid on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja nivelä. Tuki voidaan leikata haluttuun muotoon.

Käyttöalueet: Reumasairaudet, rasitusvammojen ehkäisy, peukalonivelen yliojennus, CMC-I artroosin lievitys.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm:ä (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	Medium	15-17cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35202	Rigid	Musta	X-Large	>20 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Vas/Oik
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta 1: Mitta 1: 2-5 MCP leveys

Mitta 2: Pituus ranteesta
sormenkärkiin

SOT Peukalo-ortoosi

SOT Peukalo-ortoosi on anatomisesti muotoiltu lepo-ortoosi peukalolle ja kämmenelle. Ortoosi asettaa peukalon optimaaliseen lepo-asentoon. Se on muotoiltu rajoittamaan peukalon CMC – ja MCP-nivelten liikettä, antamaan tukea kämmenkaarille sekä tukemaan peukalon nivelet ja lihakset mukavaan lepoasentoon.

Ortoosissa on säädettävä alumiinydin, joka voidaan helposti muotoilla yksilölliseen muotoon. Ortoosia voidaan muotoilla jälkikäteen kontraktuuran muuttuessa. Muotoiltavuutensa ansiosta se on erinomainen vaihtoehto erikoisvalmisteisten lepo-ortoosien sijaan. Lue enemmän tuotteen muotoilusta ”Ohjeita ja Vinkkejä”-esitteestä.

Kun tarvitaan lisäksi tukea ranteen alueelle, voidaan S.O.T peukalo-ortoosia käyttää yhdessä ranneortoosin kanssa. Vission 46029 ja Selection 35207 ovat erinomaisia tukia yhdistää S.O.T peukalo-ortoosin kanssa.

Käyttöalueet: SOT peukalo-ortoosi on tarkoitettu käytettäväksi nivelrikossa, nivelreumassa, peukalon adduktiokontraktuurassa ja yllirasitusvammoissa.

Muuta: SOT peukalo-ortoosi on pestävissä 40 asteessa.

Tuoteno.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vas/Oik
28720	SOT Peukalo-ortoosi	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vas/Oik
28721	Lisäsuojus	Small			Vas/Oik
28721	Lisäsuojus	Medium			Vas/Oik
28721	Lisäsuojus	Large			Vas/Oik

Vission lyhyt peukalotuki lastalla

Tämä lastallinen peukalotuki tukee peukaloa ja sen ympärillä olevaa aluetta. Tuen sisäpuolella oleva materiaali on rakennettu siten, että se ei paina niveliä tai peukalon lihaksia. Materiaali on tukevaa ja kulutusta kestävä. Tuki on sisältä pehmeän ja mukavantuntuinen. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Peukalonivelen instabiliteetti (CMC- tai MCP-nivel), inflammaatiot, kulumat, rasituksesta aiheutuissa ongelmissa sekä reumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 13 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46028	Lastalla	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Vission pitkä peukalotuki lastalla

Pitkä peukalotuki, joka on joustava ja helppo pukea. Tuessa on irrotettavat metallilastat, jotka tukevat peukaloa sekä sen rakenteita samalla kun ne tukevat rannetta kevyesti välilyönti. Tuki on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP I-niveliin liikkumista sekä ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon. Tuki on valmistettu tukevasta ja kulutusta kestävästä resorimateriaalista, jonka sisäpuoli on pehmeän ja mukavantuntuinen. Peukalo-osa voidaan avata ja säätää. Tarrakiinnitys on kaksiosainen, minkä ansiosta tuki on helppo pukea ja riisua yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Osteoartrroosi ja/tai CMC- ja MCP I-nivelen instabiliteetti, Napsusormi, De Quervainin tauti.

Muuta: Ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 16 cm (koko M).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46023	Pitkä, lastalla	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Vission muotoiltava peukalo-ortoosi

Peukalo-ortoosi, joka on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP I-niveliin liikkumista sekä ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon yksilöllisesti muotoillun peukalo-osan avulla. Taskuun asetettu muovilasta lämmitetään ja muotoillaan asettamalla koko ortoosi 70-72° vesihauteseen. Ortoosi muotoillaan asiakkaalle yksilöllisesti parhaan anatomisen istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Lievästä kohtalainen CMC- ja MCP I-niveliin instabiliteetti, ligamenttivammat, De Quervainin tauti, tulehdukset, degeneratiiviset sairaudet ja trauma.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46024	Muotoiltava peukalo-ortoosi	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Basic peukalotuki, lyhyt ja pitkä

Tuki, jonka muovilastat tukevat peukaloa ja ympärillä olevia kudoksia. Materiaali on leikattu viistoon parhaan istuvuuden ja elastisuuden saavuttamiseksi. Peukalon ympäryys on avoin ja säädettävissä. Pitkä malli on 2 cm lyhyttä mallia pidempi ja tukee näin rannetta. Lisätukea haluttaessa voidaan tuen kanssa käyttää erillisiä rannenuhoja 27447 tai 27448.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Basic peukalotuki lyhyt - ortoosin pituus radiaalipuolella on 12,5 cm:ä. Basic peukalotuki pitkä - ortoosin pituus radiaalipuolella on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27443	Lyhyt	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27444	Pitkä	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik

Peukalotuki Rigid Airmed

Peukalotuki, joka on tarkoitettu peukalon MCP-nivelen posttraumaattiseen immobilisointiin. Ortoosi antaa tukea sekä lievittää rasitusta Trapezium-Metacarpaalinivelessä. Tuki auttaa rajoittamaan liikkeitä, jotka voisivat vahingoittaa tai aiheuttaa kipua peukalossa. Tuessa on sisäännommellut metallilastat, joita voidaan muotoilla tarvittaessa. Ortoosi on pehmeän ja mukavan tuntuinen. Materiaali on rei'itetty ilmankierron lisäämiseksi.

Käyttöalueet: Peukalon MCP-nivelen posttraumaattinen immobilisointi, karpaalikanavasyndrooma sekä jännetupentulehdus.

Muuta: ortoosin pituus peukalon radiaalipuolella on 11 cm (koko S).

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilat.
28551	Harmaa	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28551	Harmaa	Large	18 - 22 cm	Bilat.



Mitta: Ranteen ympäryys

Sporlastic peukalotuki

Muovista valmistettu, stabiili peukalotuki, jonka tehtävänä on immobilisoida peukalo toiminnalliseen asentoon. Ortoosin kiinnitysnauha tarranauha on joustava. Mukana tulee high-tech-kuidusta valmistettu vuorikangas, joka imee kosteuden ja toimii pehmusteena.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti ja instabiliteetissa.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28545	Beige	Small	<17 cm	Vas/Oik
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Vas/Oik
28545	Beige	Large	>19 cm	Vas/Oik
28547	Sisäkäsine	Small		Bilat.
28547	Sisäkäsine	Medium		Bilat.
28547	Sisäkäsine	Large		Bilat.



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Ranteen ympärys

Bromsa rannetuki

Tuki, jossa on dorsaalipuolella kaksi joustavaa muovilastaa. Lastat ja leveä kiinnitysnauha rajoittavat ranteen dorsaalifleksiota. Stabiiliteettia säädetään yksinkertaisesti käyttämällä joko yhtä tai kumpaakin lastaa tai asettamalla kiinnitysnauha enemmän proksimaalisesti tai distaalisesti. Volaaripuolella ei ole lastaa, mikä helpottaa muita käden toimintoja.

Käyttöalueet: Käytetään keventämään ekstensoreiden kuormitusta ja lateraalissa epikondylyitissä.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28240	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
28240	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
28240	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
28240	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



SELECTION® Bromsa rannetuki

Selection Bromsa rannetuki on tarkoitettu rajoittamaan liikettä ranteessa ja vähentämään kuormitusta käden ekstensoreissa sekä tukemaan rannetta ja vähentämään kipua esim. tenniskyynärpäässä. Ortoosissa on pehmeät muovilastat kämmenselän puolella, säädettävä peukalonauha ja SELECTION nauhat.

Tuen voimakkuutta voidaan säätää valitsemalla molemmat lastat tai vain yksi.

Nyörikiinnityksen ansiosta ortoosi istuu paremmin kädessä ja antaa paremman tuen.

Käyttöalueet: Lateraali epikondylyitti, yli liikkuvuus, reumaattiset ongelmat, määrittelemätön kipu.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 15 cm:ä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	X-Small	<11 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	Small	11-14 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35208	Selection Bromsa	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik

SELECTION® rannetuki, lyhyt musta

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki ilman lastaa. Tuki on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää ja tuntuu mukavalta sitä vasten. Tämä rannetuki, joka on lyhyempi kuin SELECTION® Soft ja Rigid mallit, tukee rannetta ja antaa kevyen kompression estämättä kuitenkaan sen liikkuvuutta. Nyörillinen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Lisänauha voidaan ostaa erikseen.

Käyttöalueet: Tukee ja vähentää rasitusta ranteessa vamman ja operaation jälkeen, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai ylirasituksessa. Ganglio leikkauksen jälkeen ja kun ranteeseen tarvitaan kompressiota. Ehlers-Danlos syndroomaan liittyvät yliliikkuvat nivelet. Tukea voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevästi kun ranteeseen kohdistuu raskaita ja monotonisia liikkeitä.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 13 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35222	Lyhyt, ilman lastaa	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Ranteen ympärys

SELECTION® rannetuki, lyhyt beige

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki ilman lastaa. Tuki on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää ja tuntuu mukavalta sitä vasten. Tämä rannetuki, joka on lyhyempi kuin SELECTION® Soft ja Rigid mallit, tukee rannetta ja antaa kevyen kompression estämättä kuitenkaan sen liikkuvuutta. Nyörillinen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Lisänauha voidaan ostaa erikseen.

Käyttöalueet: Tukee ja vähentää räsitusta ranteessa vamman ja operaation jälkeen, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai yliirasituksessa. Ganglio leikkauksen jälkeen ja kun ranteeseen tarvitaan kompressiota. Ehlers-Danlos syndroomaan liittyvät yliliikkuvat nivelet. Tukea voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevästi kun ranteeseen kohdistuu raskaita ja monotonisia liikkeitä.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 13 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35223	Lyhyt, ilman lastaa	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik

Vission rannetuki, lyhyt

Hieman lyhyempi rannetuki, joka on valmistettu kulutusta kestävästä resorimateriaalista. Tuki on sisältä pehmeän ja mukavantuntuinen. Mallin saa täysin avoimeksi, mikä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Tuki on anatomisesti muotoiltu kämmenen, rystysten ja peukalon muotoihin sopivaksi. Tässä mallissa ei ole volaarilastaa. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Tukee ja lievittää rasitusta vamman ja leikkauksen jälkeen, kipsinpoiston jälkeen, yliikkuvuudessa, reumasairauksissa, kroonisissa kiputiloissa, nivelkulumissa tai yllirasitustiloissa. Voidaan myös käyttää ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa kun liikkeet ovat monotonisia tai voimaa vaativia.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 13 cm.

Tuoteno.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	Small	13 - 14 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	Large	16 - 19 cm	Vasen
46030	Lyhyt ilman lastaa	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vasen



Mitta: Ranteen ympäryys

Gripa rannetuki

Tukee rannetta tehokkaasti raskaassa tai yksipuolisesti rannetta kuormittavassa työssä. Leveä rannenuha tukee rannetta. Kämmenpuolen luistamattoman materiaalin ansiosta erilaisista työkaluista saa hyvän otteen. Kehitetty yhteistyössä työpajojen asentajien kanssa.

Käyttöalueet: Käytetään keventämään kuormitusta kämmenessä ja ranteessa sekä ennaltaehkäisevästi esim. asennustyössä.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28210	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
28210	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
28210	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
28210	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Mitta 1: Ranteen ympäryys
Mitta 2: Mitta ranteesta I ja II sormien
tyveen
Mitta 3: Ortoosin pituus
volaaripuolella

SELECTION® Lasten rannetuki

Pehmeä ja mukavantuntuinen rannetuki lapsille. Tässä stabiilissa ortoosissa on alumiinilasta volaaripuolella sekä kaksi kiinnitysnauhaa helppoon ja asteettomaan kiinnitykseen. Lastan voi poistaa. SELECTION® materiaali on ohutta ja joustavaa ja se antaa ihon hengittää. Peukalo-osaa voidaan säätää ja reunat ovat pehmeän tuntuisia. Väritys on suunniteltu lapsille houkuttelevaksi.

Käyttöalueet: Reumaattiset ongelmat. Neurologiset vammat, missä ranne tarvitsee lisätukea ja/tai sen asentoa tarvitsee korjata. Kipsauksen jälkihoitona. Tulehduksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35305	Musta	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Vas/Oik
35305	Musta	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Vas/Oik
35305	Musta	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Vas/Oik
35305	Musta	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Vas/Oik
35305	Musta	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Vas/Oik



Mitta 1: Ranteen ympäryys
Mitta 2: Kämmenen mitta
Mitta 3: Ortoosin pituus
volaaripuolella

SELECTION® lasten Open Wrist rannetuki

Tukeva ja yksinkertainen rannetuki SELECTION® materiaalista. Volaaripuolella on muotoiltava alumiinilasta. Peukalon tueksi kiinnitetään kaksi tarranauhaa: toinen joka kiinnitetään peukalon ympäri ja toinen kädenselän puolella. Näin peukalo ei pääse tarpeettomasti liikkumaan. Selection lasten Open Wrist rannetuki on tarkoitettu immobilisoimaan CMC niveltä ja rannetta kivun lievittämiseksi sekä ohjaamaan ranne neutraaliin asentoon. Tarvittaessa sitä voidaan myös käyttää tukemaan rannetta trauman/leikkauksen jälkeen.

Käyttöalueet: Reumaattinen artriitti, CP, trauman/leikkauksen jälkeen.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3	Vas/Oik
35306	Lapsi	Musta	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Vas/Oik
35306	Lapsi	Musta	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Vas/Oik
35306	Lapsi	Musta	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Vas/Oik

SELECTION® Open Wrist

Stabiili ja helpokäyttöinen rannetuki miellyttävästä SELECTION® materiaalista. Tuessa on muotoiltu muovilasta volaaripuolella ja suora muovilasta dorsaalipuolella. Ranteen ympäri kierrettävä stabiili kiinnitysnauha on helppo sulkea ja avata yhdellä kädellä. SELECTION Open Wrist on tarkoitettu käytettäväksi kun halutaan lieventää rasisusta ranteessa.

Käyttöalueet: Tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasisusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm:ä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35207	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35207	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35207	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35207	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35207	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

SELECTION® Ulnaarideviaatio-tuki

SELECTION® Ulnaarideviaatio-tuki on tarkoitettu parantamaan sormien asentoa paremman käden hallinnan ja toiminnallisen otteen saavuttamiseksi. Ortoosi antaa tukea ja lievittää kipua. Se antaa tukea MCP ja PIP nivelille samalla kun se parantaa sormien ekstensorien liikesuuntaa. Ortoosi on suunniteltu siten, että kangasmateriaali ulottuu reilusti ulnaarisivun ja 5. MCP-nivelen yli ja antaa siten parhaan mahdollisen tuen ja linjauksen sekä jakaa painetta. Tarra voidaan kiinnittää mihin tahansa kohtaan materiaalissa, joten nauhojen kiinnityskohdalle ei ole rajoituksia optimaalisen asennonkorjauksen saavuttamiseksi.

Ohut ja taipuisa ortoosi voidaan yhdistää ranneortoosiin kun lisätuki on tarpeen. Erityissuunnitellut vahvistukset (pinnoittamattomasta) matalalämpömuovista voidaan kiinnittää suoraan ortoosia vasten.

Käyttöalueet: Artroosipotilaat. Ulnaarideviaatio on tyypillinen henkilöillä, joilla on erilaisia inflammatorisia sairauksia, kuten esim. reuma. Selection Ulnaarideviaatitukea voidaan käyttää myös lisätukena yliliikkuville nivelille sekä heikoille lihaksille. Ei saa käyttää kontraktuneisiin niveliin.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35218	Musta	X-Small	13-16 cm	Vas/Oik
35218	Musta	Small	16-19 cm	Vas/Oik
35218	Musta	Medium	19-22 cm	Vas/Oik
35218	Musta	Large	22-25 cm	Vas/Oik



Mitta: Ympärysmitta MCP 2-5



Mitta: Pituus MCP I nivelen keskeltä IPI nivelen keskelle.

SELECTION® Radialis Peukalo-osa

Kankainen peukalo-osa voidaan yhdistää SELECTION® ranneortoosimalleihin 35204, 35205 ja 35209. Peukalo-osa voidaan yhdistää myös SELECTION® Radialis Sormiosan kanssa. Sekä SELECTION® Radialis Peukalo-osa että Sormiosa on tarkoitettu käytettäväksi Radialispareesissa (riippukäsi, joka johtuu radialishermon vammasta) mahdollistaen toiminnallisen tarttumisotteen hermon toipuessa rauhassa.

Käyttöalueet: Radialispareesi

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35216	Radialis Peukalo-osa	Musta	Small	3 - 4 cm	Vas/Oik
35216	Radialis Peukalo-osa	Musta	Large	5 - 6 cm	Vas/Oik



Mitta: MCP 2-5 ympäryys

SELECTION® Radialis Sormiosa

Kankainen sormiosa voidaan yhdistää SELECTION® ranneortoosimalleihin 35204, 35205 ja 35209. Sormiosa voidaan yhdistää myös SELECTION® Radialis Peukalo-osan kanssa. Sekä SELECTION® Radialis Peukalo-osa että sormiosa on tarkoitettu käytettäväksi Radialispareesissa (riippukäsi, joka johtuu radialishermon vammasta) mahdollistaen toiminnallisen tarttumisotteen hermon toipuessa rauhassa.

Käyttöalueet: Radialispareesi

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35217	Radialis Sormiosa	Musta	Small	17 - 20 cm	Vas/Oik
35217	Radialis Sormiosa	Musta	Medium	20 - 23 cm	Vas/Oik
35217	Radialis Sormiosa	Musta	Large	23 - 27 cm	Vas/Oik

SELECTION® rannetuki, Soft

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki, joka on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista. Materiaali antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. SELECTION® Soft rannetuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella. Tukilastat voidaan irrottaa. Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalonauhaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Kun rannetta tarvitsee suojata rasitukselta esimerkiksi tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasitusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa. Joustava rannetuki.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm. Plus-koossa on kynnärvarsi hieman leveämpi.



Mitta 1: Ranteen ympäryys

Mitta 2: Kynnärvarren keskikohta

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	X-Small	< 11 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Small	11 - 14 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Medium	14 - 17 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Large	17 - 20 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	X-Large	20 - 23 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	XX-Large	23 - 26 cm		Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vas/Oik
35204	Soft	Musta	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vas/Oik
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen on keskistabiili ranneortoosi kaksinkertaisella lukituksella. Se voidaan avata koko mitalta ja sulkea tarranauhalla ja kiristää nyöriksen avulla. Käyttäjä voi valita itse, avataanko ortoosi kokonaan joka käyttökerralla puettaessa ja riisuttaessa vai käyttääkö hän vain nyöritystä. Ortoosissa on matala leikkaus, joka seuraa käden luonnollista taitoskohtaa ja peukalon leikkaus antaa tilaa thenarilihaksistolle. Kaksiosainen nyöritys yhdessä tarranauhan kanssa mahdollistaa istuvuuden leveämmälle käsivarrelle. Koska nyöritys tulee ulnaaripuolelta, pienenee riski, että peukalo asettuu väärin. Säädetty peukalonauha on volaarisesti ulospäin. Materiaalin rakenteen ansiosta tuotetta voi muotoilla saksilla leikkaamalla. Valmistettu ilmastusta ja mukavasta SELECTION®-materiaalista kaikkine siihen kuuluvine toimintoineen. Ortoosi on 22 cm pitkä, ts. 4 cm pidempi kuin SELECTION®Soft 35204. Tuessa on irroitettavissa oleva muotoiltava alumiinilasta volaaripuolella.

Käyttöalueet: Parantunut vääntäluun murtuma, pehmytkudosvammat, tulehdukset, kulumavammat, työhön liittyvä yllärasitus sekä reumaattiset tai degeneratiiviset muutokset.

Kontraindikaatiot: Ei saa käyttää akuutissa murtumahoidossa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik
35209	Multiopen	Musta	XX-Large	23 - 26 cm	Vas/Oik

Vission rannetuki lastalla

Standardimittainen rannetuki, joka on valmistettu kulutusta kestävästä resorimateriaalista. Tuki on sisältä pehmeän ja mukavantuntuinen. Mallin saa täysin avoimeksi, mikä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Tuki on anatomisesti muotoiltu kämmenen, rystysten ja peukalon muotoihin sopivaksi. Tuki antaa tasaisen tuen ja siinä on muotoiltava volaarinen muovilasta. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Inflemaatiot, työstä aiheutuva yllirasitus sekä reumaan tai rappeumaan liittyvät muutokset.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18,5 cm.

Tuoteno.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46029	Lastalla	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry

Basic rannetuki, lyhyt ja pitkä

Yksinkertainen lyhyenä ja pitkänä mallina saatava tarrakiinnitteinen rannetuki tukee ja istuu hyvin. Tuet saa kokonaan auki, mikä helpottaa pukemista ja riisumista. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Perusmallin tarrakiinnityksen ansiosta koon valinta on joustavampaa. Lyhyeen malliin saa lisätukea erillisillä rannenuhoilla 27448. Pitkässä mallissa on jo valmiiksi laitettuna elastinen rannenuha.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Basic rannetuki lyhyt - ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm. Basic rannetuki pitkä - ortoosin pituus volaaripuolella on 21 cm.

Tuoteno.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27441	Lyhyt	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27445	Pitkä	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry



Mitta: Ranteen ympärys

Basic rannetuki

Rannetuki integroidulla nauhalla antaen hyvää lisätukea ranteelle. Tuen proksimaalisen nauhan kiinnityspinta on leveä, mikä antaa koon valinnalle joustavuutta sekä helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Avoin malli myös helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Hieman korkeampi pikkusormen puoli tukee ulnaarisesti.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27446	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27446	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Wrist Lacer™ II lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat ja irrotettavat alumiinilastat dorsaali- ja volaaripuolella. Tuen sisäpuolella distaalin nyöriytyksen kohdalla oleva pehmuste suojaa peukalon tyvää. Tuki on valmistettu kulutusta kestävästä mokkamateriaalista, jonka vuoraus on ilmava. Ainutlaatuinen kiinnityssysteemi tukee rannetta tasaisesti kaikkien neljän nauhan avulla. Kompressiota voidaan helposti säätää sopivaksi henkilöille, joiden kynärvarsi ja ranne ovat epätavallisessa asennossa. Nyöriytyks on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyyndrooma, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 21 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Pediatric	<12 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	XX-Large	22-25 cm	Vas/Oik

Wrist Lacer™, lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Tukee jopa ulnaarisesti. Valmistettu kestävästä mokkakäljitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Säädettävä peukalonauha. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Malli on saatavilla myös mustana; Wrist Lacer, lyhyt malli ; tuotenro. 28571. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaariapuolella on 21 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28570	Lyhyt	Beige	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Wrist Lacer™ II, pitkä malli

Erittäin stabiili pitkä rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Lastat voidaan ottaa pois ja muotoilla sopiviksi. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta. Valmistettu kestävästä mokkakäljitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Säädettävä peukalonauha.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Tuote on saatavana beigenä tuotenumerolla 28572. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaariapuolella on 26 cm.



Mitta: Ranteen ympäryys

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Small	14-16 cm	Va/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Wrist Lacer™, pitkä malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari-että dorsaalipuolella. Tukee tukee jopa ulnaarisesti. Valmistettu kestävästä mokkakäljitelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Säädettävä peukalonauha. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Malli on saatavana myös mustana, Wrist Lacer, pitkä malli; tuotenro. 28573. Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 26 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28572	Pitkä	Beige	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

Tripod™ Wrist Lacer lyhyt malli

Erittäin tukeva rannetuki, jossa on sama hyvä istuvuus ja toiminnallisuus kuin Wrist Lacerissa. Tripodissa on kolme muotoiltavaa alumiinista tukilastaa, jotka ovat sijoitettu ulnaarisesti, volaarisesti ja dorsaalisesti. Lastat toimivat vuorovaikutuksellisesti estäen radial-ulnaarisia virheasentoja, sekä rajoittaen ranteen fleksiota. Ulnaarinen lasta yhdessä kaksinkertaisen nyöritysjärjestelmän kanssa estää radial-ulnaarisia virheasentoja. Aivan kuten Wrist Lacerissa peukalon liikkuvuus on vapaa myös Tripodissa. Ortoosin nyöritysjärjestelmä tekee sulkemisen ja säätämisen helpoksi yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, radial-ulnaarisissa virheasentoissa, karpaalikanavasyyndroomassa, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 20 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik

V-Strap™ lyhyt malli

V-Strap muistuttaa MedSpec Wrist Laceria, mutta siinä on erilainen kiinnityssysteemi ja se on erimuotoinen kuin Wrist Lacer. Tuki myötäilee käden muotoja ja sopii hyvin myös leveään käteen. Patentoitu V:n muotoinen kiinnitys pitää kiinnitysnauhat paikallaan kiinnitysrenkaissa tukea puettaessa ja riisuttaessa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 20 cm:ä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	XX-Small	< 12 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik
28574	Lyhyt	Musta	XX-Large	22-25 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys

V-Strap™ pitkä malli

V-Strap muistuttaa Wrist Laceria, mutta siinä on erilainen kiinnityssysteemi ja se on erimuotoinen kuin Wrist Lacer-Välilyönti. Tuki myötäilee käden muotoja ja sopii hyvin myös leveään käteen. Patentoitu V:n muotoinen kiinnitys pitää kiinnitysnauhat paikallaan kiinnitysrenkaissa tukea puettaessa ja riisuttaessa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 26 cm:ä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28575	Pitkä	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta 1: Kämmenen ympäryys

Mitta 2: Kyynärvarren ympäryys



Mitta 1: Kämmenen ympäryys

Mitta 2: Kyynärvarren ympäryys

CTSVission

Vission CTS on yölasta, joka on tarkoitettu lieventämään/estämään yöllistä Rannekanavaoireyhtymä/-syndrooma aiheutuvaa käsien puutumista.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyyndrooma.

Muuta: Lisänauhat voidaan ostaa erikseen.

Tuoteno.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Vas/Oik
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Vas/Oik
46051	Lisänauhat				

CTS-lepo-ortoosi

Yölasta, joka on valmistettu ohuesta, perforoidusta Kydex-muovista. Immobilisoi ranteen. Tarkoitettu potilaille, joilla on karpaalikanavasyyndroomasta johtuvaa yöllistä puutumista ja turvotusta käsissä.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyyndrooma.

Muuta: Tukeen voidaan ostaa erilliset kiinnitysnauhat. Nauhhat löydät Muovit ja materiaalit osiosta, tuoteno. 25030.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28542	Vaal.sin.	Small	<20 cm	<23 cm	Vas/Oik
28542	Vaal.sin.	Large	>20 cm	>23 cm	Vas/Oik

SELECTION® peukalorannetuki, Rigid

Mukavantuntuinen ja joustava rannetuki, joka on valmistettu modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista. Materiaali antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Peukalo-osa antaa tukevan materiaalinsa ansiosta hyvän tuen peukalolle, sekä pitää sen neutraalissa asennossa. SELECTION® Rigid peukalorannetuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella. Tukilastat voidaan irrottaa. Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalo-osaa voidaan säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Kun rannetta ja peukaloa tarvitsee suojata rasitukselta esimerkiksi tulehduksissa, työssä aiheutuissa rasitusvammoissa sekä reumaattisissa tai kulumaan liittyvissä muutoksissa.

Muuta: Tuotteesta on saatavana käyttöohjevideo Camp Scandinavian YouTube-kanavalla. Videon löydät osoitteesta www.youtube.com hakusanalla Camp Scandinavia. Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	X-Small	< 11 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	Small	11 - 14 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	Medium	14 - 17 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	Large	17 - 20 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	X-Large	20 - 23 cm	Vas/Oik
35206	Rigid	Musta	XX-Large	23 - 26 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys



Mitta: Ranteen ympärys

Vission peukalorannetuki

Peukalorannetuki, joka on joustava ja helppo pukea. Tuki on valmistettu tukevasta ja kulutusta kestävästä resorimateriaalista, jonka sisäpuoli on pehmeän ja mukavantuntainen. Tuki on tarkoitettu rajoittamaan CMC- ja MCP I-nivelien liikkumista ja ohjaamaan peukalo toiminnalliseen asentoon sekä estämään ranteen fleksiota. Tuessa on muotoiltu muovilasta volaaripuolella. Peukalo-osassa on lisäksi lisätukea antava nauha.

Käyttöalueet: Lievästä kohtalaiseen CMC- ja MCP I-nivelten instabiliteetti, ligamenttivammat, tulehdukset, kulumat, trauma.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18,5 cm.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46031	Peukalorannetuki	Musta	XX-Small	11 - 12 cm	Vas/Oik
46031	Peukalorannetuki	Musta	X-Small	12 - 13 cm	Vas/Oik
46031	Peukalorannetuki	Musta	Small	13 - 14 cm	Vas/Oik
46031	Peukalorannetuki	Musta	Medium	14 - 16 cm	Vas/Oik
46031	Peukalorannetuki	Musta	Large	16 - 19 cm	Vas/Oik
46031	Peukalorannetuki	Musta	X-Large	19 - 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys

Basic peukalorannetuki

Yksilöllisesti suunniteltu rannetuki, joka tukee peukaloa olematta kuitenkaan kömpelö. Osittain vapaasti liikkuva peukalo-osa myötäilee thenaralueen lihaksia ja takaa hyvän istuvuuden. Peukalo pysyy levossa perusasennossa välilyönti. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Joustava, koko ortoosin pituinen muovinen peukalolasta, antaa lisätukea. Perusmallin tarrakiinnityksen ansiosta koon valinta on joustavampaa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 18 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
27442	Sininen	X-Small	< 12 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	Small	11-14 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	Medium	14-17 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	Large	17-20 cm	Vas/Oik
27442	Sininen	X-Large	20-23 cm	Vas/Oik

Ryno Lacer® II peukalorannetuki

Erittäin stabiili peukalorannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat dorsaali-, volaari- ja radiaalipuolella. Radiaalinen peukalolasta kulkee koko tuen pituudelta ja immobilisoi peukalon tehokkaasti. Tuki on valmistettu kestävästä makkajäljitelmästä ja siinä on hengittävä vuori. Nauhallinen kiinnityssysteemi on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Ryno Lacer II® on uusi paranneltu versio Ryno Lacerista®. Siinä kämmenosan pehmuste on nyt entistä parempi, peukalo-osaan on lisätty pehmustetta ja tuen alapuolella olevaa tarrakiinnitystä uudistettu.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Muuta: Ortoosin pituus volaaripuolella on 22 cm.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28576	Musta	X-Small	<14 cm	Vas/Oik
28576	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28576	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28576	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28576	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäry

Thermoskin artroosikäsine

Käsine, joka lämmittää ja lievittää kipua. Ulkopuolen liukumaton materiaali auttaa saamaan hyvän otteen. Patentoitu Trioxon®-materiaali stimuloi ihoa tuottamaan lämpöä, siirtää kosteuden pois iholta ja antaa sen hengittää. Kliinisten testien mukaan käsine nostaa ihon ja ihonalaista lämpötilaa noin 2 °C:lla. Tämä parantaa lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden elastisuutta.

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus
53234	Musta	X-Small	15-17 cm	1 pari
53234	Musta	Small	18-20 cm	1 pari
53234	Musta	Medium	21-23 cm	1 pari
53234	Musta	Large	24-26 cm	1 pari
53234	Musta	X-Large	27-29 cm	1 pari
53234	Musta	XX-Large	>30 cm	1 pari



Mitta: MCP-nivelien ympärysmitta



CS-lasta

CS-lasta on sininen volaarinen Polypropyleeni-valmisteinen lasta. Lasta on anatomisesti muotoiltu käden lepoasentoon antropomeettisen datan pohjalta, ja näin se istuu suurimmalle osalle aikuisia. Voidaan muotoilla kuumentamalla lämpöpuhaltimella. Lasta muodostuu ohuimmista ja paksummista osista, joissa voimakkain tuki on ranteessa ohentuen siitä eteenpäin ja päättyen loivasti kaarettuun päähän ilman että se painaa. Lasta antaa dynaamista tukea sekä vahvistaa stabiliteettia.

Suora lasta

Pehmeä valkoinen muovilasta, joka on malliltaan suora. Lastalla on kevyt tukeva toiminto.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus	Vas/Oik
35210	Volaarinen lasta	Sininen	Yksi koko	22x168 mm	10	Bilat.
35211	Dorsaalinen lasta	Valkoinen	Yksi koko	11x148 mm	10	Bilat.



Lisänauha rannetuille

Lisätukea antava nauha rannetuille. Sopii eri rannetukimalleille.

Tuotenro.	Malli	Väri
27448	Basic lisänauha rannetuille	Sininen
35212	Selection lisänauha rannetuille	Musta
35213	Selection lisänauha rannetuille	Beige
46032	Vission & Selection lisänauha rannetuille	Musta

Kämmensuoja

Pehmeä suoja, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Kämmentä ja sormien väliin voi laittaa rullan, jos halutaan lisää ekstensiota.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik
51600	Kämmensuoja 1 st	Valk./Beige	Yksi koko	Vas/Oik
51601	Kämmensuoja 3 kpl	Valk./Beige	Yksi koko	Vas/Oik



Sormellinen kämmentuki

Pehmeä tuki, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Sormien välissä oleva materiaali antaa kevyen abduktion. Tuki on helppo pukea, koska sen saa täysin auki.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
51605	Valk./Beige	Yksi koko	Vas/Oik





Jura Käämmensuoja

Pehmeä suoja, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Kämmentä ja sormien väliin voi laittaa rullan, jos halutaan lisää ekstensiota.

Käyttöalueet: Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
51602	Jura Käämmensuoja	Vas/Oik

SOT lepo-ortoosi

SOT lepo-ortoosi on tarkoitettu käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen tai kun käsi tarvitsee asettaa lepo- tai kuntoutusasentoon. Ortoosin harkitusti suunniteltu nivelten biomekaaninen asento auttaa spastista kättä rentoutumaan sekä kivun lievityksessä. Ortoosia voidaan myös käyttää neutraalissa asennossa. Ortoosin suojakangas jakaa paineen tasaisesti käden ja käsivarren volaari- ja dorsaalipuolelle estäen myös käden turvotusta. Ortoosi toimitetaan lepoasentoon asennettuna. Ortoosi voidaan helposti muotoilla POSI (Position of Safe Immobilization) -asentoon trauman tai leikkauksen jälkeen. SOT on modernin näköinen ja rakenteeltaan linjakas ja kevyt. Runko on valmistettu alumiinista, jonka ansiosta ortoosi voidaan hienosäätää haluttuun asentoon. Alumiinirunko on pehmustettu polyeteenivahtomuovilla ja päällystetty kankaalla. Materiaalin sileyden ja ortoosin matalan profiilin ansiosta se sopii hyvin vaatteiden alle. Ortoosiin on saatavana lisäosia, kuten joustamaton lisänauha, jota voidaan käyttää ranteen lisätukemiseksi esim. spastisiteetissa. Sormien erottelijoita sekä MCP-kiiloja on myös saatavana eri ko'issa.

Käyttöalueet: Halvaus, CP-vamma, reumaattinen artriitti, radiaalinen pareesi, lihasdystrofia. POSI (Position of Safe Immobilization) -asennossa trauman, murtumien, palovamman, ligamenttivamman tai leikkauksen seurauksena.

Muuta: Ortoosiin voidaan lisänauhan lisäksi tilata erikokoisia lisäsuojuksia, sormien erottelijoita sekä MCP-kiiloja.



Mitta 1: MCP:n leveys

Mitta 2: Käden pituus ranteesta sormenpäihin.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vas/Oik
28710	SOT lepo-ortoosi	Musta	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vas/Oik
28711	MCP kiila	Musta	XX-Small	Leveys 65 mm	Korkeus 10 mm	Bilat.
28711	MCP kiila	Musta	Small	Leveys 75 mm	Korkeus 15 mm	Bilat.
28711	MCP kiila	Musta	Large	Leveys 90 mm	Korkeus 20 mm	Bilat.
28712	Sormien erottelija	Musta	Lasten			Bilat.
28712	Sormien erottelija	Musta	Medium			Bilat.
28712	Sormien erottelija	Musta	Large			Bilat.
28713	SOT lisänauha	Musta	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	SOT lisänauha	Musta	Small-Large			Bilat.
28714	Lisäsuojus	Musta	XXX-Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	XX-Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	X-Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	Small			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	Medium			Vas/Oik
28714	Lisäsuojus	Musta	Large			Vas/Oik



Mitta 1: Mittaa ranteesta keskisormen päähän.

Mitta 2: Mittaa käsivarren puolivälistä keskisormen päähän.

Comfy lepo-ortoosi

Lepo-ortoosi, joka auttaa ylläpitämään/parantamaan ranteen ja MP, PIP ja DIP-niveliä ekstensiota. Ortoosi ennaltaehkäisee myös muita virheasentoja, korjaa käden liikerataa ja helpottaa hoidettavan raajan hyvän hygienian ylläpitämisessä. Ortoosi voidaan säätää haluttuun ranteen ja sormien ekstensioon/fleksioon. Suojapäälyste on antimikrobinen ja se edistää ilmankiertoa sekä pitää ihon kuivana ehkäisten näin ihovaurioiden syntymistä.

Käyttöalueet: Ohjaa käden oikeaan asentoon sekä tukee ranteen ja MP, PIP tai DIP niveliä, korjaa ulnarista virheasentoa, tukee riippukättä sekä sopii neurologisista oireista johtuvien käden virheasentojen korjaamiseen.

Kontraindikaatiot: Verenkiertohäiriöt, painaumakohdat tai ihonärtytysoireet.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2
51645	Comfy lepo-ortoosi	Sininen	Small	Bilat.	15-18 cm	28 cm
51645	Comfy lepo-ortoosi	Sininen	Medium	Bilat.	18-20 cm	32 cm



Mitta: Ranteen ympärys

Kwik-Form™ lepo-ortoosi

Ortoosi välilyönti, joka voidaan säätää haluttuun asentoon ilman työkaluja. Tarranauhat kiinnitetään suoraan tuen pehmeään päälliseen. Tukee peukaloa, kättä ja

Käyttöalueet: Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, lepo-ortoosi.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
51638	Sininen	Small/Medium	< 18 cm	Vas/Oik
51638	Sininen	Medium/Large	> 18 cm	Vas/Oik

Esimuotoiltu lepolasta

Ortoosi, joka pitää käden ja ranteen lepoasennossa. Ortoosi on valmistettu 3,2 mm:n Polyform™ matalalämpömuovista, jota voidaan hyvin muotoilla uudestaan. Mukana tulee itsekiinnittyvät nauhat, joiden laitto lastaan käy parhaiten kuumailmapuhaltimen avulla.

Käyttöalueet: Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, reumatologiset sairaudet, lepolasta.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
53223	Beige	Small	<8,9 cm	Vas/Oik
53223	Beige	Medium	9-10,2 cm	Vas/Oik
53223	Beige	Large	>10,2 cm	Vas/Oik



Mitta: 2-5 MCP-niveleen

Käsi- ja rannetuet

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Väri	Koko	Vasen/ Oikea	Stabiliteetti*	Dorsaalipuolen lasta
28210	Gripa rannetuki	Tummansin.	S - XL	●	0	
27441	Basic rannetuki, lyhyt	Tummansin.	XS - XL	●	1	
27442	Basic peukalollinen rannetuki	Tummansin.	XS - XL	●	1	
27445	Basic rannetuki, pitkä	Tummansin.	XS - XL	●	1	
27446	Basic rannetuki	Tummansin.	XS - XL	●	1	
28240	Bromsa rannetuki	Tummansin.	S - XL	●	2	●
43030	Vission rannetuki, lyhyt	Musta	XXS - XXL	●	1	
46029	Vission rannetuki lastalla	Musta	XXS - XL	●	2	
46031	Vission peukalorannetuki	Musta	XXS - XL	●	2	
35208	Selection Bromsa rannetuki	Musta	XS - XL	●	2	●
35204	Selection rannetuki	Musta	XS - XXL	●	2	●
35205	Selection rannetuki	Beige	XS - XXL	●	2	●
35206	Selection peukalorannetuki	Musta	XS - XXL	●	2	●
35209	Selection Multiopen	Musta	XS - XXL	●	2	
35207	Selection Open Wrist	Musta	XS - XL	●	2	●
35306	Selection lasten Open Wrist rannetuki	Musta	S - L	●	2	
35222	Selection Rannetuki, lyhyt	Musta	XS - XL	●	1	
35223	Selection Rannetuki, lyhyt	Beige	XS - XL	●	1	
35305	Selection Lasten rannetuki	Musta	XXS - L	●	2	
46050	Vission CTS	Harmaa	S & L	●	3	
28542	CTS-lepo-ortoosi	Vaal.sin.	S & L	●	3	
28578	Wrist Lacer II	Musta	XXS - XXL	●	3	●
28579	Wrist Lacer II, pitkä	Musta	S - XL	●	3	●
28570	Wrist Lacer, lyhyt	Beige	XS - XL	●	3	●
28572	Wrist Lacer, pitkä	Beige	S - XL	●	3	●
28574	V-Strap, lyhyt	Musta	XXS - XXL	●	3	●
28575	V-Strap, pitkä	Musta	S - XL	●	3	●
28576	Ryno Lacer II	Musta	XS - XL	●	3	●
28577	Tripod Wrist Lacer	Musta	XS - XL	●	3	●

Volaari- puolen lasta	Radial/ulnaa- rinen lasta	Peukalol- linen	Säädettävä peukalotuki	Pujotettava nyörikiristyksellä	Avattava tarrakiin- nityksellä	Estää dorsifleksiota	Kokonaispituus
					●	-	18 cm
●			●		●	Vähän	18 cm
●		●	●		●	Vähän	18 cm
●			●		●	Kohtalaisesti	21 cm
●			●		●	Vähän	18 cm
					●	Paljon	15 cm
			●		●	Vähän	13,5
●			●		●	Kohtalaisesti	18,5 cm
●		●	●		●	Kohtalaisesti	18,5 cm
					●	Paljon	15 cm
●			●	●		Kohtalaisesti	18 cm
●			●	●		Kohtalaisesti	18 cm
●		●	●	●		Kohtalaisesti	18 cm
●			●	●	●	Paljon	22 cm
●					●	Kohtalaisesti	18 cm
●					●	Kohtalaisesti	16 cm
			●	●	●	Vähän	13 cm
			●	●	●	Vähän	13 cm
●			●	●		Kohtalaisesti	11 - 17,5 cm
●						Erittäin paljon	20 cm
●			●		●	Erittäin paljon	21 cm
●			●	●	●	Paljon	21 cm
●			●	●	●	Paljon	21 cm
●			●	●		Paljon	21 cm
●			●	●		Paljon	26 cm
●			●		●	Paljon	20 cm
●			●		●	Paljon	26 cm
●	●	●	●	●		Paljon	21 cm
●	●		●		●	Paljon	20 cm

