

Traumatologian tuotekuvasto



Hyvät kollegat,

Meillä on ilo esitellä valikoima tuotteita, jotka soveltuvat traumahoitoihin. Tuotteet sopivat hyvin terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät leikkaussalissa, päivystysosastolla tai ortopedisellä osastolla.

Camp Scandinavia tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ammattilaisten tarpeisiin. Meillä on ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 13485 -sertifikaatti. Tämä tarkoittaa, että meillä on selkeät tavoitteet valmistukselle, tuotannolle ja ympäristölle. Pääosa tuotevalikoimastamme on kehittänyt oma tuotekehittäjätiimimme, ja tuotteet valmistetaan omilla tuotantolaitoksissamme. Tämä tarkoittaa, että tuotteet ovat koko ajan hallinnassamme ja parannuspäätökset pystytään tekemään nopeasti. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja pyrimme aina parantamaan sekä kehittämään toimintaamme.

Jokaisella tuotesarjalla on oma tarinansa, mutta kaikilla on sama tarkoitus. ”Support for Better Life” ei ole vain iskulauseemme. Se on asia, joka vaikuttaa kaikkiin tuotteisiimme, yrityksen toimintatapoihin ja rooliimme tuoteasiantuntijoina.


Toivomme, että tämä katalogi antaa sinulle kattavan yleiskuvan tuotteistamme, jotka soveltuvat hyvin erityyppiseen traumahoitoon. Tutustu koko tuotevalikoimaamme verkkosivuillamme www.camp.fi. Jos sinulle herää kysymyksiä- otathan yhteyttä asiakaspalveluumme tai tuoteasiantuntijoihimme.

Nähdään!

Asiakaspalvelu; 09 350 76 30, info@camp.fi.



Kaisu Virtanen
MYYNTINEUVOTTELIJA /
FYSIOTERAPEUTTI
0400-100 460
kaisu.virtanen@camp.fi
Vastuualueet: ortoosit, or-
toosikomponentit, materiaalit
ja rintaproteesit



Päivi Yliranta
AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ /
FYSIOTERAPEUTTI
0400-684 638
paivi.yliranta@camp.fi
Vastuualueet: ortoosit,
ortoosikomponentit ja
materiaalit



Jani Pulkkinen
ASIAKASPALVELU
09 350 76 317
jani.pulkkinen@camp.fi



Edina Putsela
ASIAKASPALVELU
09 350 76 309
edina.putsela@camp.fi



Piia Parikka
LIIKETOIMINTAJOHTAJA
0400 138 756
piia.parikka@camp.fi

Sisältö

Kipsit, pehmusteet ja työkalut	4 - 15
Käsi- ja ranneortoosit	16 - 23
Käsivarsi- ja hartiaortoosit	24 - 31
Alaraajaortoosit	32 - 39
Kaula- ja selkärangan ortoosit	40 - 62



Kipsit, pehmusteet ja työkalut

X-LITE® on ilmava ja kevyt materiaali, joka on kehitetty kipsilastojen, ympyränmuotoiset kipsit ja ortoosien valmistukseen. Materiaali on valmistettu 100 % puuvillakankaasta, joka on kyllästetty myrkyttömällä termoplastihartsilla.

Kaikki termoplastin reaktiiviset aineet on kovetettu valmistusvaiheessa, mikä tarkoittaa, etteivät ne vapauta haitallisia höyryjä kipsauksen aikana tai kun kipsi poistetaan sahalla tai saksilla. X-LITE® on myrkytön materiaali, jota voidaan käyttää ilman käsineitä ja erityistä imuria kipsaushuoneessa. Se on turvallinen henkilökunnalle, joka työskentelee X-LITE®-materiaalin kanssa, mukaan lukien raskaana olevat, astmaatikot ja allergiasta kärsivät henkilöt.



ERINOMAINEN HENGITTÄVYYS

Materiaalin avoin rakenne takaa hyvän hengittävyyden ja mukavuuden. Iho voi hengittää, ja haavan paranemiselle luodaan parempi ympäristö.

SOPIVUUS

X-LITE®-tuotteet ovat erittäin kevyitä, mikä lisää potilaan mukavuutta ja kipsin sopivuutta.

VOIDAAN KÄYTTÄÄ UUELLEEN JA SUUNNITELLA UUELLEEN

Säästä rahaa ja aikaa! Käytä uudelleen rullalle jääneet tai ylijääneet osat. Tee pieniä muutoksia valmiiseen kipsiin tai lastaan sen sijaan, että tekisit kokonaan uuden kipsin, joka maksaa enemmän rahaa, lisää aikaa ja aiheuttaa potilaalle epämukavuutta.

LUJUUDEN SÄÄTELY

Lisää enemmän kipsikerroksia vakauden lisäämiseksi. Lisää kipsikaistaleita, kun vain tietyt alueet tarvitsevat vahvistusta.

ERINOMAINEN MUOVATTAVUUS

Muotoutuu täydellisesti kehon anatomian mukaan - ei vaadi venyttämistä tai vetämistä.

ITSEKIINNITTYVÄ

Itsekiinnittyvä lämmitettynä. Tarranauhat ja pehmusteet kiinnittyvät helposti ja tiukasti X-LITE®:een.

NOPEASTI KOVETTUVA

Vain 30 minuutin kuluttua materiaali on kovettunut ja käyttövalmis.

RÖNTGENSÄTEILYÄ LÄPÄISEVÄ

Kaikki X-LITE® -materiaalit ovat täysin röntgensäteitä läpäiseviä kolmeen materiaalikerrokseen asti.

STABIILI

X-LITE® on erittäin vakaa materiaali. Se vaatii vähemmän materiaalikerroksia vastaavaan vakauteen verrattuna muihin markkinoilla oleviin kipsimateriaaleihin.


X-LITE®-tuotevalikoima

X-LITE® on saatavana kolmessa eri vaihtoehdossa. Classic, Premium ja Plus. Sopivin materiaali valitaan indikaation ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

CLASSIC

on alkuperäinen materiaali. Verkon suuremmat aukot takaavat hyvän hengittävyys. Koska se on vahvin X-LITE®-materiaali, sitä voidaan käyttää kaikenlaisiin kipsiin ja ortoosiin.


- Alkuperäinen
- Rakenteessa on harvimmat reiät
- Eniten hengittävyys
- Suurin lujuus suurella kuormituksella
- Valkoinen, sininen ja harmaa.



PREMIUM

on valmistettu samasta materiaalista kuin CLASSIC, mutta ohuemmasta laadusta ja tiheämmällä rei'illä. Tämän ansiosta PREMIUM on joustavampi ja soveltuu käyttötarkoitukseltaan yläraajoihin ja lapsille.


- Ohuempi ja hienompi rakenne
- Pienempiin ortoosiin, yläraajoihin ja lapsille
- Suuri venyvyys ja muovattavuus
- Pehmeät reunat
- Beige ja valkoinen



PLUS

on uusien markkinoille tuotu X-LITE®-tuote. Materiaalia on saatavana viidessä eri värissä, ja siinä on pehmeä polyesteripinta.

- Pehmeä tekstiili yläpinta
- Pehmeät reunat ja pehmeä pinta
- Vahvuus samanlainen kuin Classicissa
- Viisi eri väriä, valkoinen, musta, sininen, punainen ja vaaleanpunainen.
- Saatavana myös yhteensopiva nauha-annostelija.



Ohjeet

- X-LITE® tulee lämmittää vesihauteessa noin 68–70 °C. Sen voi myös lämmittää kulhossa, jossa on kuumaa vettä.
- X-LITE®-arkkia lämmitetään vedessä noin 1 minuutin, ja rullaa noin 3 minuutin ajan. Varmista, että rullat ovat kokonaan veden peitossa.
- Käytä pihtejä materiaalin nostamiseen vesihauteesta, jotta vältät suoran kosketuksen veteen. Anna ylimääräisen veden valua pois materiaalista ennen asettamista. Materiaali ei itsessään kuumene.
- Suojaa haavat ja arvet asianmukaisella sidoksella. Murtumakipsauksessa käytä putkisidosta ja vaahtomuovipehmustetta ihon suojaamiseksi kipsimateriaalin alla.
- Lämmitä pisteittäin alueet, joihin halutaan kiinnittää pysyvästi tarvikkeita, kuten remmejä ja tarranauhaa.
- Materiaalia voidaan muotoilla uudelleen niin monta kertaa kuin on tarpeen saman potilaan kohdalla. Hyödynnä uudelleen ylijäämäpalat ja rullat.
- Pienempiä säätöjä voidaan tehdä pisteittäin lämmittämällä valmista kipsiä hiustenkuivaajalla. Pidä aina oma käsi lähellä lämmitettävää aluetta, jotta vältät potilaan polttamisen.
- Käytä kylmäpakkausta tai kylmäsuihketta ortoosin nopeampaan jäähdyttämiseen.



X-LITE® Classic rulla

X-LITE® Classic on erittäin vahva materiaali. Avoin rakenne tekee tuotteesta ilmavan ja sallii ihon hengittää. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Classic rullassa on kerroksien välissä suojakalvo, joka irrotetaan kipsauksen aikana.

Valitse kolmesta väristä – valkoinen, antrasiitti tai sininen

Käyttöalueet: Rullattaviin kipsauksiin.

Tuotenro.	Väri	Pltuus	Pakkaus	Leveys
64103	Valkoinen	50 mm	1,8 m	20 rullaa
64133	Valkoinen	75 mm	1,8 m	20 rullaa
64143	Valkoinen	100 mm	1,8 m	10 rullaa
64153	Valkoinen	125 mm	1,8 m	10 rullaa
64163	Valkoinen	150 mm	1,8 m	10 rullaa



X-LITE® Classic arkki ja annostelija

X-LITE® Classic on erittäin vahva materiaali. Avoin rakenne tekee tuotteesta ilmavan ja sallii ihon hengittää. X-LITE® Classic on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Classic on saatavilla arkkina tai kätevässä 10 metrin annostelijassa, josta voi leikata tarvittavan kokoisen palan muovia kerrallaan. Valittavana on kolme väriä: valkoinen, antrasiitti, Royal Blue -sininen.

Käyttöalueet: Kipsilastat, ortoosit ja irrotettavat lastat.

Tuotenro.	Väri	Pltuus	Pakkaus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64250	Valkoinen	75 mm	10 m	1	Annostelija
64251	Valkoinen	100 mm	10 m	1	Annostelija
64252	Valkoinen	150 mm	10 m	1	Annostelija
64253	Valkoinen	200 mm	10 m	1	Annostelija
64254	Valkoinen	125 mm	10 m	1	Annostelija
64292	Valkoinen	200 mm	900 mm	15	Arkki
64293	Valkoinen	75 mm	375 mm	15	Arkki
64294	Valkoinen	100 mm	375 mm	15	Arkki
64295	Valkoinen	125 mm	375 mm	15	Arkki
64296	Valkoinen	150 mm	375 mm	15	Arkki
64297	Valkoinen	150 mm	900 mm	15	Arkki
64307	Valkoinen	300 mm	900 mm	10	Arkki





X-LITE® PLUS rulla

X-LITE® PLUS rullien ulkopinta on pehmeä ja miellyttävä potilaalle.

X-LITE® Plus on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® PLUS rullissa ei ole suojakalvoa kerrosten välissä, joten materiaali saadaan nopeasti ja helposti rullattua kipsattavalle alueelle.

Valittavana on 5 väriä: valkoinen, punainen, sininen, musta ja hot pink.

Käyttöalueet: Rullattaviin kipsauksiin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pkt/rulla
64701	Valkoinen	25 mm	1,8 m	5
64702	Valkoinen	50 mm	1,8 m	20
64703	Valkoinen	75 mm	1,8 m	20
64704	Valkoinen	100 mm	1,8 m	10
64706	Valkoinen	125 mm	1,8 m	10
64707	Valkoinen	150 mm	1,8 m	10
64711	Punainen	25 mm	1,8 m	5
64712	Punainen	50 mm	1,8 m	20
64713	Punainen	75 mm	1,8 m	20
64714	Punainen	100 mm	1,8 m	10
64716	Punainen	125 mm	1,8 m	10
64717	Punainen	150 mm	1,8 m	10
64721	Sininen	25 mm	1,8 m	5
64722	Sininen	50 mm	1,8 m	20
64723	Sininen	75 mm	1,8 m	20
64724	Sininen	100 mm	1,8 m	10
64726	Sininen	125 mm	1,8 m	10
64727	Sininen	150 mm	1,8 m	10
64731	Musta	25 mm	1,8 m	5
64732	Musta	50 mm	1,8 m	20
64733	Musta	75 mm	1,8 m	20
64734	Musta	100 mm	1,8 m	10
64736	Musta	125 mm	1,8 m	10
64737	Musta	150 mm	1,8 m	10
64741	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5
64742	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20
64743	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20
64744	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10
64746	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10
64747	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10

X-LITE® Premium rulla

X-LITE® Premium on joustavin materiaaleista. Ohut rakenne ei ole puolestaan yhtä vahva kuin muissa X-LITE tuotteissa. Toisaalta se on helpompi muotoilla täydellisesti pienempienkin yksityiskohtien mukaan ja sopii hyvin sidoksiin yläraajoissa ja lapsille. X-LITE® Premium on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. X-LITE® Premium rullissa on suojakalvo, joka irrotetaan kipsauksen aikana.

Käyttöalueet: Rullattaviin kipsauksiin. Lisävahvuutta ortoosiin saadaan laittamalla useampi kerros materiaalia päällekkäin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64205	Valkoinen	50 mm	1,8 m	5 rullaa
64207	Valkoinen	75 mm	1,8 m	5 rullaa
64209	Valkoinen	100 mm	1,8 m	5 rullaa
64210	Valkoinen	125 mm	1,8 m	5 rullaa
64211	Valkoinen	150 mm	1,8 m	5 rullaa



X-LITE® Premium arkki ja annostelija

X-LITE® Premium on joustavin materiaaleista. Ohut rakenne ei ole puolestaan yhtä vahva kuin muissa X-LITE tuotteissa. Toisaalta se on helpompi muotoilla täydellisesti pienempienkin yksityiskohtien mukaan ja sopii hyvin sidoksiin yläraajoissa ja lapsille. X-LITE® Premium on myrkytön ympäristöystävällinen muovi ja kuten useimmat materiaaleistamme, se ei sisällä isosyanaatteja tai lasikuitua. Tuote on saatavissa arkkina tai käytännöllisessä 10 metrin annostelijapakkauksessa, josta se voidaan leikata toivottuun mittaan.

Käyttöalueet: Kipsilastat, ortoosit ja irrotettavat lastat. Kun ortoosista halutaan stabiilimpi, voidaan useampi kerros laittaa päällekkäin.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkauskoko	Arkki/annostelija
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Arkki
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Arkki
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Annostelija
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Annostelija
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Annostelija





Fast-Lite® Splints

Fast-Lite® helpottaa lastojen yksilöllistä muotoilua suoraan hoitotilanteessa – nopeasti ja vaivattomasti. Kaikki alkuvalmistelut on tehty valmiiksi, joten lasta voidaan lämmittää ja muotoilla potilaalle huomattavasti nopeammin. Tämä säästää arvokasta aikaa sekä potilailta että terveydenhuollon ammattilaisilta.

Fast-Lite® antaa vakaan pohjan hyvälle lopputulokselle – ja tukee terveydenhuollon ammattilaisten parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamisessa. Valmistettu X-LITE® Classic -materiaalista – kevyestä, muotoiltavasta ja myrkyttömästä materiaalista, joka ei sisällä lasikuitua tai isosyanaatteja. Lastat ovat valmiiksi muotoiltuja kyynärpäähän ja alaraajoihin, ja niitä on saatavana koossa S–XL. Kyynärpääversio on saatavana sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

Puuvillapohjakudos on valmistettu uudessa luonnollisessa, valkaisuamattoman puuvillan sävyssä.

Edut:

- Valmiiksi muotoiltu – ei valmistelua
- Nopea applikaatio suoraan potilaalle
- Kevyt, tukeva ja mukautuva
- Useita kokoja ja malleja saatavilla

Tuotenro.	Koko	Malli	Vas/Oik
64961	S - XL	Underbenssskena	Universal
64962	S - XL	Armbågsskena	Vas/Oik



X-LITE® Stockinette

Saumaton ortoosi- ja kipsisukka 100 % valkaisuamattonta polypropyleeniä. Mukava ja pehmeä materiaali kuljettaa hyvin kosteuden iholta. Stockinette on joustinneuletta ja istuu näin hyvin jalkaan tekemättä vekkejä ihoa vasten.

Tuotenro.	Väri	Materiaali	Leveys	Pituus	Pakkaus
64400	Beige	Puuvilla	21 mm	23 m	1 rulla
64401	Valkoinen	Polypropeeni	30 mm	10 m	1 rulla
64411	Valkoinen	Polypropeeni	50 mm	10 m	1 rulla
64421	Valkoinen	Polypropeeni	70 mm	10 m	1 rulla
64431	Valkoinen	Polypropeeni	100 mm	10 m	1 rulla
64441	Valkoinen	Polypropeeni	150 mm	10 m	1 rulla
64442	Valkoinen	Polypropeeni	200 mm	10 m	1 rulla

Stockinette dispenser

Stockinette dispenser on valmistettu pyörötikatusta polyesterista. Materiaali on pehmeää ja joustavaa. Stockinette on ribbineulosta, minkä ansiosta se istuu hyvin päällä ilman ihoa hankaavia ryppyjä. Rulla toimitetaan kätevässä annostelijalaatikossa.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64394	Valkoinen	30 mm	25 m	1 annostelija
64395	Valkoinen	50 mm	25 m	1 annostelija
64396	Valkoinen	70 mm	25 m	1 annostelija
64397	Valkoinen	100 mm	25 m	1 annostelija
64398	Valkoinen	150 mm	25 m	1 annostelija



Vahtoside

Vahtoside on vahtokumipehmuste, joka hengittää ja hylkii vettä. Pehmuste vaimentaa hyvin iskuja, eikä se ruttaannu yhtä helposti kuten tavalliset kipsipehmusteet.

Käyttöalueet: X-Litesta valmistetun kipsin pehmusteena.

Tuotenro.	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64480	Valkoinen	75 mm	2,75 m	20 rullaa
64485	Valkoinen	100 mm	2,75 m	16 rullaa
64490	Valkoinen	125 mm	2,75 m	10 rullaa



Wero Swiss® Fix

Elastinen sidosnauha, jota käytetään sormien turvotuksen lievittämiseen. Sidosnauhaa voidaan käyttää kipsisiteen kanssa. Sidosnauhan kangas on ilmava ja miellyttävä ihoa vasten. Sidoksen reunat ovat kudotut. Tämä suojaa turvonnutta ihokudosta.

Käyttöalueet: Elastinen sidosnauha lievittämään sormien turvotusta. Sidosnauhaa voidaan käyttää myös haavojen sidontaan.

Tuotenro.	Mitta	Väri	Pituus	Leveys	Pakkauskoko
64115	4cm x 4m	Valkoinen	4 m	4 cm	20 rullaa /1 pakkaus





Color elastinen sidos

Täydennyksenä X-lite kipsilastoihin tarjoamme korkealaatuisia ja kauniin värisiä elastisia sidoksia. Sidoksen mukavuus ja korkealaatuisuus antavat näin erinomaisen tuen potilaille myös pidempiaikaisessa kipsin käytössä. Color elastinen sidos hengittää ja antaa yhdessä X-Lite kipsin kanssa ilmavan tuen. Color elastinen sidos ja sen pehmeä ulkopinta ja kudotut reunat tuntuvat mukavalta ihoa vasten. Sidos muotoutuu hyvin elastisuutensa vuoksi ja sitä voidaan käyttää niin pienemmissä kuin suuremmissa käyttötarkoituksissa. Elastinen sidos voidaan pestä 60°C asteessa ja sterilisoida.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
64106	Color elastinen sidos	Musta	6 cm	5 m	10
64107	Color elastinen sidos	Punainen	6 cm	5 m	10
64108	Color elastinen sidos	Sininen	6 cm	5 m	10
64109	Color elastinen sidos	Vihreä	6 cm	5 m	10
64110	Color elastinen sidos	Keltainen	6 cm	5 m	10
64112	Color elastinen sidos	Musta	10 cm	5 m	10
64113	Color elastinen sidos	Sininen	10 cm	5 m	10



Manosplint® vaahtomuovipehmuste

Vaahtomuovipehmuste, jossa on kevyt painetta keventävä vaikutus. Käytetään ortoosien pehmusteena. Pehmusteessa on suljetut solut ja se on helppo puhdistaa. Materiaali on itsekiinnittyvää ja venyvää, joka mahdollistaa sen helppokäyttöisyyden. Voidaan kiinnittää suoraan ortoosiin tai käyttää luun ulkonemien paineenalennuksena kipsin alla. Liimapohjaa ei saa laittaa suoraan iholle, joten materiaali kiinnitetään kipsin alle sukkaan. Saatavana beigen ja mustan värisenä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Paksuus
51128	Musta	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia
51129	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 arkkia
51131	Musta	460 mm	610 mm	6,4 mm	3 arkkia
51132	Beige	460 mm	610 mm	6,4 mm	3 arkkia

X-LITE® levy silikonipinnoitteella

Käytetään työskentelyalustana X-LITE'lla kipsatessa. Silikonipinta ehkäisee X-Liten tarttumisen alustaan. Levyn perforoitu pinta edesauttaa, että X-LITE rullista lähtevä vesi vuotaa levyn alle imeytyen sen alla olevaan pyyhkeeseen.

Tuotenro.	Leveys	Pituus
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



VWR kuumavesiallas


Kuumavesiallas, jossa on kaksiseinäinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu (sisäpuoli) ja pinnoitetusta teräslevystä valmistettu (ulkopuoli) säiliö. Vesialtaan mukana tulee läpinäkyvä muovinen päällyskansi ja yleisalusta, joka suojaa altaan pohjassa olevia vesiputkia. Alusta voidaan helposti irroittaa ja puhdistaa. Vesialtaassa on digitaalinen lämpötilan-asetus ja tyhjennyshana kätevää tyhjennystä varten.

- Nopea lämmitys (noin 30 minuuttia kylmällä hanavedellä).
- Digitaalinen lämpötilanosoitin kolmella esiasetetulla lämpötilavaihtoehdolla.
- Lämpötila-alue +5-99 °C ja lämpötilan vakaus ±0.2 °C.
- Matalan vedenpinnan hälytys, joka sammuttaa vesialtaan automaattisesti.

Muuta: Huomiothan: Kuumavesiallas on luokiteltu turvallisuusluokkaan 1, joka sallii valvomattoman käytön palamattomien nesteiden kanssa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Pituus	Korkeus	Materiaali	Väri
64514	Vesihaude	12 L	Allas: 28,1cm	Allas: 30,6cm	Allas: 12,5cm		
64515	Vesihaude	26 L	Allas: 27,8cm	Allas: 48,1cm	Allas: 17,5cm		
64516	Manosplint Heat Pan Liner	Yksi koko	38 cm	61 cm			
64517	Putket vesihauteisiin			1 m		Silikoonia	
64518	Tyhjennyshana kuumavesiallasta varten	Sopii vesialtaan putkiin				Muovia	Valkoinen
64520	Polykarbonaatti pohjalevy	26 L	26 cm	47 cm		Muovi	Läpinäkyvä
64521	Pohjalevy ruostumatonta terästä	26 L	26 cm	47 cm		Ruostumatonta terästä	
64522	Polykarbonaatti pohjalevy	12 L	26 cm	28 cm		Muovi	Läpinäkyvä
64523	Pohjalevy ruostumatonta terästä	12 L	26 cm	28 cm		Ruostumatonta terästä	



Pihdit kuumavesiallasta varten

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pihdit kuumavesiallasta varten. Pihdit soveltuvat matalalämpömuovien poistamiseen kuumasta vedestä.

Tuotenro.	Materiaali	Pituus
64519	Ruostumaton teräs	37,5 cm



Vahvat kipsisakset

Erittäin vahvat ruostumattomasta teräksestä valmistettu 23 cm pitkät kipsisakset. Saksen kärjet ovat suojattu. Tämä mahdollistaa kipsien leikkaamisen lähellä potilaan ihoa. Saksen alakädensija on suurennettu, joka lisää leikkaajaan käyttömukavuutta vähentäen käteen kohdistuvaa paineen tuntua. Hienohampainen alaterä parantaa pitoa materiaalia leikattaessa.

Art. nr.	Materiaali	Pituus
51204	Vahvat kipsisakset	23 cm



Ergo Supercut Cast-kipsisakset


Ensiluokkaiset kipsisakset on valmistettu japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä, joka on erittäin kestävä. Sisältää volframikarbidilla vahvistetut terät. Alemmassa terässä on hieno hammas. Ylempi terä teräväkulmainen. Mallissa on innovatiivinen ergonomisesti muotoiltu ylärengas. Tämä muotoilu keventää peukaloon kohdistuvaa painetta jotta saksien päivittäinen käyttö olisi helpompaa. Alarenkaaseen mahtuu kaksi sormea, joka keventävää painetta ja parantavaa käyttömukavuutta. Sakset voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus	Materiaali
51219	Ergo Supercut Cast -kipsisakset	18 cm	Ruostumaton teräs ja volframikarbidilla vahvistetut terät
51227	Ergo Supercut Cast -kipsisakset vasenkätinen	18 cm	Ruostumaton teräs ja volframikarbidilla vahvistetut terät

Kipsisakset muovisilla sormiosilla

Käytännölliset, erilaisten muovimateriaalien leikkaamiseen tarkoitetut sakset. Sakset ovat ruostumatonta terästä AISI 420 ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa. Hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto.

Tuotenro.	Väri	Materiaali	Pituus
51211	Musta	AISI 420	18 cm
51212	Vihreä	AISI 420	18 cm
51213	Keltainen	AISI 420	18 cm



Bruns kipsisakset

Klassiset ja kestävät kipsisakset, jotka on valmistettu japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä. Saksien alemmassa sormien alareunaan muotoilu vähentää sormiin kohdistuvaa paineen tuntua. Saksien alaterä on suojattu ja terissä ei ole sahalaitaa. Sakset voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Pituus	Materiaali
51203	24 cm	Ruostumaton teräs



Kipsisakset, ruostumaton teräs

Laadukkaat sakset, jotka leikkaavat kaikenlaista materiaalia. Alemmassa teräosassa on sahalaita ja ylemmässä suora viistoterä. Sakset ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
51207	Kipsisakset, ruostumaton teräs	18 cm
51208	Kipsisakset, ruostumaton teräs	14 cm
51218	Kipsisakset ruostumatonta terästä vasenkätiset	18 cm



Kipsisaksi sahalaita

Korkealaatuiset sakset, jotka leikkaavat sekä kylmää, että kuumaa lastamateriaalia ja kipsausmateriaalia. Ihanteellinen hienosäätöön ja kulmien muotoiluun. Alemmassa teräosassa on sahalaita. Sakset ovat ruostumatonta terästä ja ne voidaan puhdistaa autoklaavissa.

Tuotenro.	Malli	Pituus
51209	Kipsisaksi sahalaita	12 cm
51226	Kipsisaksi sahalaita vasenkätinen	12 cm



Sormi-, kämmen- ja ranneortoosit

Camp Scandinavian valikoimasta löytyy kaikki tarvittava erilaisten diagnoosien, kuten kontraktuurien, murtumien, karpaalitunnelioireyhtymän, reuman, nivelrikon, nivelsidevammojen, nyrjähdysten, kipsauksen jälkitilan, radialispareesin, aivohalvauksen sekä kuntoutuksen hoitoon.

Tässä luvussa löydätte valikoiman tuotteita, jotka soveltuvat traumahoidossa.



SELECTION® Fingerloop

Kaksoissidos, joka pitää tehokkaasti kahta tai useampaa sormea yhdessä, jotta vahvempi sormi voi auttaa heikompaa sormi tukemaan, suojaamaan ja/tai lisäämään liikelaajuutta. Voidaan käyttää myös staattisena progressiivisena lastana DIP-nivelen liikelaajuuden lisäämiseksi. Side on tehty kestävästä nopeasti kuivavasta nailonista ja se on helppo leikata yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi. Yhtä tai useampaa palaa voidaan käyttää samanaikaisesti. Puolivalmisteinen Fingerloop-levy, joka on 10 cm leveä, voidaan helposti leikata saksilla halutun levyisiksi yksittäisiksi nauhoiksi.


Tuotenro.	Malli	Koko	Leveys	Pituus	Pakkauskoko
35219	SELECTION® Fingerloop	Yksi koko	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	10 cm	15,5 cm	1	



Mallet sormiortoosi

Immobilisoi DIP-nivelen ekstensioon ja sallii samalla PIP-nivelen täyden liikkuvuuden. Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään sormen keskiosan korkeudelle itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).

Tuotenro.	Väri	Koko	Pakkaus	Ympärysmitta
51422	Beige	1 - Small	10 kpl	4.5 - 5.0 cm
51422	Beige	2 - Small/Medium	10 kpl	5.0 - 5.5 cm
51422	Beige	3 - Medium	10 kpl	6.0 - 6.5 cm
51422	Beige	4 - Medium/Large	10 kpl	6.5 - 7.0 cm
51422	Beige	5 - Large	10 kpl	7.0 - 7.5 cm
51422	Beige	5.5 - Large+	10 kpl	7.5 - 8.0 cm
51422	Beige	6 - Large/X-Large	10 kpl	8.0 - 8.5 cm
51422	Beige	7 - X-Large	10 kpl	8.5 - 9.0 cm



Miitta: PIP-nivelen ympärysmitta



Mitta: Ranteen ympärys.

Vission sormilasta

Sormilasta sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen sorminivelten ruptuurien ehkäisemiseksi. Lastaa voidaan myös käyttää konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Käyttöalueet: Sormien immobilisoimiseksi vamman tai operaation jälkeen, konservatiivisessa hoidossa, Dupuytrenin kontraktuurassa sekä tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik
46020	Vission Sormilasta	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Sormilasta	Large	> 19 cm	Bilat.




Vission MULTI sormilasta

Tämä sormilasta on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen ja ehkäisemään sorminivelten kontraktuuria. Ortoosia voidaan käyttää konservatiivisessa sormien kuntoutushoidossa sekä Dupuytrenin kontraktuuran hoidossa ja tiloissa, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia. Ortoosia voidaan myös käyttää III-V kämmenluun ja niihin liittyvien sormen tyviluiden murtumien hoidossa.

Käyttöalueet: Immobilisointi, Dupuytrenin kontraktuuran hoito, murtumat.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Small	< 16 cm	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Medium	16 - 19 cm	Vas/Oik
46021	Vission MULTI sormilasta	Musta	Large	> 19 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys.

Uutuus! Saatavilla joulukuussa 2025

Vission Finger Splint POSI

Tekstiilituki, joka on kehitetty kliiniseen käyttöön käden ja sormien (I–V) immobilisointiin. Tuessa on säädettävä volaarinen alumiinikisko, joka mahdollistaa tarkan asennon "Position of Safe Immobilization" (POSI) -asennossa – toiminto, joka suojaa niveliä, vähentää kontraktuurien riskiä ja edistää optimaalista paranemista. Säädettävä distaalinen remmi voidaan asettaa ja mukauttaa optimaalisen istuvuuden varmistamiseksi. Leveä remmi auttaa vähentämään sormien turvotusta.

Käyttöalueet: Trauma, postoperatiivisesti, kämmenluiden ja sormien murtumat. Dupuytrenin kontraktuura.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
46019	Vission Fingersplint POSI	Musta	Small	< 16 cm	Vas/Oik
46019	Vission Fingersplint POSI	Musta	Medium	16 - 19 cm	Vas/Oik
46019	Vission Fingersplint POSI	Musta	Large	19 - 22 cm	Vas/Oik
46019	Vission Fingersplint POSI	Musta	X-Large	> 22 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys.



Mitta: Ranteen ympärys.

Wrist Lacer™ II lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat ja irrotettavat alumiinilastat dorsaali- ja volaaripuolella. Tuen sisäpuolella distaalin nyöriksen kohdalla oleva pehmuste suojaa peukalon tyvää. Tuki on valmistettu kulutusta kestävästä mokkamateriaalista, jonka vuoraus on ilmava. Ainutlaatuinen kiinnityssysteemi tukee rannetta tasaisesti kaikkien neljän nauhan avulla. Kompressiota voidaan helposti säätää sopivaksi henkilöille, joiden kyynärvarsi ja ranne ovat epätavallisessa asennossa. Nyöritys on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Peukalo-osaa voidaan säätää.

Käyttöalueet: Karpaalikanavasyyndrooma, posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Pediatric	<12 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik
28578	Wrist Lacer II	Musta	XX-Large	22-25 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympärys.

Wrist Lacer™ II, pitkä malli

Erittäin stabiili pitkä rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Lastat voidaan ottaa pois ja muotoilla sopiviksi. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta. Valmistettu kestävästä mokkajäljelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Nyöritys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Säädettävä peukalonauha.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	X-Small	12-14 cm	Va/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Small	14-16 cm	Va/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28579	Wrist Lacer™ II Pitkä	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik


Lacer Wrist lyhyt malli

Lacer Wrist korkealaatuinen jäykkä ranneortoosi, joka stabiloi ranteen, mutta sallii peukalon täyden liikkuvuuden. Saatavilla sekä pitkänä (Tuotenro. 51427), että lyhyenä mallina, useammassa eri kokoluokassa. Yksinkertainen nauhoitus ja tarranauhakiinnitys helpottavat avaamista ja sulkemista yhdellä kädellä. Ortoosin kämmentyyny tarjoaa lisätuentaa ja käyttömukavuutta.

Käyttöalueet: Nivel tulehdukset, nyrjähdys, venähdys.

Pehmytkudosvammat ja erilaiset ranteen kiputilat. Murtuman jälkeinen hoito.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus	Ympärysmitta	Vas/Oik
51426	Lacer Wrist Lyhyt Malli	Musta	XX-Small	18 cm	10,5-12,5 cm	Vas/Oik
51426	Lacer Wrist Lyhyt Malli	Musta	X-Small	20 cm	12,5-14 cm	Vas/Oik
51426	Lacer Wrist Lyhyt Malli	Musta	Small	21 cm	14-16 cm	Vas/Oik
51426	Lacer Wrist Lyhyt Malli	Musta	Medium	21 cm	16-18 cm	Vas/Oik
51426	Lacer Wrist Lyhyt Malli	Musta	Large	21 cm	18-19,5 cm	Vas/Oik
51426	Lacer Wrist Lyhyt Malli	Musta	X-Large	21 cm	19,5-21,5 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys.

Lacer Wrist pitkä malli

Lacer Wrist korkealaatuinen jäykkä ranneortoosi, joka stabiloi ranteen, mutta sallii peukalon täyden liikkuvuuden. Saatavilla sekä pitkänä, että lyhyenä (Tuotenro. 51426) mallina, useammassa eri kokoluokassa. Yksinkertainen nauhoitus ja tarranauhakiinnitys helpottavat avaamista ja sulkemista yhdellä kädellä. Ortoosin kämmentyyny tarjoaa lisätuentaa ja käyttömukavuutta.


Käyttöalueet: Nivel tulehdukset, nyrjähdys, venähdys.

Pehmytkudosvammat ja erilaiset ranteen kiputilat. Murtuman jälkeinen hoito.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus	Ympärysmitta	Vas/Oik
51427	Lacer Wrist pitkä malli	Musta	Small	24 cm	14-16 cm	Vas/Oik
51427	Lacer Wrist pitkä malli	Musta	Medium	24,5 cm	16-18 cm	Vas/Oik
51427	Lacer Wrist pitkä malli	Musta	Large	25 cm	18-19,5 cm	Vas/Oik
51427	Lacer Wrist pitkä malli	Musta	X-Large	25,5 cm	19,5-21,5 cm	Vas/Oik



Mitta: Ranteen ympäryys.



Mitta: Ranteen ympäryys.

Tripod™ Wrist Lacer lyhyt malli

Erittäin tukeva rannetuki, jossa on sama hyvä istuvuus ja toiminnallisuus kuin Wrist Lacerissa. Tripodissa on kolme muotoiltavaa alumiinista tukilastaa, jotka ovat sijoitettu ulnaarisesti, volaarisesti ja dorsaalisesti. Lastat toimivat vuorovaikutuksellisesti estäen radial-ulnaarisia virheasentoja, sekä rajoittaen ranteen fleksiota. Ulnaarinen lasta yhdessä kaksinkertaisen nyöritysjärjestelmän kanssa estää radial-ulnaarisia virheasentoja. Aivan kuten Wrist Lacerissa peukalon liikkuvuus on vapaa myös Tripodissa. Ortoosin nyöritysjärjestelmä tekee sulkemisen ja säätämisen helpoksi yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Posttraumaattisesti, postoperatiivisesti, radial-ulnaarisissa virheasennoissa, karpaalikanavasyyndroomassa, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.


Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	X-Small	12-14 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Small	14-16 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Medium	16-18 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	Large	18-20 cm	Vas/Oik
28577	Lyhyt	Musta	X-Large	20-22 cm	Vas/Oik

Ödeemakäsine

Käsine on valmistettu pehmeästä, silkkisestä nylon-lycra:sta, jossa kaikki tikkaukset ovat ulkopuolella. Käsine on saatavana suljetuilla sormilla tai ¾-pituksena. Tarjoaa kompressiota pehmytkudosödeeman ja niveltulehduskipujen lievittämiseen. Käsineessä on avoin halkiomansetti, joka helpottaa pukemista ja se ei rajoita istuvuutta. Tarjoaa 15-25 mmHg hellävaraista ja tasaista kompressiota ödeemaiselle kudokselle. Pituus ranteesta proksimaalisesti on 76 mm.

Muuta: Kompressioluokka 1.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Pakkaus	Vas/Oik
53535	Sormellinen	XX-Small	10-11 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	X-Small	11-14 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	Small	14-17 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	Medium	17-19 cm	1 kpl	Vas/Oik
53535	Sormellinen	Large	19-22 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	XX-Small	10-11 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	X-Small	11-14 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	Small	14-17 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	Medium	17-19 cm	1 kpl	Vas/Oik
53536	Avoimet sormet	Large	19-22 cm	1 kpl	Vas/Oik



Mitta: Ympärysmitta MCP-Led.


Isotoner® käsineet

Isotoner®-terapiakäsineet sopivat reuman tai käsivamman jälkeisen kivun ja turvotuksen lievittämiseen.

Käsinettä on saatavana avosormi- tai kokosormivaihtoehtoina. Nailonia ja Spandexia sisältävä sileä joustava kangas tarjoaa hellävaraista, tasaista puristusta, joka lievittää kipua ja ehkäisee turvotusta. Kaikki saumat ovat käsineen ulkopuolella. Peukalon ympärys on saumaton. Käsineen kompression paine on noin 23-32 mmHg. Käsineet ovat unisex-kokoisia, jotka sopivat sekä miehille että naisille.

Muuta: Kompressioluokka 2

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Pakkaus
53538	Avoimet sormet	X-Small	11 cm - 14 cm	Pari
53538	Avoimet sormet	Small	14 cm - 17 cm	Pari
53538	Avoimet sormet	Medium	17 cm - 19 cm	Pari
53538	Avoimet sormet	Large	19 cm - 22 cm	Pari
53539	Sormellinen	X-Small	11 cm - 14 cm	Pari
53539	Sormellinen	Small	14 cm - 17 cm	Pari
53539	Sormellinen	Medium	17 cm - 19 cm	Pari
53539	Sormellinen	Large	19 cm - 22 cm	Pari



Mitta: Ympärysmitta MCP-Led.

Kyynär- ja olkavarren ortoosit

Tämä ryhmä kattaa ortoosit (tukisidokset) tenniskyynärpäähän eli epikondyliittiin, olkatukiin, olkalukkoihin, hartiaortooseihin aivohalvauksen jälkeisessä hemiplegiassa, käsikantohihnoihin eri vakaustasoilla, humerusortooseihin olkavarren varren murtumien hoidossa sekä kehittyneempiin koko käsivarren ortooseihin, joissa on säädettävä nivelliikeradan rajoittamiseksi hoidon aikana.



Jura olkaniveltä immobilisoiva kantoside

Jura olkaniveltä immobilisoiva kantosidettä voidaan käyttää sekä kantositeenä että olkanivelen immobilisointia varten. Tuote on suunniteltu käytettäväksi bilateraalisesti ja se sopii vasempaan ja oikeaan käteen. Kestävä puuvillanauhassa on säädettävä pehmustettu olkain sekä kehon ympäri tuleva kiristysnauha. Kiristysnauhan tarkoituksena on pitää käsi lähellä vartaloa. Kantositeessä on myös pehmustettu kaulanauha ja peukalonauha, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Nauhojen kiinnitys tapahtuu D-lenkkien avulla, joka mahdollistaa kantositeen pukemisen yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Voidaan käyttää useimpiin vammoihin, jossa olka- tai kyynärnivelen liikerataa pyritään rajoittamaan:

- Olkapään sijoiltaanmeno.
- Nivelrikko
- Leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito
- Kuntoutuminen
- Selkäydin- ja hartiapunosvammot

Kontraindikaatiot: Kantoside ei tule asettaa vaurioituneen ihon pinnalle.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus
42223	Musta	XS	<33 cm
42223	Musta	S	33cm-38cm
42223	Musta	M	37cm-43cm
42223	Musta	L	42cm-48cm
42223	Musta	XL	48cm>



Kyynärpääortoosi Ulnaris

Yleisortoosi, joka rajoittaa kyynärpään flexiota ja extensiota, samalla lievittäen kubitaalikanavanoireyhtymään liittyvää kipua. Ortoosi on pehmeä ja sisältä pehmustettu, ja siinä on helposti säädettävä alumiininen tuki. Tuote on valmistettu erittäin kevyestä, hengittävästä materiaalista. Sisäpuolella oleva läpityöntötasku tekee ortoosin pukemista helppoa.

Käyttöalueet: Kubitaalikanavanoireyhtymä tai muu kyynärpään sairaus, jossa kyynärpään rajoittaminen/tukeminen on tarpeen.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
42219	Musta	Yksi koko	Bilateral





Kantoside olkalukko

Monikäyttöinen kantoside, jota on helppo käyttää. Tuotteeseen kuuluu vartalon ympäri kulkeva vyötärönauha, johon olkavarsi kiinnitetään ja saadaan näin aikaan olkanivelen tehokas immobilisaatio. Ranneosa kiinnittyy vyötärönauhan etuosaan ja tämä puolestaan pikalukolla olkaremmiin. Myös peukalolle on oma tukensa, jotta käsi saadaan pysymään oikeassa kulmassa välttämällä samalla myös "riippukättä". Säädettävä olkaremmi takaa potilaalle hyvän istuuden. Tuote sopii käytettäväksi sekä oikealla, että vasemmalla puolella. Iso pehmustetyyny keventää olkanivelen ja solisluun kuormitusta tehokkaasti. Tämä kantoside on helppo säätää ja miellyttävä sekä yksinkertainen käyttää. Vyötärönauhan pituus on 120 cm.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen kuormituksen eventäminen.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
42213	Kantoside Olkalukko	Musta	Yksi koko



Kantoside abduktiotyynyllä

Universaali kantoside, joka immobilisoi tehokkaasti olkapään ja jossa on lisäksi 15 asteen abduktiotyyny, joka kiinnitetään helposti kantositeeseen käsivarren sisäpuolelle. Abduktiotyyny on muotoiltu lepäämään mukavasti kehoa vasten.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö olkanivelen artroskooppisten leikkausten jälkeen, Rotatorcuff-leikkaus, Olkanivelen kapselileikkaus, Olkanivelen jänteiden/lihasten kiinnitysten kirurgiset korjaukset, Sijoiltaan menneen olkanivelen korjausleikkauksen jälkeen, Kuormituksen kevennys leikkauksen tai trauman jälkeen

Tuotenro.	Väri	Koko
42218	Sininen	Yksi koko



Rulla-mitella

Yksinkertainen vaihtoehto kantositeelle (Collar'n Cuff), mitella, toimitetaan 12m rullassa. Pakkauksessa toimitetaan kaksi rullaa, (joista toinen annostelulaatikossa) sekä 10 kpl Y-tarrakiinnikettä kyynärvarren asennon tukemiseksi. Materiaali on pehmeää ja joustavaa sekä säilyttää muotonsa myös kuormituksessa. Tummansinisen värinsä ansiosta tuki säilyy siistinä pitkään.

Käyttöalueet: Suositellaan käytettäväksi ranteen, kyynärnivelen ja hartian vammojen hoidossa. Voidaan käyttää myös kipsin kanssa.


Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
42212	Rulla-mitella	Musta	5 cm	2 x 12 metriä	Rullaa
42224	Y-tabs	Musta	4 cm	15 cm	10 kpl

Peruskantoside

Helppokäyttöinen kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Peukalosilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47101	Harmaa	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Harmaa	X-Large	31-34 cm	Bilat.




Mitta: Kyynärpäältä MCP:hen.

Kantoside, vaahtomuovi

Kantoside, jossa on fiksaationauha mukana. Sisäpuoli on froteeta. Säädettävä hartianauha, joka voidaan kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
20031	Harmaa	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Harmaa	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Harmaa	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Harmaa	X-Large	48-56 cm	Bilat.




Mitta: Kyynärpäältä MCP:hen.

Verkkokangas-kantoside

Ilmava kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47100	Harmaa	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Harmaa	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mått: Armbåge till handled



Mitta 1: rinnan ympärys
Mitta 2: olkavarren pituus

Vission kantoside IMMO

Vission kantoside on tarkoitettu olkavarren, kyynärpään ja kyynärvarren immobilisoimiseksi sekä asennon ylläpitämiseksi 90° tai 130° kulmassa. Kantoside sopii erityisesti olkapään ja rintakehän vammojen hoitamiseen. Kantositeen puolisuuuden voi vaihtaa, joten se sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla puolella.

Käyttöalueet: Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiasseudun vammat (murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian seudun kirurgia. Plexus brachialis pareesi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm



Mitta 1: Kantositeen korkeus ja leveys
Mitta 2: Pidikkeen korkeus ja pituus

WRAP-kantoside

Perinteinen kaksiosainen kantoside, jonka molempia osia voidaan säätää erikseen. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Käsiosassa on muovisolki selkäpuolella, joka pitää molemmat osat kiinni toisissaan ja estää niitä liukumasta hartioiden ylitse. Säädettävät nauhat voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
47102	Harmaa	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Harmaa	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

ROM kyynärpääortoosi

Postoperatiivinen kyynärpääortoosi, joka on suunniteltu lukitsemaan tai kontrolloimaan kyynärpään liikettä ligamenttivammojen tai stabiileiden murtumien hoidon aikana. Liikerataa voidaan rajoittaa 0° - 90° ekstensioon ja 0° - 120° fleksioon. Liikerataa voidaan helposti säätää 10° välein. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää 36-45 cm:iin. Ortoosin mukana toimitetaan kantoside.

Käyttöalueet: Murtumissa, postoperatiivisesti, tilat missä vaaditaan fleksion tai ekstension kontrollointia.

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik
62150	Yksi koko	Vas/Oik
62149	Vaihtopehmuste	Bilat.



ROM kyynärpääortoosi UniBor


Viimeisimmän teknologian mukainen postoperatiivinen kyynärpääortoosi. Liikerataa säädetään helposti 10°:n välein aina 120°:n täyteen liikerataan asti. Nivel voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää. Ortoosiin voidaan tilata teleskooppinen käsituki, jota voidaan säätää sekä asettaa päälle ja pois pronaatio-supinaation kontrolloimiseksi. ROM Kyynärpääortoosi UniBor stabiloi käden liikettä ja tarjoaa mukavan sekä tehokkaan kuntoutushoidon.

Käyttöalueet: Kyynärpään fleksio-ekstensio liikkeiden kontrolloimiseen ja trauman jälkeiseen pronaatio-supinaatio liikkeiden rajoittamiseen.

Muita tietoja: Lääkärin tulee määrittää päivittäinen hoitoaika sekä kokonaishoitoajan pituus.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62151	Kyynärpääortoosi UniBor	Bilat.
62152	Erillinen olkanauha	Bilat.
62153	Käsituki	Bilat.
62154	Vaihtopehmuste	Bilat.





Mitta: Käsivarren yläosan
ympärys proksimaalisesti.

Humerux Humerusortoosi

Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun "Sarmiento-ortoosin" toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen pehmytkudoskompressioon. Kolme ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta. Ortoosin ankkurointi olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen. Vastapuolen käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta. Mukava ortoosi on helppo käyttää ja hyväksyä. Ortoosin hengittävä materiaali antaa ihon hengittää ja näin iho-ongelmien riski pienenee. Ortoosissa on kaksi muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmittää ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean kokoiseksi. Useimmiten muotoilua ei kuitenkaan tarvita. Ortoosi sallii vapaan kyynärnivelen liikkuvuuden. Ortoosin mukana tulee ihoa vasten asetettava pehmustettu suojuus, jonka tarkoitus on lieventää herkkään ihon aiheuttamaa epämukavuutta ortoosin pukemisen ja sen käytön aikana. Kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti eikä sisällä lateksia. Pehmustettu suojuus on saatavana keskipitkänä ja pitkänä versiona.

Käyttöalueet: Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus	Ympärysmitta
62106	Keskipitkä	Musta	Small	25 cm	18-26 cm
62106	Keskipitkä	Musta	Medium	27 cm	26-34 cm
62106	Keskipitkä	Musta	Large	29 cm	34-42 cm
62106	Keskipitkä	Musta	X-large	32 cm	42-50 cm
62107	Pitkä	Musta	Small	30 cm	18-26 cm
62107	Pitkä	Musta	Medium	32 cm	26-34 cm
62107	Pitkä	Musta	Large	34 cm	34-42 cm
62107	Pitkä	Musta	X-large	36 cm	42-50 cm



Alaraajaortoosit

Tässä kategoriassa löydät laajan valikoiman walkereita jalkaterän ja nilkan vammojen hoitoon. Valitse yksinkertaisempien mallien tai ROM-säädöllä varustettujen mallien välillä. Täältä löydät myös 4-pisteen polviortooseja immobilisointiin vamman jälkeen tai vaihtoehtoisesti ROM-säädöllä. Valikoimaamme kuuluu lisäksi yksinkertaisempia polvi- ja nilkkaortooseja kevyempään tukeen, jotka ehkäisevät vammoja, lievittävät kipua ja hoitavat pehmytkudosvammoja. Koko valikoiman löydät verkkosivuiltamme.





ASO® nilkkatuki lastoilla

Matalaprofilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyöritys. Joustamattomien nylonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Tämä malli tukee nilkkaa erityisen hyvin ulko- ja sisäpuolella olevien, irrotettavien muovilastojensa ansiosta. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28186	Lastoilla	Musta	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28186	Lastoilla	Musta	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Post op kenkä

Post op hoitokenkä, joka on pehmustettu. Kengän päällinen on kestävää nailonia ja siinä on solkikiinnitys. Päällinen on suunniteltu sopimaan jalan ollessa turvotustilassa. Kengän takaosa on vahvistettu, jotta jalka pysyisi paikallaan. Ulkopohja on jäykkä, suora ja pyöristämätön. Suunnittelu parantamaan vakautta ja helpottaa kuntoutusta jalkaleikkauksen tai traumahoidon jälkeen. Sitä voidaan käyttää myös yhdessä kipsin kanssa.

Käyttöalueet: Siteet tai turvotus, jalkaleikkaus, murtuneen varpaan hoito, metatarsaalivammat, pehmytkudostoimenpiteet, diabeettisen jalkaterän hoito ja leikkauksen jälkeinen toipuminen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko	Sisäpohjallisen pituus
43207	Lasten malli	Yksi koko	Bilateraalinen	EU < 35	20 cm
43208	Naisten malli	Small	Bilateraalinen	EU 35-37	23,5 cm
43208	Naisten malli	Medium	Bilateraalinen	EU 37-40	24,5 cm
43208	Naisten malli	Large	Bilateraalinen	EU 40-43	26 cm
43209	Miesten malli	Small	Bilateraalinen	EU 41-42	26 cm
43209	Miesten malli	Medium	Bilateraalinen	EU 43-45	27,5 cm
43209	Miesten malli	Large	Bilateraalinen	EU 46-47	30 cm
43209	Miesten malli	X-Large	Bilateraalinen	EU 47 >	31 cm



Solid back walker, korkea

Korkea immobilisoiva Walker-ortoosi. Ortoosi on kevyt ja stabiili ja sen takaosa on koko matkalta kantapäästä pohkeen yläosaan asti suljettu tarjoten erinomaisen immobilisaation. Ortoosissa säären etupinnalle sijoittuva kovike voidaan irrottaa tarvittaessa. Nilkan alueella on lisäpehmusteet istuvuuden parantamiseksi. Mukana kaksi kondylityynyä paineen vähentämiseksi. Ortoosin pehmuste on pehmeää ja hengittävää materiaalia. Pestävä pehmuste suojaa myös varpaita ja tuntuu mukavalta. Liukuesteellä varustettu keinupohja sallii täydellisen kävelyn. Säädetävät tarranauhat varmistavat immobilisoinnin. Ortoosi on yhteensopiva Walker kantakiilojen kanssa. Röntgensäteilyn läpäisevä. Ortoosi ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: 2/3 asteen nilkan nyrjähdys. Stabiili fibulan distaalimurtuma, distaalinen sääriluu, talus, calcaneus ja metatarsaaliluut. Jalkavamman jälkeiseen hoitoon, Post-operatiiviseen käyttöön.

Muita tietoja: Korkeus koossa Medium on 42 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47620	Solid Back Walker - Long	S	25 cm
47620	Solid Back Walker - Long	M	28 cm
47620	Solid Back Walker - Long	L	30 cm
47620	Solid Back Walker - Long	XL	32 cm
47621	Liner	S	n/a
47621	Liner	M	n/a
47621	Liner	L	n/a
47621	Liner	XL	n/a



Walker Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeniinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylityynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädetävä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Helppo sovittaa. Säädetävissä kiilapohjallisilla.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Kengän koko
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	Small	35 cm	34-38
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	Medium	42 cm	39-42
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	Large	42 cm	43-45
47605	Walker Fixed, korkeavartinen	X-Large	42 cm	45-48
47613	Lisäpehmuste	Small		
47613	Lisäpehmuste	Medium		
47613	Lisäpehmuste	Large		

Walker Protect Fixed, korkeavartinen

Immobilisoiva korkeavartinen walker, joka on matalaprofilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeiinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylytynypehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädetty tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädetävissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.



Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen venähdys, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47608	Protect Fixed korkea	Small	25 cm
47608	Protect fixed korkea	Medium	29 cm
47608	Protect fixed korkea	Large	32 cm
47611	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47615	Lisäpehmuste	Small	
47615	Lisäpehmuste	Medium	
47615	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiilasetti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiilasetti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



Walker Protect Fixed, matalavartinen

Immobilisoiva matalavartinen walker, joka on matalaprofilinen, kestävä ja tukeva muotoilultaan on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeiinista. Walkerissa on kaksi kiinteää sivutukea, jotka tukevat erinomaisesti jalkaa ja nilkkaa. Edessä ja takana olevat jäykät tuet sekä pehmuste nilkan ympärillä varmistavat immobilisoinnin. Walkerin sisällä on pehmeä, ilmava ja pestävä veluurikangas-pehmuste, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Toimitetaan kahdella ylimääräisellä kondyylytynpehmusteella, jotka vähentävät painetta ja antavat lisämukavuutta. Rullaava pohja on anti-slip materiaalia ja sallii kävelyn koko liikeradalla. Säädettyä tarra-nauha takaa täyden immobilisoinnin. Säädettyissä kiiloilla. Röntgensäteet läpäisevä. Helppo sovittaa.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdyt, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
47609	Protect Fixed matala	Small	25 cm
47609	Protect Fixed matala	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed matala	Large	32 cm
47612	Lisänauhasetti	Yksi koko	
47616	Lisäpehmuste	Small	
47616	Lisäpehmuste	Medium	
47616	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiilasetti	Small	
47617	Kiilasetti	Medium	
47617	Kiilasetti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	

Walker ROM Long

Ylemmän nilkkanivelen immobilisoiva ortoosi on valmistettu ruiskuvaletusta polypropeenista ja siinä on kevyt, kestävä ja vakaa muotoilu. ROM-säätö mahdollistaa asteittaisen mobilisaation 45°:n plantaariflexiosta 30°:n dorsaaliflexioon 7,5°:n välein. Liikerajoitusmahdollisuus 0°, 10° ja 20° plantaariflexioon. Metalliset sivukiskot säärellä. Integroidun ilmantäyttöjärjestelmän avulla voit asteittain lisätä/vähentää immobilisaatiota tarpeidesi mukaan.

Sen sisäpehmustettu tekstiili on vuorattu pehmeällä, hengittävällä ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja takaa optimaalisen mukavuuden. Lateksiton. Liukumaton keinupohja mahdollistaa täyden rullauksen. Sädettävät tarranauhat takaavat täydellisen immobilisaation. Yksinkertainen ja helppo pukea. Mahdollista lisätä kantakiila.

Käyttöalueet: Akuutti nilkan nyrjähdys. Pohkeen pehmytkudosvauriot. Sääriluun ja pohjeluun distaaliset rasisuurtumat. Jalan ja nilkan hyväasentoiset murtumat. Akillesjänteen leikkaus. Nilkan ja varpaan nivelten immobilisointi. Nilkkanivelen kuntoutus. Post-ORIF (open reduction and internal fixation) post-operatiivinen käyttö.

Muuta: Korkeus S 35 cm.Korkeus M ja L 42 cm.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
47606	Walker ROM long	Small	Bilat.	34-38
47606	Walker ROM long	Medium	Bilat.	39-42
47606	Walker ROM long	Large	Bilat.	43-45
47606	Walker ROM long	X-Large	Bilat.	45-48
47610	Lisänauhasetti	Small		
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large		
47613	Lisäpehmuste	Small		
47613	Lisäpehmuste	Medium		
47613	Lisäpehmuste	Large		





Walker AIR korkea

Immobilisoiva walker, muotoilultaan matalaprofilinen, kestävä ja tukeva, on valmistettu muotoon ruiskutetusta polypropeeniinista. Integroidulla ilma-järjestelmällä voit asteittain lisätä/vähentää immobilisointia tarpeen mukaan. Ortoosisissa on kaksi kiinteää metallitukea, jotka stabiloivat jalan ja nilkan. Pehmeä pehmuste on päällystetty ilmapalla ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja varmistaa mukavuuden. Ei sisällä lateksia. Säädettyä Velcro-nauha takaa täydellisen immobilisoinnin. Lisäpehmuste, nauha-setti, varvassuoja ovat tilattavissa erikseen. Säädettyissä kiiloilla. Helppo sovittaa. Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan alueen revähdyt, jännerepeämä, pehmytkudosvauriot ja postoperatiivinen immobilisointi.

Tuotenro.	Malli	Koko	Kengän koko
47607	Walker Air korkea	Small	34-38
47607	Walker Air korkea	Medium	39-42
47607	Walker Air korkea	Large	43-45
47607	Walker Air korkea	X-Large	45-48
47610	Lisänauhasetti	Small	
47610	Lisänauhasetti	Medium/Large	
47614	Lisäpehmuste	Small	
47614	Lisäpehmuste	Medium	
47614	Lisäpehmuste	Large	
47617	Kiila setti	Small	
47617	Kiila setti	Medium	
47617	Kiila setti	Large	
47618	Varvassuoja	Yksi koko	



Immobilisaatiotuki

Polyestervelourista valmistettu immobilisaatiotuki, jossa on sisäänrakennetut kiskot polven stabiloimiseksi. Tuki on valmistettu useasta eri osasta, jotta ympärysmittan säätäminen olisi mahdollisimman helppoa. Tarranauhakiinnitys ja D-lenkit. Avoin patellan kohdalta. Löytyy sekä aikuisten että lasten koossa.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö, lihas- ja ligamenttivammat, kipsauksen jälkeen ja yksinkertainen seisontharjoittelu.

Tuotenro.	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Pituus	Vas/Oik
28655	Lapsi	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilat.
28655	Aikuinen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilat.

Mitta 1: Ympärysmitta 15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta
Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta.

Ascender® post-op polviortoosi

Ascender® on teleskooppinen (44-70cm) postoperatiivinen polviortoosi, jonka ekstension liikeradan säätöväli on -10° (hyperekstensio) ja 70°:en välissä. Fleksion säätöväli voidaan asettaa -10° ja 120°:n välille. Asetus säädetään yksinkertaisesti vetämällä ja siirtämällä stopparia nivelessä. Nivel voidaan lukita viiteen eri asentoon: -10° (hyperekstensio), 0° (neutraali), 10°, 20° ja 30° (fleksio). Nivelen säädöt voidaan varmistaa "Anti-tamper lukituksella" stopparin päällä. Tämä poistetaan saksilla leikkaamalla. Kiskot voidaan säätää yksilöllisesti toivottuun pituuteen. Pituuden säätämiseksi tulee avata hakanen, joka on jokaisessa kiskossa erikseen. Kiskossa on selkeät merkinnät, joilla varmistetaan sekä lateraalisen että mediaalisen kiskon sama pituus.

Pehmeässä ja taipuisassa pehmusteessa on sisäpuolella liukumisen estävää materiaalia. Nauha kiinnitetään lukitusklipsillä sen pysymiseksi paikallaan sovituksessa. Ortoosi suljetaan vahvoilla soljilla. Nauhan pituutta voidaan säätää poistamalla Y-kiinnitys ja leikkaamalla nauha toivottuun pituuteen. Pehmuste ja nauha voidaan pestä käsin haaleassa vedessä miedolla pesuaineella. Malli on bilateraalinen ja sopii sekä vasemmalle että oikealle. Yksi koko.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Vas/Oik
47540	Ascender post-op polviortoosi	Yksi koko	44 – 70 cm	Bilat.
47541	Pehmuste- ja nauhasetti	Yksi koko		Bilat.
47542	Lisäpehmustesetti	Yksi koko		Bilat.
47543	Lisänauhasetti	Yksi koko		Bilat.



Post-op Knee

Post-operatiivinen polviortoosi, jossa on alumiinikiskot ja säädettävä nivel. Saatavana lyhyt ja pitkä malli. Koteloitua, polysentristä niveltä on helppo säätää. Liikelaajuutta voi rajoittaa. Helppo pukea ja riisua.

Käyttöalueet: Post-operatiivinen käyttö.

Muita tietoja

Nivelen liikelaajuus: 0°, 15°, 30°, 60° ja 90° fleksiossa ja ekstensiossa.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
28300	Lyhyt	Bilat.
28301	Lisäpehmuste lyhyeen malliin	Bilat.
28305	Pitkä	Bilat.
28306	Lisäpehmuste pitkään malliin	Bilat.
28307	Lisänauhat	Bilat.



Kaula- ja selkärangan ortoosit

Valikoimastamme löytyy laaja kirjo selkäortooseja, selkätukia, selkävöitä, tukivöitä ja korsetteja. Kaikkea yksinkertaisista pehmeistä aina yksilöllisesti valmistettuihin jäykkiin korjaaviin korsetteihin. Tähän tuoteryhmään kuuluu korsetteja ja tukivöitä useimpiin vammoihin ja selkävaivoihin, kuten noidannuoliin, selän vajaatoimintaan, selkäkipuihin, idiopaattiseen skolioosiin, osteoporoosiin, kyfoosiin, lantion vajaatoimintaan, lantion kipuihin, ryhtiongelmiin, postoperatiiviseen hoitoon, nikamapuristumurtumiin ja välilevynpullistumiin.

Tässä osiossa löydät valikoiman niska- ja selkäortooseja, jotka soveltuvat traumahoitoon.



Vista® Collar

Aspen Vista® -kaularankaortoosi rajoittaa liikettä optimaalisesti ja auttaa samalla suojaamaan ihovaurioilta ja nopeuttaa potilaan kuntoutumista. Patentoidun korkeudensäätöteknologian ansiosta yhden koon ortoosi tarjoaa kuusi korkeudensäätö mahdollisuutta. Näin ortoosi mukautuu helposti erilaisille potilaille ja mahdollistavat yksinkertaiset säädöt hoidon aikana.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko
984000	Vista-kaularankaortoosi	One size
984002	Vista-kaularankaortoosi lisäpehmustesetillä	One size
984006	Vista-kaularankaortoosin takapaneeli	Regular
984008	Vista-kaularankaortoosin takapaneeli	Large
984020	Lisäpehmustesetti	Regular
984028	Lisäpehmuste takapaneeliin	Large



Vista® TX Collar

Aspen Vista® -kaularankaortoosi rajoittaa liikettä optimaalisesti ja auttaa samalla suojaamaan ihovaurioilta ja lisäämään potilaan hoidon tehokkuutta. Vista® TX -kaularankaortoosissa on kaikki Vista® -kaularangan ortoosin ominaisuudet ja edut, mutta siinä on helposti irrotettava rintakehän osa. Lisäosa antaa lisäsuojaa rintakehän alueelle.

Patentoidun korkeudensäätöteknologian ansiosta yhden koon ortoosi tarjoaa kuusi korkeudensäätö mahdollisuutta. Näin ortoosi mukautuu helposti erilaisille potilaille ja mahdollistavat yksinkertaiset säädöt hoidon aikana.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko
48042	Vista TX Collar	One size
48043	Vista TX Collar, lisäpehmuste setillä	One size
48044	Vista TX Collar - takapaneeli	One size
48045	Lisäpehmuste	-





Vista® ICU Back Panel

Aspen Vista® ICU:n kaularangantuki takaraivon suojuslevyllä on suunniteltu erityisesti potilaille, joilla on riski saada takaraivon ihovaurio pitkäaikaisen makuuasennon vuoksi. Siinä käytetään vakiomallista Vista® Collar -niskan suojuslevyllä, ja se rajoittaa liikettä samalla tavalla.

Tuen pidennetty korkeus estää pään ja niskan liikettä, kun potilasta käännetään tai siirretään makuuasennossa. Takaraivon tukilevy voidaan poistaa. Valkoinen matalatiheksinen etherfoam, eli eetteripohjainen polyuretaanivaahdotuovi ympäröi potilaan pään ja auttaa maksimoimaan paineen jakautumisen. Harmaa korkeamman tiheyden polyuretaanivaahdotuovi antaa lisätukea ja -rakennetta. Avoin muotoilu yhdessä avosoluisen vaahdotuovin kanssa edistää ilmanvaihtoa.

Käyttöalueet: Vammasta tai epävakauudesta johtuva liikkumisen rajoittaminen makuuasennossa olevilla potilailla pitkäksi aikaa. Dekompressiohoito, murtumien hoito, leikkauksen jälkeinen stabilointi, niskan retkahduksen aiheuttamat vammat, nyrjähdysket/venähdykset, kaularangan kipu, kaularangan välilevyoireyhtymä, tuki- ja liikuntaelinten kipu, radikulopatia.

Tuotenro.	Malli	Koko
480630000	Vista ICU Takapaneeli	Yksi koko
480640000	Lisäpehmuste setti	Yksi koko



Vista® Multipost Therapy Collar

Vista® MultiPost -kaularankaortoosi on suunniteltu vähentämään kaularangan sairauksiin liittyviä oireita. Näitä ovat esimerkiksi niskaperäinen (cervikogeeninen) päänsärky, pään etukeno ja niskan jännitysoireet (text neck). Virheelliset pään asennot voivat siirtää kaularangan pois optimaalisesta asennosta, mikä johtaa radikulopatiaan, neuropatiaan ja cervikogeeniseen kipuun. Vista® MultiPost Therapy Collar käyttö yhdistää pneumaattisen kompression, joka auttaa saavuttamaan kaularangan luonnollisen asennon. Käyttämällä tuen mahdollistamaa kylmä- tai lämpöhoitoa, käyttäjä voi myös lievittää tulehduksia ja lihaskouristuksia. Ortoosi antaa kevyttä kompressiota leuan ja kaularangan alueelle. Ortoosin takaosa toimii vastapainona pään etukenon aiheuttamalle asennolle. Integroidun ilmapumpun avulla potilas voi itse säätää kompression määrää. Mukana tulevassa hoitopakkausessa löytyvät tyynyt lämpö- ja kylmähoitoa varten.

Käyttöalueet: Cervikogeeninen päänsärky, Liikelaajuuden menetys, Pään etukeno, Yleinen niskakipu, Lihaskouristukset, Radikulopatia, Hyperkyfoosi, Neuropatia.

Tuotenro.	Malli
48049	VISTA Multipost Therapy Collar
48050	Varapehmuste setti
48051	Pehmustetyyny leukaosalle
48052	Vaihtopehmuste sarja

Vista® CTO

Vista® CTO on suunniteltu potilaille, jotka tarvitsevat enemmän kuin pelkän kaularangan tuennan. Se rajoittaa kaularangan liikettä erinomaisesti, ja siinä on useita säätömahdollisuuksia. Näin varmistetaan mukava ja tehokas istuvuus monille erilaisille potilaille.

Vista®-kaularankaortoosin tavoin Vista CTO on täysin säädettävissä, ja siinä on vain yksi koko. Se tarjoaa mahdollisuuden siirtyä pelkkään kaularankaortoosiin, joka edistää potilasta toipumisen aikana. Aspen®-puuvillavuoratut tyynyt imevät kosteuden pois potilaan iholta. Palautuva polyuretaanivaaho auttaa optimoimaan paineen jakautumisen.



Tuotenro.	Malli	Koko
480580000	Vista CTO	Yksi koko
480590000	Vista CTO Päivityssarja, Anterior	-
480620000	Vista CTO/CTO4 Lisäpehmuste setti	-

Vista® CTO4

Vista® CTO4 on suunniteltu potilaille, jotka tarvitsevat enemmän kuin pelkän kaularangan tuennan. Vista® CTO4 on suunniteltu lisäämään liikkeen rajoitusta kaikissa kolmessa liiketasossa - taivutus/ojennus, sivutaivutus ja aksiaalinen kierto. Vaikka Vista® CTO4 rajoittaa liikettä tällä tasolla, se on pehmustettu kaikissa kosketuspinnoilta käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi. Se voidaan helposti vaihtaa Vista® CTO:ksi hoidon parhaan tuloksen vaatimalla tavalla. Vista® CTO4 on täysin säädettävissä, ja siinä on vain yksi koko. Aspen®-puuvillavuoratut tyynyt imevät kosteuden pois potilaan iholta. Palautuva polyuretaanivaaho auttaa optimoimaan paineen jakautumisen.



Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko
80600	Vista CTO4	Yksi koko
48061	Vista CTO päivityssarja, Posterior	-
48062	Vista CTO4/CTO Lisäpehmuste setti	-



Aspen® Collar

Aspen®-kaularankaortoosi on suunniteltu niin, että se rajoittaa merkittävästi liikkumista aiheuttamatta kivuliaita painepisteitä, jotka voivat johtaa muun muassa ihovaurioihin. Liikkeiden rajoittaminen on tieteellisesti arvioitu. Tutkijat ovat läpivalaisun avulla dokumentoineet kunkin nikamasegmentin siirtymisen ja kulman koko liikealueen ajan.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	
480080011	Aspen kaularankaortoosi	Short	-
480080012	Aspen kaularankaortoosi	Regular	-
480080013	Aspen kaularankaortoosi	Tall	-
480080014	Aspen kaularankaortoosi	Extra tall	-
480090011	Aspen kaularankaortoosi, jossa on lisäpehmuste	Short	-
480090012	Aspen kaularankaortoosi, jossa on lisäpehmuste	Regular	-
480090013	Aspen kaularankaortoosi, jossa on lisäpehmuste	Tall	-
480090014	Aspen kaularankaortoosi, jossa on lisäpehmuste	Extra tall	-
480100011	Aspen Etupaneelin kaulus	Short	-
480100012	Aspen Etupaneelin kaulus	Regular	-
480100013	Aspen Etupaneelin kaulus	Tall	-
480100014	Aspen Etupaneelin kaulus	Extra tall	-
480200011	Aspen kaularankaortoosin takapaneeli	Small	30-51 cm
480200012	Aspen kaularankaortoosin takapaneeli	Standardi	33-53 cm
480200013	Aspen kaularankaortoosin takapaneeli	Large	38-64 cm
480210000	Lisäpehmuste takapaneeliin	Small	-
480220000	Aspen kaularankaortoosin ylimääräinen pehmuste	Universal	-

Aspen® CTO


Aspen® Cervicothoracic Bracing System™ (CTO) tarjoaa parannellun tuennan kaula- ja rintarangan alueella. Ortoosi on suunniteltu potilaille, jotka tarvitsevat laajemman tuennan kaularangasta rintarankaan. Aspen® CTO-järjestelmän käyttömekanismit mahdollistavat Aspen® CTO:n asteittaisen kevennyksen 4-tukipisteen CTO-mallista, 2-tukipisteen CTO-malliksi. Kaularangan liikkeenrajoitusta voidaan helposti mukauttaa potilaan erityistarpeiden mukaiseksi.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että liikkeen rajoitus lisääntyy merkittävästi siirryttäessä erillisestä kaularangan ortoosista nelitukipisteiseen ortoosiin. Parhaan käyttömukavuuden varmistamiseksi kaikki CTO:n kosketuspinnat on pehmustettu puuvillavuoratuilla, hengittävillä, hypoallergeenisilla vaahtomuovipehmusteilla, jotka siirtävät kosteuden pois iholta.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä.

Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.



Tuotenro.	Malli	Koko
480270011	Aspen CTO	Short
480270012	Aspen CTO	Regular
480270013	Aspen CTO	Tall
480270014	Aspen CTO	Extra tall
480280011	Aspen CTO:n etupaneeli	Short
480280012	Aspen CTO:n etupaneeli	Regular
480280013	Aspen CTO:n etupaneeli	Tall
480280014	Aspen CTO:n etupaneeli	Extra tall
480350011	Aspen CTO takapaneeli	Small
480350012	Aspen CTO takapaneeli	Regular
480350013	Aspen CTO takapaneeli	Tall
480360000	Aspen CTO lisäpehmusteet	-



Aspen® Pediatric Collar

Toisin kuin useimmat pediatriiset kaularankaortoosit, jotka ovat vain pienempiä versioita aikuisten ortooseista, Aspen® Pediatric -kaularankaortoosi on suunniteltu vastaamaan lasten ainutlaatuisia tarpeita. Patentoitujen ominaisuuksien ansiosta nämä kaularankaortoosit mukautuvat automaattisesti lasten ainutlaatuiseen anatomiaan ilman, että herkkään ihoon kohdistuu liiallista painetta. Aspen®-kaularankaortoosien innovatiivisten ominaisuuksien avulla varmistetaan, että liikerajoitusten ja hellävaraisen hoidon välinen tasapaino saavutetaan. Patentoitujen muotoutuvien Cushion FlexTabs™-reunat on suunniteltu levittämään tukea ihon kosketuspinnolle, mikä auttaa ehkäisemään painevaurioita. PD4- ja PD5-malleissa on takana niskatukinauha, joka säädettynä antaa räätälöityä tukea takaraivolle. Äärimmäisen mukavuuden varmistamiseksi kaikki ortoosin kosketuspinnat on pehmustettu avosoluisella vaahtomuovipehmusteella ja pehmeällä, hypoallergeenisellä puuvillalla, joka auttaa pitämään ihon puhtaana, viileänä ja mukavana. Kaikki pehmustetyt osat ovat vaihdettavissa.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Paino
480040008	Aspen lasten kaularankaortoosi PD1	1-18 kuukautta	53-84 cm	5-13 kg
480040009	Aspen lasten kaularankaortoosi PD2	9-24 kuukautta	74-94 cm	10-15 kg
480040010	Aspen lasten kaularankaortoosi PD3	1-3 vuotta	84-102 cm	11-16 kg
480040011	Aspen lasten kaularankaortoosi PD4	2-5 vuotta	89-114 cm	12-19kg
480040012	Aspen lasten kaularankaortoosi PD5	3-6 vuotta	94-122 cm	12-25 kg
480050008	Aspen lasten kaularankaortoosi PD1, lisäpehmusteella varustettu setti	1-18 kuukautta	53-84 cm	5-13 kg
480050009	Aspen lasten kaularankaortoosi PD2, lisäpehmusteella varustettu setti	9-24 kuukautta	74-94 cm	10-15 kg
480050010	Aspen lasten kaularankaortoosi PD3, lisäpehmusteella varustettu setti	1-3 vuotta	84-102 cm	11-16 kg
480050011	Aspen lasten kaularankaortoosi PD4, lisäpehmusteella varustettu setti	2-5 vuotta	89-114 cm	12-19kg
480050012	Aspen lasten kaularankaortoosi PD5, lisäpehmusteella varustettu setti	3-6 vuotta	94-122 cm	12-25 kg
480060000	Aspen lasten kaularankaortoosin takapaneeli	PD3/PD4/ PD5 1-6 vuotta	-	-
480070000	Aspen lasten kaularankaortoosin ylimääräinen pehmuste	-	-	-


Aspen® Pediatric CTO

Aspen® Cervicothoracic Bracing System™ (CTO) tarjoaa erinomaisen liikkeen rajoituksen lapsipotilaille, joilla on tarve kaulan- ja rintarangan tuentaan. Ortoosi on suunniteltu niille potilaille, jotka tarvitsevat enemmän kuin pelkän kaularangantuennan.

Aspen® CTO -ortoosien suunnitteluelementit mahdollistavat Aspen® CTO:n asteittaisen keventämisen 4-tukipisteen CTO-mallista 2-tukipisteen CTO-malliksi ja sitten erilliseksi kaulaortoosiksi. Tämä mahdollistaa yksilöllisen liikkeen rajoituksen, joka voidaan helposti mukauttaa potilaan erityistarpeiden mukaan.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.



Tuotenro.	Malli	Koko
480250000	Aspen Pediatric CTO	Yksi koko
480260000	Aspen Pediatric CTO lisäpehmuste setti	-



Aspen® Sierra Universal Collar™

Aspen® Sierra Collar™ on yhden koon säädettävä kaularankaortoosi. Se on suunniteltu sopimaan useimmille potilaille ilman säätöä. Tämä auttaa vähentämään varastointitarvetta. Ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa mukavuutta ja liikkeen rajoitusta hoitotavoitteiden edistämiseksi.

Ortoosi on valmistettu tiiviistä solumuovista, ja se soveltuu erinomaisesti pitkäaikaispotilaiden suihkukaulukseksi. Trachea -aukko mahdollistaa pääsyn henkitorven alueelle. Tämä mahdollistaa pääsyn kaulan etuosaan kohdistuvien toimenpiteiden suorittamiseen. Ortoosi on myös saatavana pediatriassa koossa. Litteän selkämyksensä ansiosta se helpottaa turvallista käyttöä, ja DYNA-Capture-järjestelmä muotoutuu lapsen takaraivoon, mikä lisää kaularangan liikkeen rajoitusta.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenr.	Malli	Koko
48023	Sierra Universal Collar	Lapsi
48024	Sierra Universal Collar	Aikuiset



VRTX Collar

Ortoosissa on symmetrinen takalevy. Ortoosissa on lyhyemmät lateraalipuolen sivut. Ortoosi tarjoaa enemmän korkeudensäädön vaihtoehtoja, jotta se sopii useammalle potilaalle. Ortoosissa on yksinkertainen etu- ja takapaneelin helpottaa sopivan ortoosin valinnassa.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko
480680000	VRTX COLLAR	One Size
480690000	VRTX COLLAR set - sisältää lisäpehmuste setin	-
480710012	VRTX-kaularankaortoosin takapaneeli	Standard

VRTX Multipost Collar

VRTX Multipost Collar -ortoosissa on lyhyemmät lateraalipuolen sivut. Ortoosi tarjoaa enemmän korkeudensäädön vaihtoehtoja, jotta se sopii useammalle potilaalle. Ortoosissa on yksinkertainen etu- ja takapaneelin helpottaa sopivan ortoosin valinnassa.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.




Tuotenro.	Malli	Koko
48066	VRTX Multipost Collar Set - Sisältää vaihtopehmusteen.	One Size
48067	Vaihtopehmuste setti	

VRTX TX Collar

VRTX TX-kaularanganortoosissa on symmetrinen takapaneeli, joka on suunniteltu varmistamaan ortoosin optimaalinen istuvuus. Ortoosi mukautuu täten potilaan neutraaliin pään asentoon. Siinä on lyhyemmät lateraalipuolen sivut. Ortoosi tarjoaa enemmän korkeudensäädön vaihtoehtoja, jotta se sopii useammalle potilaalle. Ortoosin etu- ja takapaneelin pehmusteet ovat helposti vaihdettavissa.

Käyttöalueet:

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.



Tuotenro.	Malli	Koko
48074	VRTX TX Collar	One Size
48075	VRTX TX Collar -sarja sisältää vaihtopehmusteet	-
48077	Lisäpehmuste setti	-



VRTX CTO

VRTX CTO tarjoaa erikoistuneen liikerajoituksen kaularangan ja selkärangan kaikille kolmelle liiketasolle - fleksio/ekstensio, lateraalinen taivutus ja aksiaalinen rotaatio. VRTX CTO on käyttäjäystävällinen, ja se on pehmustettu kaikista kosketuspinnoin. Ortoosissa on korkeussäädettävä rintalastan osa, jonka voi lukita haluttuun korkeuteen. Ortoosin rintarangan osa on joustava. Tämä mahdollistaa, että potilas voi istua mukavasti pystyasennossa. VRTX CTO on saatavana 2- tai 4-tukipiste versiona (CTO4), jolla kaularangan liikettä voidaan rajoittaa asteittain. Se voidaan helposti vaihtaa CTO-malliksi.

VRTX Modular System tarjoaa optimaalisen tuennan monitasoisille selkäranganvammoille ja murtumille. Esivalmistettuja VTRX-kaularanganortooseja, CTO:ta, LSO:ta, TLSO:ta ja CTLSO:ta voidaan säätää ylös- tai alaspäin potilaan tarpeiden mukaan. Universaalit koot auttavat sopivan ortoosin valinnassa.

Käyttöalueet: Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko
48078	VRTX CTO	One Size
48081	VRTX CTO4/VRTX CTO Korvaava alusta	-

VRTX CTO4

VRTX CTO4 tarjoaa laajemman liikkeen rajoituksen kuin CTO -ortoosi.

Säädettävä, matalaprofilinen selkätukiosa on suunniteltu takaamaan käyttäjäystävällisyys kun ortoosia käytetään makuuasennossa. VRTX CTO4 on pehmustettu kaikilta kosketuspinoilta parhaan mukavuuden varmistamiseksi. Ortoosissa on korkeussäädettävä rintalastan osa, jonka voi lukita haluttuun korkeuteen. Ortoosin rintakehän osa on joustava. Näin varmistetaan potilaan hyvä ja ryhdikäs istuminen pystyasennossa. VRTX CTO4 on saatavana myös 2-tukipisteen versiona (CTO), joka rajoittaa liikkumista hieman vähemmän. Molemmat voidaan helposti vaihtaa CTO VRTX MultiPost -kaularanganortoosiin hoidon etenemisen tukemiseksi.

Käyttöalueet: Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, niskan retkahdusvammat (whiplash), kaularangan välilevyn oireyhtymä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.



Tuotenro.	Malli	Koko
48079	VRTX CTO4	One Size
48081	VRTX CTO4/VRTX CTO lisäpehmuste setti	-



VRTX LSO

VRTX LSO tarjoaa vartalon vakaata tuentaa ja kohdennettua kompres-siota. Ortoosi on suunniteltu tukemaan traumapotilaiden lannerankaa. Ortoosi soveltuu myös leikkauksen jälkeisille potilaille. VRTX LSO:n kaksiosainen kuorimainen muotoilu helpottaa ortoosin yksilöllistä muo-toilua. Ortoosi vähentää potilaan kääntämisestä aiheutuvaa riskiä kun ortoosi asetetaan paikoilleen. Ortoosissa on sisäänrakennetut sivupa-neelit, joita voidaan suurentaa ja kaventaa. Tämä mahdollistaa ortoosin sopivuuden usealle eri potilaalle. SlickTrack-teknologia toimii kompres-sion säätönä jonka voidaan mukauttaa potilaan tarpeiden mukaan.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen tuki, Kuntoutumaton vartalon lihak-sisto, Degeneratiivinen välilevysairaus, Pullistuma tai välilevytyrä, Epäspesifinen alaselkäkipu, Krooninen alaselkäkipu, Murtumien hoito, Spondylolisteesi, Selkärangan ahtaus, Facet-oireyhtymä.
Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
48085	VRTX LSO	X-small	66-91,5 cm	39,37 cm	20,32 cm
48085	VRTX LSO	Standardi	78,7-127 cm	44,45 cm	25,4 cm
48085	VRTX LSO	X-large	129,5-177,8 cm	49,53 cm	25,4 cm
48086	VRTX LSO Lisäpehmuste selkärangan alaosalle	X-small	-	-	-
48086	VRTX LSO Lisäpehmuste selkärangan alaosalle	Standard	-	-	-
48086	VRTX LSO Lisäpehmuste selkärangan alaosalle	X-large	-	-	-

VRTX TLSO

VRTX TLSO tarjoaa ihanteellisen liikkeen rajoituksen akuuteille thorakolumbaalisille selkärankavammoille ja postoperatiivisille potilaille. Selkärangan tuenta on tasolla T9 - S1. Ortoosin kuorimainen muotoilu vähentää potilaan kääntämisestä aiheutuvaa riskiä, kun ortoosi asetetaan paikoilleen makuuasennossa. Ortoosissa on sisäänrakennetut sivupaneelit, joita voidaan kiristää ja löystyttää.

Tämä mahdollistaa ortoosin sopivuuden usealle eri potilaalle. SlickTrack-teknologia toimii kompression säätönä jonka voidaan mukauttaa potilaan tarpeiden mukaan.

Tiheä, palautettava vaahtomuovi antaa lisäpehmusteen ihon rikkoutumisen estämiseksi. VRTX LSO voidaan helposti muuttaa TLSO:ksi tai CTLSO:ksi osana VRTX-tuoteperhettä.

Käyttöalueet: Spondylolyysi, Spondylolisteesi, Selkärangan ahtauma, Selkärangan ahtauma, Selkärangan stenoosi, Kyfoosi, Murtuman hoito, Postoperatiivinen tuki, Degeneratiivinen välilevysairaus, Pullistuma tai välilevytyrä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.



Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
48084	VRTX TLSO	X-Small	66-91,5 cm	31,75 cm	31,75-43,18 cm
48084	VRTX TLSO	Standard	78,7-127 cm	36,83 cm	36,83-50,80 cm
48084	VRTX TLSO	X-Large	129,5-177,8 cm	36,83 cm	36,83-50,80 cm
48086	VRTX LSO Lisäpehmuste selkärangan alaosalle	X-Small	-	-	-
48086	VRTX LSO Lisäpehmuste selkärangan alaosalle	Standard	-	-	-
480860014	VRTX LSO Lisäpehmuste selkärangan alaosalle	X-Large	-	-	-



VRTX CTLSO

VRTX CTLSO tarjoaa ihanteellisen liikkeen rajoituksen akuuteille thorakolumbaalisille selkärankavammoille ja postoperatiivisille potilaille. Kattavilla ominaisuuksilla varusteltu ortoosi tarjoaa kaulan ja alaselän alueelle erityisesti suunniteltua tuentaa ja toimintoja.

VRTX CTLSO on symmetrinen selkäosa, lyhyemmät sivupaneelit ja avoin rakenne mahdollistavat helpon pehmusteiden vaihdon potilaan tarpeiden mukaan. kaksiosainen kuorimainen muotoilu helpottaa ortoosin yksilöllistä muotoilua. Ortoosi vähentää potilaan kääntämisestä aiheutuvaa riskiä, kun ortoosi asetetaan paikoilleen makuuasennossa. Ortoosin olkahihnat soveltuvat optimaaliseen liikkeen rajoitukseen ja potilaan stabilointiin.

Puuvillavuorattu, hypoallergeeninen, avohuokoinen vaahtomuovipehmuste kuljettaa kosteuden pois iholta ja mahdollistaa ilmanvaihdon kuivattamaan mahdollisen kosteuden. Tiheä, palautuva vaahtomuovipehmuste tarjoaa lisäiskunvaimennuksen estämään ihon hajoamisen.

VRTX CTLSO voidaan säätää TLSO- tai LSO-ortoosiksi potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan

Käyttöalueet: Spondylolyyysi, Spondylolisteesi, Selkärangan ahtauma, Selkärangan ahtauma, Selkärangan stenoosi, Kyfoosi, Murtuman hoito, Postoperatiivinen tuki, Degeneratiivinen välilevysairaus, Pullistuma tai välilevytyrä. Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
48082	VRTX CTLSO	X-Small	66-91,5 cm	57,15-67,31 cm	38,10-63,50 cm
48082	VRTX CTLSO	Standardi	78,7-127 cm	59,69-69,85 cm	45,72-71,12 cm
48082	VRTX CTLSO	X-Large	129,5-177,8 cm	59,69-69,85 cm	45,72-71,12 cm
48083	VRTX CTLSO päivityssarja	X-Small	-	-	-
48083	VRTX CTLSO päivityssarja	Standardi/ X-Large	-	-	-
48087	Olkahihnasarja	-	-	-	-

Eclipse® Kaulatuki

Eclipse kaulatuki on moderni kaulatuki, jonka istuvuus ja toimivuus on erittäin hyvä. Eclipse on helppo säätää ja siinä on puolijäykkä rakenne. Tuen "quick-fit" toiminnot helpottavat sovitusta ja koon säätöä. Eclipse on tarkoitettu rajoittamaan fleksiota, ekstensiota ja rotaatiota potilaan toipumisen edistämiseksi. Avoin raamien rakenne tekee siitä ilmavan ja mukavan ja samalla trachea-aukon koko saadaan riittävän suureksi. Saatavana vain yksi koko, joka riittää lähes kaikille ympärysmittaan ja korkeuden puolesta. Pehmuste on vaihdettavissa ja voidaan ostaa erikseen. Korkeus voidaan asettaa 7,5 cm:n ja 18,75 cm:n välille.

Käyttöalueet: Stabilo selkärankaa fleksion, ekstension ja rotaation ehkäisemiseksi kaularangan vammojen tai ongelmien yhteydessä.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
20628	Eclipse kaulatuki	Vaaleanharmaa	Yksi koko
20629	Lisäpehmuste	Harmaa	Yksi koko



Pacific kaularangantuki

Polyeteenistä valmistettu kaksiosainen kaularangantuki, jota voidaan säätää molemminpuolisilla tarranauhoilla. Jäykkä kuori myötäilee leuan muotoa ja nojaa kevyesti rintalastaa vasten. Tuki on matalampi sivuilta, jotta se ei hankaisi hartioita tai korvia. Tuen korkeutta säädetään kahden muoviruuvien avulla. Mukana tulee pehmeä, saumaton ja ilmava pehmuste, joka voidaan pestä tai vaihtaa.

Käyttöalueet: Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus
20625	Valkoinen/Musta	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Valkoinen/musta	Medium/Large	8-13 cm
20626	Lisäpehmuste, musta	Small/Medium	
20626	Lisäpehmuste, musta	Medium/Large	





Trachea kaularangantuki

Plastazotesta valmistettu kaksiosainen, trachea-aukollinen kaularangantuki. Tuki on anatomisesti muotoiltu hyvän istuvuuden saavuttamiseksi. Niskaosa ja leuanalus ovat muovivahvistetut. Tuki kiinnitetään molemminpuolisilla tarranauhoilla.

Käyttöalueet: Käytetään instabiliteetissa, niskan kiputiloissa ja postoperatiivisesti.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
20619	Beige	Small	5,5 cm	25-33 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Kaularangantuki, suora

Pehmeäntuntuinen kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki voidaan kiinnittää edestä tai takaa. Kangas on pääasiassa puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47010	Harmaa	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47010	Harmaa	Small	8 cm	32 - 48 cm
47010	Harmaa	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47010	Harmaa	Large	12 cm	32 - 48 cm
47011	Sininen	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47011	Sininen	Small	8 cm	32 - 48 cm
47011	Sininen	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47011	Sininen	Large	12 cm	32 - 48 cm

Kaularangantuki, muotoiltu

Pehmeäntuntuinen anatomisesti muotoiltu kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Tuki mukailee leuan ja rintakehän muotoja ja tuntuu mukavalta. Kangas on pääasiassa puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47012	Harmaa	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Harmaa	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Sininen	Large	12 cm	32 – 48 cm



Vission kaularangantuki

Anatomisesti muotoiltu pehmeä kaularangantuki, joka vähentää kuormitusta kaularangassa sekä antaa niskalle tukea. Muotoiltu leuan ja rintakehän muotoihin sopivaksi. Päälyysosa on lycraa, joka tekee tuesta modernin näköisen samalla kun se on viileän ja mukavantuntuinen ihoa vasten. Materiaali ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Käytetään tilapäisesti vähentämään kaularangan kuormitusta esim. niskan kiputiloissa ja reumatologisten sairauksien yhteydessä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Korkeus	Ympärysmitta
47014	Musta	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Musta	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Musta	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Musta	Large	12 cm	32-48 cm






Hyperekstensiotuki C35+

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki postoperatiiviseen hoitoon. Rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisliikettä. Tuen korkeus on säädettävissä sekä leveys rinnan kohdalta. Rintalevy on asteittain liikkuva, minkä vuoksi kulmaa on helppo säätää. Alapanta voidaan säätää vapaasti liikkuvaksi tai lukita tiettyyn asentoon. Säädettävä selkälevy.

Käyttöalueet: Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, lumbaaliset ja torakolumbaaliset luksaatiot, lumbaalinen ja torakolumbaalinen osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympärys
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Lisä rintalevy	Yksi koko		
20352	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356	Yläpannan vaihtopehmuste			



Hyperekstensiotuki C37

Säädettävä, alumiinista ja tekonahasta valmistettu kolmipistetuki postoperatiiviseen hoitoon, joka rajoittaa selän fleksiota ja sivuttaisliikettä. Tuen korkeutta ja leveyttä ja selkäosaa voidaan säätää sekä lantiolevyn asentoa muuttaa. Alemman pannan kulmaa voidaan myös säätää.

Käyttöalueet: Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit kompressiomurtumat, lumbaaliset ja torakolumbaaliset luksaatiot, lumbaalinen ja torakolumbaalinen osteoartriitti.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympärys
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Lisä rintalevy			
20352	Lisä selkälevy	Small/Medium		
20352	Lisä selkälevy	Large/X-Large		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Small/Medium		
20354	Lisänauha lukkokiinnityksellä	Large/X-Large		
20356	Yläpannan lisäpehmuste			

C35 Hydro

Tämä hyperekstensiotuki on valmistettu vedenkestävästä materiaalista ja sopii hyvin käytettäväksi allasterapiassa. Tuen korkeutta ja leveyttä voidaan säätää sekä rintalevyn asentoa muuttaa. Lantiokaari voidaan lukita haluttuun asentoon. Tuki kiinnitetään pikalukitusolkien avulla. Pehmuste voidaan vaihtaa.

Käyttöalueet: Immobilisaatiohoito: trauman aiheuttamat lumbaaliset ja torakolumbaaliset stabiilit murtumat, osteoporoosin, luksaation ja osteoartriitin aiheuttamat stabiilit kompressiomurtumat. Voidaan käyttää väliaikaisesti allasterapioissa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Korkeus	Lantion ympärys
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Vaihtopehmuste	Small		
20359	Vaihtopehmuste	Medium		
20359	Vaihtopehmuste	Large		
20359	Vaihtopehmuste	X-Large		
20360	Lisänauhat lukkokiinnityksellä	Yksi koko		



Höjd: Mät från bröstben till pubis.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom -korsetti on hengittävää 3D-LITE™ materiaalia. Malli koostuu etu- ja takaosasta (muotoon leikattuna) valmiiksi asennetuilla nauhoilla. Muotoilemalla nämä potilaan päällä saadaan yksilöllinen ja tukeva korsetti. Potilaiden erilaisten anatomisten rakenteiden ja erikoistarpeiden tueksi mallistossa on LSO- ja TLSO-korsettimallit. Löydät oikean koon mittaamalla potilaan ja vertaamalla mittoja kokotaulukkoon. Valitse etuosa ja takaosa.

Käyttöalueet: Postoperatiivisesti, kompressiomurtumissa ja selkärangan immobilisointiin.

Tuotenro.	Modell	Koko	Paksuus	Korkeus	Ympärysmitta
64922	Etuosa	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Etuosa	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Etuosa	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Etuosa	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Takaosa	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Takaosa	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Takaosa	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Takaosa	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mitta: Koko määritellään vyötärönympäryksen mukaan. Mitta saa olla jokseenkin tiukka. Mittaa myös etu- ja takaosan korkeus ohjeiden mukaan. Valitse sopiva koko taulukosta.



Navy™ Xtra

Navy™ Xtra on selkätuki, jota voidaan käyttää eri hoitotarkoituksissa. Ortoosia voidaan käyttää sekä leikkauksen jälkeisessä stabilisoinnissa että kevyenä tukena kuntoutuksessa. Yksilöllisesti muotoiltu selkätuki ja korsetin vahvistetut etuosat stabiloivat selkää ja tukevat kivunlievityksessä. Selkälevy on valmistettu 3D-LITE™ materiaalista. Matalalämpömuovi hengittää, on kevyt ja yksinkertainen työstää jopa vaativimmille potilaille. Vahvistukset ortoosin etupuolessa voidaan ottaa irti. Musta tekstiili on samaa vahvaa ja hengittävää materiaalia, jota käytetään muissa NavyX™-sarjan selkäortooseissa.

Käyttöalueet: Murtumat, leikkauksen jälkeinen stabilisointi, POST-OP diskus-kirurgia, selkärangan kulumat, discus-repeämä, välilevyn pullistuma, spondylolisteesi, spondyloosi, Fasetti-syndrooma, selkäydinkanavan ahtauma.

Kontraindikationer: Selkärangan instabiliteetti.

Muita tietoja: Tuotteen saa sovittaa vain terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö. 3D-LITE selkäosa voidaan lämmittää uunissa tai lämpöpuhaltimella noin 80°C:ssa.

Tuotenro.	Koko	Lantion ympärys	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
23563	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm



[illegible]

[illegible]

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no