



Käsivarsi- ja hartiaortoosit

www.camp.fi



Mitta: Ympärysmitta kyynärnivelen kohdalta.



Mitta: Ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta



Mitta: Ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta

Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo™

Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Pakkaus
53600	Keltainen	Small	15-20 cm	Pari
53600	Sininen	Medium	20-25 cm	Pari
53600	Valkoinen	Large	25-30 cm	Pari
53600	Vihreä	X-Large	>30 cm	Pari

EpiGel-epikondyliittituki

Mukava ja matalaprofiilinen epikondyliittituki, jossa on kaksi liikuteltavaa ja tärähtelyä vaimentavaa geelityynyä. Geelityynyt keventävät painetta kompressoimalla ekstensori- ja fleksorilihaksia. Ei purista kyynärvartta. Yksinkertaisen kiinnityksen ansiosta helppo pukea ja riisua.

Käyttöalueet: Lateraalinen ja/tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- ja golfkyynärpää).

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28166	Musta	Yksi koko	20-35 cm	Bilat.

EpiFoam-epikondyliittituki

Epikondyliittituki, jossa on vaahdotyyny, joka asetetaan joko ekstensorilihasten kohdalle lateraalisessa epikondyliitissä tai fleksorilihasten kohdalle mediaalisessa epikondyliitissä. Yksinkertainen kiinnityssystemi helpottaa tuen pukemista ja riisumista.

Käyttöalueet: Lateraalinen tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- tai golfkyynärpää).

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
28165	Musta	Yksi koko	20-35 cm	Bilat.

Kyynärpääortoosi Ulnaris

Yleisortoosi, joka rajoittaa kyynärpään flexiota ja extensiota, samalla lievittäen kubitaalikanavanoireyhtymään liittyvää kipua.

Ortoosi on pehmeä ja sisältä pehmustettu, ja siinä on helposti säädettävä alumiininen tuki. Tuote on valmistettu erittäin kevyestä, hengittävästä materiaalista. Sisäpuolella oleva läpityöntötasku tekee ortoosin pukemista helppoa.

Käyttöalueet: Kubitaalikanavanoireyhtymä tai muu kyynärpään sairaus, jossa kyynärpään rajoittaminen/tukeminen on tarpeen.

Tuotenro.	Väri	Koko	Vas/Oik
42219	Musta	One size	Bilateraalinen



HemiSafe

Pehmeä ja mukava hartiaortoosi on tarkoitettu käytettäväksi aivohalvauspotilaille hemiplegian yhteydessä kivun lievittämiseksi olkanivelessä ja subluksaatoriskin vähentämiseksi. Ortoosissa on täydellinen anatominen muotoilu. Se antaa tuen olkanivelelle ja sallii samanaikaisesti liikkuvuuden päivittäisissä aktiviteeteissä.

HemiSafe on valmistettu hengittävästä materiaalista. Siinä on vartalon ympäri kulkeva säädettävä nauha, joka on leveä ja pehmeä hankauksen estämiseksi. Tuotteen mukana on tynny, joka laitetaan kainaloon, jos halutaan lisätä abduktiota. Ortoosi voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Kivun lievittäminen olkanivelessä halvauksen jälkeen. Vähentää olkanivelen subluksaatoriskiä.

Muuta: Lateksiton

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta l	Vas/Oik
28157	Valkoinen	Small	80-100 cm	Vas/Oik
28157	Valkoinen	Medium	100-120 cm	Vas/Oik
28157	Valkoinen	Large	120-140 cm	Vas/Oik



Mitta: Mitta otetaan kainalon alta rintakehän ympäri.



Mitta: Käsivarren yläosan ympäryys proksimaalisesti.

Humerux Humerusortoosi

Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun "Sarmiento-ortoosin" toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen pehmytkudoskompressioon. Kolme ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta. Ortoosin ankkurointi olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen. Vastapuolen käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta. Mukava ortoosi on helppo käyttää ja hyväksyä. Ortoosin hengittävä materiaali antaa ihon hengittää ja näin iho-ongelmien riski pienenee. Ortoosissa on kaksi muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmitellä ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean kokoiseksi. Useimmiten muotoilua ei kuitenkaan tarvita. Ortoosi sallii vapaan kyynärnivelen liikkuvuuden. Ortoosin mukana tulee ihoa vasten asetettava pehmustettu suojuus, jonka tarkoitus on lieventää herkkään ihon aiheuttamaa epämukavuutta ortoosin pukemisen ja sen käytön aikana. Kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti eikä sisällä lateksia.

Pehmustettu suojuus on saatavana keskipitkänä ja pitkänä versiona.

Käyttöalueet: Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko	Pituus	Ympärysmitta
62106	Keskipitkä	Musta	Small	25 cm	18-26 cm
62106	Keskipitkä	Musta	Medium	27 cm	26-34 cm
62106	Keskipitkä	Musta	Large	29 cm	34-42 cm
62106	Keskipitkä	Musta	X-large	32 cm	42-50 cm
62107	Pitkä	Musta	Small	30 cm	18-26 cm
62107	Pitkä	Musta	Medium	32 cm	26-34 cm
62107	Pitkä	Musta	Large	34 cm	34-42 cm
62107	Pitkä	Musta	X-large	36 cm	42-50 cm

ROM kyynärpääortoosi

Postoperatiivinen kyynärpääortoosi, joka on suunniteltu lukitsemaan tai kontrolloimaan kyynärpäähän liikettä ligamenttivammojen tai stabiileiden murtumien hoidon aikana. Liikerataa voidaan rajoittaa 0° - 90° ekstensioon ja 0° - 120° fleksioon. Liikerataa voidaan helposti säätää 10° välein. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää 36-45 cm:iin. Ortoosin mukana toimitetaan kantoside.

Käyttöalueet: Murtumissa, postoperatiivisesti, tilat missä vaaditaan fleksioon tai ekstension kontrollointia.

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik
62150	Yksi koko	Vas/oik
62149	Vaihtopehmuste	Bilat.



ROM kyynärpääortoosi UniBor

Viimeisimmän teknologian mukainen postoperatiivinen kyynärpääortoosi. Liikerataa säädetään helposti 10°:n välein aina 120°:n täyteen liikerataan asti. Nivel voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa voidaan säätää. Ortoosiin voidaan tilata teleskooppinen käsituiki, jota voidaan säätää sekä asettaa päälle ja pois pronaatio-supinaation kontrolloimiseksi. ROM Kyynärpääortoosi UniBor stabiloi käden liikettä ja tarjoaa mukavan sekä tehokkaan kuntoutushoidon.

Käyttöalueet: Kyynärpäähän fleksio-ekstensio liikkeiden kontrolloimiseen ja trauman jälkeiseen pronaatio-supinaatio liikkeiden rajoittamiseen.

Muuta: Lääkärin tulee määrittää päivittäinen hoitoaika sekä kokonaishoitoajan pituus.

Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
62151	Kyynärpääortoosi UniBor	Bilat.
62152	Erillinen olkanauha	Bilat.
62153	Käsituiki	Bilat.
62154	Vaihtopehmuste	Bilat.



Rulla-mitella

Yksinkertainen vaihtoehto kantositeelle (Collar'n Cuff), mitella, toimitetaan 12m rullassa. Pakkauksessa toimitetaan kaksi rullaa, (joista toinen annostelulaatikossa) sekä 10 kpl Y-tarrakiinnikettä kyynärvarren asennon tukemiseksi. Materiaali on pehmeää ja joustavaa sekä säilyttää muotonsa myös kuormituksessa. Tummansinisen värinsä ansiosta tuki säilyy siistinä pitkään.

Käyttöalueet: Suositellaan käytettäväksi ranteen, kyynärnivelen ja hartian vammojen hoidossa. Voidaan käyttää myös kipsin kanssa.

Tuotenro.	Malli	Väri	Leveys	Pituus	Pakkaus
42212	Rulla-mitella	Musta	5 cm	2 x 12 metriä	Rullaa






Mitta: Kyynärpästä MCP-niveliin

PUUVILLA-kantoside

Helppokäyttöinen kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47101	Harmaa	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Harmaa	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Harmaa	X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mitta: Kyynärpästä ranteeseen

VERKKOKANGAS-kantoside

Ilmava kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
47100	Harmaa	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Harmaa	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mitta 1: Kantositeen korkeus ja leveys

Mitta 2: Pidikkeen korkeus ja pituus

WRAP-kantoside

Perinteinen kaksiosainen kantoside, jonka molempia osia voidaan säätää erikseen. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Käsiosassa on muovisolki selkäpuolella, joka pitää molemmat osat kiinni toisissaan ja estää niitä liukumasta hartioiden ylitse. Säädettävät nauhat voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuoteno.	Väri	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Vas/Oik
47102	Harmaa	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Harmaa	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

Kantoside, vaahtomuovi

Kantoside, jossa on fiksaationauha mukana. Sisäpuoli on froteeta. Säädettävä hartianauha, joka voidaan kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään räsitusta hartioissa ja käsivarressa. Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta	Vas/Oik
20031	Harmaa	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Harmaa	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Harmaa	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Harmaa	X-Large	48-56 cm	Bilat.



Mitta: Kyynärpäältä MCP:hen.

Kantoside Olkalukko

Monikäyttöinen kantoside, jota on helppo käyttää. Tuotteeseen kuuluu vartalon ympäri kulkeva vyötärönauha, johon olkavarsi kiinnitetään ja saadaan näin aikaan olkanivelen tehokas immobilisaatio. Ranneosa kiinnittyy vyötärönauhan etuosaan ja tämä puolestaan pikalukolla olkaremmiin. Myös peukalolle on oma tukensa, jotta käsi saadaan pysymään oikeassa kulmassa välttämällä myös ”riippukättä”. Säädettävä olkaremmi takaa potilaalle hyvän istuuden. Tuote sopii käytettäväksi sekä oikealla, että vasemmalla puolella. Iso pehmustetyyny keventää olkanivelen ja solisluun kuormitusta tehokkaasti. Tämä kantoside on helppo säätää ja miellyttävä sekä yksinkertainen käyttää. Vyötärönauhan pituus on 120 cm.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen kuormituksen keventäminen.

Tuotenro.	Malli	Väri	Koko
42213	Kantoside Olkalukko	Musta	Yksi koko



Kantoside abduktiotyynyllä

Universaali kantoside, joka immobilisoi tehokkaasti olkapään ja jossa on lisäksi 15 asteen abduktiotyyny, joka kiinnitetään helposti kantositeeseen käsivarren sisäpuolelle. Abduktiotyyny on muotoiltu lepäämään mukavasti kehoa vasten.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö olkanivelen artroskooppisten leikkausten jälkeen, Rotatorcuff-leikkaus, Olkanivelen kapselileikkaus, Olkanivelen jänteiden/ lihasten kiinnitysten kirurgiset korjaukset, Sijoiltaan menneen olkanivelen korjausleikkauksen jälkeen, Kuormituksen kevennys leikkauksen tai trauman jälkeen

Tuotenro.	Väri	Koko
42218	Sininen	Yksi koko





Mitta: Kynärvarren mitta

UUTUUS!

Jura olkaniveltä immobilisoiva kantoside

Jura olkaniveltä immobilisoiva kantosidettä voidaan käyttää sekä kantositeenä että olkanivelen immobilisointia varten. Tuote on suunniteltu käytettäväksi bilateraalisesti ja se sopii vasempaan ja oikeaan käteen. Kestävä puuvillanauhassa on säädettävä pehmustettu olkain sekä kehon ympäri tuleva kiristysnauha. Kiristysnauhan tarkoituksena on pitää käsi lähellä vartaloa. Kantositeessa on myös pehmustettu kaulanauha ja peukalonauha, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Nauhojen kiinnitys tapahtuu D-lenkkien avulla, joka mahdollistaa kantositeen pukemisen yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Voidaan käyttää useimpiin vammoihin, jossa olka- tai kyynärnivelen liikerataa pyritään rajoittamaan:

- Olkapään sijoiltaanmeno
- Nivelrikko
- Leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito
- Kuntoutuminen
- Selkäydin- ja hartiapunosvammot

Kontraindikaatiot: Kantoside ei tule asettaa vaurioituneen ihon pinnalle.

Tuotenro.	Väri	Koko	Pituus
42223	Musta	XS	<33 cm
42223	Musta	S	33cm-38cm
42223	Musta	M	37cm-43cm
42223	Musta	L	42cm-48cm
42223	Musta	XL	48cm>



Mitta 1: rinnan ympärys

Mitta 2: olkavarren pituus

Vission kantoside IMMO

Vission kantoside on tarkoitettu olkavarren, kyynärpään ja kyynärvarren immobilisoimiseksi sekä asennon ylläpitämiseksi 90° tai 130° kulmassa. Kantoside sopii erityisesti olkapään ja rintakehän vammojen hoitamiseen. Kantositeen puolisuu den voi vaihtaa, joten se sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla puolella.

Käyttöalueet: Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiasu edun vammat (murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian su edun kirurgia. Plexus brachialis pareesi.

Kontraindikaatiot: Ei tunnettuja

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	Vission Kantoside IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm