

Carbon Footplate Rigid

Hiilikuitupohjallisen tarkoituksena on suojata metatarsophalangealinivelet MTP-nivelet ja jalkaterän etuosaa rajoittamalla liikelaajuutta (ROM). Hiilikuitupohjallista voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen POST-OP-kengässä tai diabetesjalkineessa liikkumisen asteittaiseksi lisäämiseksi ja tasapainon parantamiseksi.

Hiilikuitupohjallinen auttaa jakamaan jalkaterän etuosaan kohdistuvaa painetta ja helpottaa ylipronaatiota. Hiilikuitupohjallinen on peitettävä kengän omalla tai yksilöllisesti valmistetulla pohjallisella.



Käyttöalueet

Hallux rigidus, hallux limitus, rasitusmurtumat, etujalkaterän vammat, varpaiden nyrjähdykset ja muut etujalkaterän/keskijalkaterän vammat.

Kontraindikaatiot

Avoimet haavaumat jalassa, vakavat murtumat ja yli 135 kg:n paino.

Tuotenro.	Paksuus	Koko	Vas/Oik	Pituus	Leveys
280361011	2,0 mm	Small	Vasen	235 mm	77 mm
280361012	2,0 mm	Medium	Vasen	255 mm	80 mm
280361013	2,0 mm	Large	Vasen	275 mm	90 mm
280361014	2,0 mm	X-Large	Vasen	305 mm	99 mm
280362011	2,0 mm	Small	Oikea	235 mm	77 mm
280362012	2,0 mm	Medium	Oikea	255 mm	80 mm
280362013	2,0 mm	Large	Oikea	275 mm	90 mm
280362014	2,0 mm	X-Large	Oikea	305 mm	99 mm