

CROSS™ Hemi Shoulder

CROSS™ Hemi Shoulder on mukava ja vakaa tekstiiliortoosi, joka on suunniteltu subluksaation ja olkapääkipun hallintaan. (lähdekirjallisuus löytyy suositellut kirjallisuus valikosta). Ortoosi on suunniteltu tarjoamaan hallittua korjausta käsivarren ja olkapään asennolle ulkokierron ja elevaation avulla. Tämä vähentää kipua, parantaa ryhtiä ja edistää toiminnallista liikettä tukien käyttäjän aktiivista kuntoutusprosessia.

Käyttöalueet

Olkapään subluksaatio, olkapään kipu ja toimintahäiriö seuraavien diagnoosien jälkeen:

- Aivohalvaus
- Pareettinen olkapää/käsi hemiplegian seurauksena
- Plexus brachialiksen vammat

Kontraindikaatiot

Traumaattinen olkapään luksaatio. Sydämentahdistimen käyttö. Defibrillaattorin käyttö (ICD).

Mitta

Mitta 1: Olkavarren ympärystmitta

Mitta 2: Kynärvarren ympärystmitta



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2
287171010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Vasen	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287171011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Vasen	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287171012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Vasen	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287171013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Vasen	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287171014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Vasen	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287172010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Oikea	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287172011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Oikea	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287172012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Oikea	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287172013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Oikea	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287172014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Oikea	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287180000	CROSS Hemi Shoulder, Strap	One Size	-	-	-