

Method TA™ AFO

Method TA™ AFO on valmisortoosi. Ortoosi on yksilöllisesti sovitettava. Sitä voidaan käyttää moniin aivohalvauksesta johtuviin tiloihin muun muassa CP:ssä, MMC:ssä, CMT:ssä ja muissa neuromotorisissa häiriöissä.

Ominaisuudet:

- Kehittynyt prepreg-hiilikuitukomposiitti, joka on suunniteltu hyödyntämään täysin Triple Action® monitoiminilkanivelen ominaisuuksia
- Premium Triple Action® -nilkkanivel, jossa on itsenäinen linjauksen säätö, vastuskynnyksen säätö ja säädettävä jousen jäykkyys
- Jäykkä etukuori, jossa on lateraalinen osa ja supramalleolaarinen jatke, jalan ja nilkan virheasentojen vastustamiseksi
- Prepreg litteä jalkalevy, joka sopii potilaan suosimaan kenkään ja tarjoaa vierintää ja energian palautusta tehokkaampaan kävelyyn
- Helposti puettava, desinfioitava sääriremmi, jossa on peukalolenkki ja staattinen solki yhden käden pukemista varten
- Likaa hylkivät, säädettävät/siirrettävät linerit mukavaan koko päivän käyttöön

Käyttöalueet

CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT ja muut neuromotoriset patologi, jotka aiheuttavat kävelyhäiriöitä tukivaiheessa.

Kontraindikaatiot

Potilaan paino > 100 kg



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko	Korkeus	Pohjalevyn pituus
625851011	Method TA™ AFO	Small	Vasen	Naisten koko 40 EUR	356 mm	241 mm
625851013	Method TA™ AFO	Large	Vasen	Miesten koko 46 EUR	406 mm	279 mm
625852011	Method TA™ AFO	Small	Oikea	Naisten koko 40 EUR	356 mm	241 mm
625852013	Method TA™ AFO	Large	Oikea	Miesten koko 46 EUR	406 mm	279 mm