

# Mallet sormiortoosi

Immobilisoi DIP-nivelen ekstensioon ja sallii samalla PIP-nivelen täyden liikkuvuuden. Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään keskimmaiseen falangiin itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).

## Mitta

Ympärysmitta sorminivelestä



Tuotenro.	Koko	Väri	Pakkaus	Ympärysmitta
514220001	1 - Small	Beige	10 kpl	4,5 - 5,0 cm
514220002	2 - Small/Medium	Beige	10 kpl	5,0 - 5,5 cm
514220003	3 - Medium	Beige	10 kpl	6,0 - 6,5 cm
514220004	4 - Medium/Large	Beige	10 kpl	6,5 - 7,0 cm
514220005	5 - Large	Beige	10 kpl	7,0 - 7,5 cm
514220055	5.5 - Large+	Beige	10 kpl	7,5 - 8,0 cm
514220006	6 - Large/X-Large	Beige	10 kpl	8,0 - 8,5 cm
514220007	7 - X-Large	Beige	10 kpl	8,5 - 9,0 cm