

Ypsilon® Flow^{1/2}- sovituseroosi

YPSILON^{flow}

Ypsilon® Flow^{1/2}-sovituseroosi on samanlainen kuin tavallinen Ypsilon® Flow, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet

Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Jalkapohjan pituus	Korkeus
288811011	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	Vasen	23 cm	35,5 cm
288811012	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	Vasen	24,5 cm	36,5 cm
288811013	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	Vasen	27 cm	37,5 cm
288811014	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	Vasen	27 cm	38,5 cm
288812011	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	Oikea	23 cm	35,5 cm
288812012	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	Oikea	24,5 cm	36,5 cm
288812013	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	Oikea	27 cm	37,5 cm
288812014	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	Oikea	27 cm	38,5 cm