

# ToeOFF<sup>®</sup> 2.0 sovitussortoosi

ToeOFF<sup>®</sup> 2.0-sovitussortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF<sup>®</sup> 2.0, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

## Käyttöalueet

Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

ToeOFF<sup>®</sup>



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus
289211010	ToeOFF 2.0 sov.ort.	X-Small	Vasen	32-35	21 cm	36 cm
289211011	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Small	Vasen	35-38	23 cm	38 cm
289211012	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Medium	Vasen	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289211013	ToeOFF 2.0 sov.ort.	Large	Vasen	42-45	27 cm	43 cm
289211014	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	X-Large	Vasen	>45	28,5 cm	45 cm
289212010	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	X-Small	Oikea	32-35	21 cm	36 cm
289212011	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	Small	Oikea	35-38	23 cm	38 cm
289212012	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	Medium	Oikea	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289212013	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	Large	Oikea	42-45	27 cm	43 cm
289212014	ToeOFF 2.0 sov.ort. ilm.	X-Large	Oikea	>45	28,5 cm	45 cm
289231010	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	Vasen	32-35	21 cm	36 cm
289231011	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	Vasen	35-38	23 cm	38 cm
289231012	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	Vasen	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289231013	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	Vasen	42-45	27 cm	43 cm
289231014	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	Vasen	>45	28,5 cm	45 cm
289232010	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	Oikea	32-35	21 cm	36 cm
289232011	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	Oikea	35-38	23 cm	38 cm
289232012	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	Oikea	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289232013	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	Oikea	42-45	27 cm	43 cm
289232014	ToeOFF 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	Oikea	>45	28,5 cm	45 cm