

BlueROCKER® 2.0 sovitusortoosi

BlueROCKER® 2.0-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueROCKER® 2.0, mutta siihen on laminoitu teksti "Not-for-Resale". Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu kävelytuen avulla tai nojapuiden välissä. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet

Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko	Jalkapohjan pituus	Korkeus
289411010	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Small	Vasen	32-35	21 cm	36 cm
289411011	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Small	Vasen	35-38	23 cm	38 cm
289411012	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Medium	Vasen	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289411013	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Large	Vasen	42-45	27 cm	43 cm
289411014	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Large	Vasen	>45	28,5 cm	45 cm
289412010	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Small	Oikea	32-35	21 cm	36 cm
289412011	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Small	Oikea	35-38	23 cm	38 cm
289412012	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Medium	Oikea	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289412013	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	Large	Oikea	42-45	27 cm	43 cm
289412014	BlueROCKER 2.0 sov.ort.	X-Large	Oikea	>45	28,5 cm	45 cm
289431010	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	Vasen	32-35	21 cm	36 cm
289431011	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	Vasen	35-38	23 cm	38 cm
289431012	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	Vasen	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289431013	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	Vasen	42-45	27 cm	43 cm
289431014	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	Vasen	>45	28,5 cm	45 cm
289432010	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Small	Oikea	32-35	21 cm	36 cm
289432011	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Small	Oikea	35-38	23 cm	38 cm
289432012	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Medium	Oikea	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289432013	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	Large	Oikea	42-45	27 cm	43 cm
289432014	BlueROCKER 2.0 sov.ort. D-lenkillä	X-Large	Oikea	>45	28,5 cm	45 cm