

# T-Strap

T-Strap ohjaa telaluunivelen ja alemman nilkkanivelen lateraalisesti siten, että ne asettuvat uudelleen tibian alapuolelle. T-Strapin distaaliosa kiinnitetään ortoosin pohjalevyn alapuolelle ja proksimaaliosa nilkan ympäri ortoosin lateraalipuolta kohden. Nauhan pituutta on helppo säätää ja sisäpuolta, joka on plastazote-materiaalia, voidaan tarvittaessa lämmittää puhaltimella ja muotoilla. Ulkopuolen materiaali on pehmeää ja ilmavaa, mutta samalla tukevaa.

## Käyttöalueet

Pes valguksen kontrolloimiseksi.

## Kontraindikaatiot

Ödeema, heikentynyt pintaverenkierto, ihon maseraatio tai muut tilat, jotka voivat pahentua kompression seurauksena.



Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Väri
287771000	Yksi koko	Vasen	Musta
287772000	Yksi koko	Oikea	Musta