

# KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby

KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby tarjoaa dynaamisen ortoosihoitoon aikaisessa vaiheessa, mikä auttaa lasta saamaan tasaisemman, luonnollisemman ja biomekaanisesti oikeanlaisen kävelyn. Ortoosi auttaa lasta jalan heilautusvaiheessa sekä kontrolloi jalan asentoa usealla eri tasolla. Ortoosin sijainti tibian etupuolella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa, kuten polven hyperekstensiossa tai "kyykkykävelyssä". KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yksilöllisesti valmistetun pohjallisen tai ortoosin kanssa jalan asennon kontrolloimiseksi. KiddieGAIT<sup>®</sup> Baby:ä on saatavana kolmea eri kokoa ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat vähintään 9 kk ikäisiä.

kiddieGAIT<sup>®</sup>



## Käyttöalueet

Riippunilkka. Proprioseptiikan häiriöstä aiheutuvat kävelyn muutokset. Varvaskävely johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä. Matalan tonuksen aiheuttama "kyykkykävely" (lonkan/polven/nilkan fleksio). Spina Bifida. Cerebral Pares. Lihasdystrofia ja MMC.

## Kontraindikaatiot

Nilkkanivelen rajoittunut liikkuvuus (passiivinen dorsaalifleksio oltava väh. 5° nilkan keskiasennosta). Liian jäykät jalan rakenteet. Spastinen quadricepslihas. Polven ja/tai nilkan rakenteelliset virheasennot.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Jalkapohjan pituus	Korkeus
283721008	KiddieGAIT Baby	Baby Small	Vasen	11 cm	15 cm
283721009	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	Vasen	12,5 cm	18 cm
283721010	KiddieGAIT Baby	Baby Large	Vasen	14 cm	20 cm
283722008	KiddieGAIT Baby	Baby Small	Oikea	11 cm	15 cm
283722009	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	Oikea	12,5 cm	18 cm
283722010	KiddieGAIT Baby	Baby Large	Oikea	14 cm	20 cm