

Prim riippunilkkortoosi

Hiukan pehmeämpi riippunilkkortoosi on valmistettu polypropyleenista. Ortoosia käytetään lievissä riippunilkan tai muiden neurologisiin diagnooseihin liittyvien oireiden helpottamisessa. Ortoosissa on avoin kantapää ja jalkaterä sekä ristimuotoilu takana. Ortoosissa on leveä sääriepihmuste, joka suljetaan tarralla. Mukana tulee myös ylimääräinen tarranauha, jolla saa tuettua jalan paikalleen ortoosissa.

Ortoosin jalkalevyä on helppo muotoilla kenkään sopivaksi saksilla leikkaamalla.

Käyttöalueet

Lievä riippunilikka.



Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Väri	Pituus	Korkeus
712961011	Small	Vasen	Valkoinen	23 cm	29 cm
712961012	Medium	Vasen	Valkoinen	24,5 cm	31 cm
712961013	Large	Vasen	Valkoinen	26 cm	33 cm
712961014	X-Large	Vasen	Valkoinen	27,5 cm	35 cm
712962011	Small	Oikea	Valkoinen	23 cm	29 cm
712962012	Medium	Oikea	Valkoinen	24,5 cm	31 cm
712962013	Large	Oikea	Valkoinen	26 cm	33 cm
712962014	X-Large	Oikea	Valkoinen	27,5 cm	35 cm