

Optima Diab

Optima Diab on korkeavartinen hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu jalkaterän ja jalkapohjan diabetesjalkahaavan hoitamiseen. Jalkineessa on korkea stabiili kantaosa, joka voidaan uudelleenmuotoilla lämpöilmahuuhtimella sekä ilmava ja pestävä jota. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja ja koottava 3x3 kevennyspohjallissarja kohdistettuun plantaarihaavan keventämiseen. Kevennyspohjallissarja on 3-kerroksinen ja siinä on kolme eri jäykkyyttä (jäykkä, medium ja pehmeä). Tarranauha sekä muovinen kiinnitysnauha varmistavat jalkineen pysymisen jalassa. Amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopii Optima Diab jalkineeseen ja se on tilattavissa erikseen.



Käyttöalueet

Diabetes jalkahaava, jalkaterän ja jalkapohjan jalkahaava, jalan osittaisen amputaation jälkeinen kuntoutus (paitsi - Chopart amputaatio), jalan leikkauksen jälkeinen kuntoutus, Charcot jalan kuntoutus akuutista krooniseen vaiheeseen siirryttäessä.

Tuotenro.	Malli	Koko	Kengän koko
790000011	Optima Diab	Small	34 - 36
790000012	Optima Diab	Medium	37 - 39
790000013	Optima Diab	Large	40 - 42
790000014	Optima Diab	X-Large	43 - 45
790000015	Optima Diab	XX-Large	46 - 48
790050011	3x3 kevennyspohjallissarja	Small	34-36
790050012	3x3 kevennyspohjallissarja	Medium	37 - 39
790050013	3x3 kevennyspohjallissarja	Large	40 - 42
790050014	3x3 kevennyspohjallissarja	X-Large	43 - 45
790050015	3x3 kevennyspohjallissarja	XX-Large	46 - 48