

Optima Postop

Optima Postop on matala keventävä hoitojalkine, joka on pääasiallisesti tarkoitettu iskeemisen haavan hoitamiseen. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmapuhaltimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Postop jalkineeseen.

Käyttöalueet

Iskeemisen haavan hoitamiseen (revaskularisaatiota ennen ja jälkeen), jalkapöydän murtumat, varpaanpoiston kuntoutus, leikkauksen jälkeinen tuenta, varvasmurtumat.



| Tuotenro. | Malli | Koko | Vas/Oik | Kengän koko |
|-----------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 790010011 | Optima Postop | Small | - | 34 - 36 |
| 790010012 | Optima Postop | Medium | - | 37 - 39 |
| 790010013 | Optima Postop | Large | - | 40 - 42 |
| 790010014 | Optima Postop | X-Large | - | 43 - 45 |
| 790010015 | Optima Postop | XX-Large | Bilateral | 46 - 48 |