

Optima Europa

Optima Europa on jalan kuntouttamiseen tarkoitettu hoitojalkine. Jalkineessa on jäykkä kantaosa, joka voidaan muotoilla lämpöilmahuuhtimella sekä ilmava ja pestävä vuoritus. Jalkineessa on rullaava muovinen pohja, pehmeä kevennyspohjallinen sekä tarranauhakiinnitys. Optima 3x3 kevennyspohjallissarja sekä amputoidun jalan Optima kevennyspohjallinen sopivat Optima Europa jalkineeseen.



Käyttöalueet

Varpaiden välisten haavojen hoitamiseen, vaivaisenluunleikkauksen kuntoutus, koukkuvarvasleikkauksen kuntoutus, Mortonin neurooma-leikkauksen jälkeinen kuntoutus, kynnen poiston jälkeinen kuntoutus.

| Tuotenro. | Malli | Koko | Kengän koko |
|-----------|---------------|----------|-------------|
| 790030011 | Optima Europa | Small | 34 - 36 |
| 790030012 | Optima Europa | Medium | 37 - 39 |
| 790030013 | Optima Europa | Large | 40 - 42 |
| 790030014 | Optima Europa | X-Large | 43 - 45 |
| 790030015 | Optima Europa | XX-Large | 46 - 48 |