

SBI SBI Motus diabetes walker ortoosi



SBI Motus diabetes walker ortoosi on tarkoitettu haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Ortoosissa on stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja soveltuu hyvin jalkapohjan haavaumien hoitoon. Lisävarusteena on tilattavissa myös stabiili keinupohja, joka helpottaa akuutista krooniseen hoitovaiheeseen siirtymistä. Ortoosin kiinnitysnauhujen kohtaa voidaan siirtää ja ne voidaan varmistaa "irrotuksen estävän" järjestelmän avulla. Säädettävät 3x3 kiinnityspohjalliset ovat tarkoitettu kohdistettuun plantaarihaavaumien keventämiseen. Kiinnityspohjalliset koostuvat kolmesta eri kerroksesta ja kolmesta eri jäykkyydestä (jäykkä, medium ja pehmeä), joita voidaan yhdistellä keskenään ja sovittaa yksittäisiin haavaumiin sopiviksi. SBI 3x3 kevennyspohjalliset toimitetaan SBI Motus Diabetes Walker ortoosin mukana.

Käyttöalueet

Haavaumien ja diabetesjalan haavojenhoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Charcot jalan stabilisoinniseksi. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
790150011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilateraalinen	34 - 36
790150012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilateraalinen	37 - 39
790150013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilateraalinen	40 - 42
790150014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilateraalinen	43 - 45
790150015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilateraalinen	46 - 48