

SBI stabiili keinupohja

SBI ortoosien keinupohjat voidaan nopeasti ja helposti kiinnittää sekä irrottaa ja vaihtaa ortoosiin. Stabiili keinupohja rullaa vähemmän kuin täydellisesti rullaava keinupohja. Sitä käytetään kun siirrytään akuutista krooniseen hoitovaiheeseen. Stabiilia keinupohjaa ei toimiteta ortoosin mukana vaan se on tilattava erikseen.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Väri
790220011	SBI stabiili keinupohja	Small	Bilateraalinen	Harmaa
790220012	SBI stabiili keinupohja	Medium	Bilateraalinen	Harmaa
790220013	SBI stabiili keinupohja	Large	Bilateraalinen	Harmaa
790220014	SBI stabiili keinupohja	X-Large	Bilateraalinen	Harmaa
790220015	SBI stabiili keinupohja	XX-Large	Bilateraalinen	Harmaa