

Active X™ Long

Pitkä polviortoosi, joka on tarkoitettu erilaisiin polven kiputiloihin, kuten lievää kohtalaiseen sivuttaisinstabiliteettiin. Tuessa on fleksioon/ekstensioon säädettävät sivukiskot. Materiaali lämmittää sekä antaa kevyen puristavan tunteen. Tukea on saatavana sekä sukka- että avattavana mallina. Siinä on irrotettavat kaarevat nauhat, joissa on D-lenkit (kaksi ylhäällä ja kaksi alhaalla). Tuessa on esiasennettuna 10° fleksiosuunnan rajoitinpala yliojennuksen ehkäisemiseksi. Tuen mukana toimitetaan ekstension/fleksion rajoitinsetti.

ACTIVE X™



Käyttöalueet

MCL/LCL-instabiliteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot. Lievä gonartroosi. Bursiitti. Nivelkivut.

Kontraindikaatiot

Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL repeämät. Kehoitetaan varovaisuuteen jos jaloissa turvotusta tai verenkiertohäiriötä.

Mitta

Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta)

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta)

Tuotenro.	Malli	Koko	Väri	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
280520010	Sukkamalli	X-Small	Musta	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280520011	Sukkamalli	Small	Musta	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280520012	Sukkamalli	Medium	Musta	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280520013	Sukkamalli	Large	Musta	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280520014	Sukkamalli	X-Large	Musta	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280520015	Sukkamalli	XX-Large	Musta	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280520016	Sukkamalli	XXX-Large	Musta	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
280530011	Avattava malli	Small	Musta	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
280530012	Avattava malli	Medium	Musta	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
280530013	Avattava malli	Large	Musta	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
280530014	Avattava malli	X-Large	Musta	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
280530015	Avattava malli	XX-Large	Musta	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
280530016	Avattava malli	XXX-Large	Musta	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
357100000	Fleks/ekst. stopperi	-	-	-	-	-