

Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD on tarkoitettu Multipel Skleros (MS) tautia sairastaville henkilöille, joilla alaraajojen toiminta on heikentynyt. HFAD on tarkoitettu avustamaan sitä raajaa, jolla puolella tukea käytetään, parantamaan kävelysuoritusta sekä edistämään päivittäistä aktiiviteettiä. Ortoosi koostuu yhdestä mukavantuntuisesta lantionauhasta ja kahdesta joustavasta kenkiin kiinnitettävästä remmistä. Tuki auttaa lonkan, polven ja nilkan koukistusta. Tuennan tasoa voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti. HFAD:ta voidaan käyttää tavallisten vaatteiden päällä tai löysien vaatteiden alla. HFAD voidaan tilata oikeaan tai vasempaan jalkaan tai kaksiosaisena.

Käyttöalueet

HFAD voi olla eduksi MS-potilaille, joilla on heikkoutta lonkan, polven tai nilkan koukistuksessa, rajoittunut rasituksen sieto ja mahdollisesti kävelystä aiheutuvaa uupumusta sekä vaikeuksia jalan nostamisessa. Kompensaatioliikkeissä, kuten lantion keikautus, alaraajan kiertoliikkeet ja/tai painon siirtämistä toiselle jalalle, kun on käytetty peroneustukea riippuniikan kompensoimiseksi, mutta on edelleen vaikeuksia kävellä johtuen heikkoudesta lonkan- ja polven koukistajissa tai kohonnut tonus, jolloin ortoosin avulla pystyvät rentoutumaan ja siten kävelemään paremmin.



| Tuotenro. | Malli | Koko | Vas/Oik | Vyötärön ympäryys |
|-----------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 627841011 | Yksiosainen | Small | Vasen | 61-82 cm |
| 627841012 | Yksiosainen | Medium | Vasen | 83-102 cm |
| 627841013 | Yksiosainen | Large | Vasen | 103-122 cm |
| 627842011 | Yksiosainen | Small | Oikea | 61-82 cm |
| 627842012 | Yksiosainen | Medium | Oikea | 83-102 cm |
| 627842013 | Yksiosainen | Large | Oikea | 103-122 cm |
| 627830011 | Kaksiosainen | Small | Bilateraalinen | 61-82 cm |
| 627830012 | Kaksiosainen | Medium | Bilateraalinen | 83-102 cm |
| 627830013 | Kaksiosainen | Large | Bilateraalinen | 103-122 cm |