

# Maple Leaf -lonkkaortoosi

Ortoosi säilyttää lihasten pituuden ja estää näin epämuodostumien syntymisen lonkan pehmytkudosleikkauksen jälkeen. Nivelet mahdollistavat lonkanivelen sijoittamisen anatomisen linjan lähelle. Sekä leveyttä että pituutta voidaan säätää. Tukea voidaan säätää ekstensioon/fleksioon 20° välein, abduktioon/adduktion 9° välein sekä kiertoa transversaalitasossa. Ortoosi on muovirunkoinen, jossa on teräskiskot ja irrotettava pehmuste. Koko X-Small on valmiiksi asennettu 15° abduktioon ja sitä voidaan halutessa lisätä tai pienentää. X-Small koon kiertoa ei voi säätää transversaalitasossa. Valmistettu muovista, jossa teräskiskot. Irrotettava pehmuste.



## Käyttöalueet

Käytetään postoperatiivisesti ja CP-oireyhtymissä.

Tuotenro.	Koko	Lantion leveys M-L
627860010	X-Small	15 - 19 cm
627860011	Small	20 - 24 cm
627860012	Medium	25 - 29,5 cm
627860013	Large	30 - 34,5 cm