

# Boston Skoliosis Night Brace

Yökäyttöön tarkoitettu skolioosikorsetti. Korsettia tulee käyttää vähintään 7 tuntia yössä. Moduuli on valmistettu 3 mm paksuisesta polypropyleenista. Korsetista on saatavana kaksi eri vaihtoehtoa: Pysyvästi kiinnitetyn pehmusteen kanssa tai irrotettavalla pehmusteella. Korsetin alla tulee käyttää aluspaitaa. Nauha ja solki kuuluvat toimitukseen.

## Käyttöalueet

Tuote on tarkoitettu idiopaattisten skolioosien hoitoon seuraavan ohjeistukseen mukaan; Pienempi mutka: noin 25° - 45° Cobb-kulma, kehittymätön selkäranka (Riser 0-3); Apex enintään Th9 tasolla; Kaksoismutkien hoito vaatii korkeamman osaamistason. Kaksoismutkissa on hoidon oleellisena osana kyky tunnistaa primäärit ja sekundäärit käyryydet. Kaksoismutkan hoidossa primäärin tulee olla Thorakaalinen. Mikäli primäärisenä on Lumbaalinen mutka, ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.



Tuotenro.	Malli	Tyyppi
29722	Viimeistelty	Mittatilaus
29723	Viimeistelemätön	Mittatilaus