

SafetyStride™-polvinivel

SafetyStride™-polvinivel kontrolloi mekaanisesti polven fleksiota johtojärjestelmän avulla. Ortoosi ei tarvitse täydellistä polviekstensiota lukittautuakseen tukivaiheen aikana, vaan lukittuu missä kulmassa tahansa. Polvinivelen sisässä oleva lukitustappi aktivoituu heilahdusvaiheen aikana, mikä varmistaa polvinivelen stabiiliteetin ennen kantakosketusta. Vaihdeavissa FullStride-polviniveleen. Yhteensopiva useimpien nilkkaniveliä kanssa.

Käyttöalueet

M. Quadriceps heikkous, MS, halvaus, femoraalihieron vamma ja/tai lievä selkäydinvamma, inkluusiokappalemyosiitti.

Kontraindikaatiot

Potilaan paino >100 kg, lonkan, polven tai nilkan lihaksiston spastisiteetti, merkittävä jalkojen pituusero, jossa vahingoittunut jalka on lyhyempi.



Tuotenro.	Malli	Vas/Oik
628351000	SafetyStride, Alumiini	Vasen
628352000	SafetyStride, Alumiini	Oikea
628361000	SafetyStride, Ruostumaton teräs	Vasen
628362000	SafetyStride, Ruostumaton teräs	Oikea
93230	SafetyStride, demo-ortoosi lainattavaksi	Oikea
93231	SafetyStride, demo-ortoosi lainattavaksi	Vasen
93250	PreStride sovitusortoosi lainattavaksi. Ortoosia voi säätää/muokata.	Vasen
93251	PreStride sovitusortoosi lainattavaksi. Ortoosia voi säätää/muokata.	Oikea