

Kiddie Composite Footplate

Komposiittipohjallinen, joka rajoittaa jalkaterän metatarsofalangeaalinivelten (MTP-nivelten) liikelaajuutta (ROM), jakaa kuormitusta, keventää päkiään kohdistuvaa painetta ja helpottaa jalan rullaavaa liikettä kävellessä.

Käyttöalueet

Komposiittipohjallinen on suunniteltu suojaamaan metatarsofalangeaaliniveliä (MTP-niveliä) ja päkiää rajoittamalla liikelaajuutta (ROM), jakamalla painetta päkiän alueella sekä helpottamalla jalan rullaavaa liikettä. Komposiittipohjallista voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen POST-OP-kengän tai walker-saapasortoosin kanssa liikkuvuuden asteittaiseen lisäämiseen. Sitä voidaan lisäksi käyttää tasapainon parantamiseen IV ja/tai V varpaan amputaation jälkeen. Pohjallinen tulee peittää yksilöllisellä tai erillisellä sisäpohjallisella.

Kontraindikaatiot

Avoimet haavat jalassa. Epästabiilit murtumat.

Mitta

Pituus; Leveys; Koko.



Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Pituus	Leveys	Paksuus
280371011	Small	Vasen	175 mm	60 mm	1.2 mm
280371012	Medium	Vasen	190 mm	66 mm	1.2 mm
280371013	Large	Vasen	205 mm	72 mm	1.2 mm
280372011	Small	Oikea	175 mm	60 mm	1.2 mm
280372012	Medium	Oikea	190 mm	66 mm	1.2 mm
280372013	Large	Oikea	205 mm	72 mm	1.2 mm