

# Catalyst Propel™ R.O.M. ATC



Catalyst Propel R.O.M ATC on kehitetty toimimaan myös postoperatiivisenä ortoosina. Nivelen liikeradan helppokäyttöisen säätämisen lisäksi sillä on samat ominaisuudet ja toiminnot kuin Catalyst Propel ligamenttiortoosilla. R.O.M-ortoosia on saatavilla ainoastaan patentoidulla Active Thigh Cuff (ATC)-ominaisuudella, jossa joustava ja vahva reisimansetti myötäilee liikkeitä. Tukevana ja mukavan tuntuksena se antaa lihaksille tukea koko liikkeen ajan. Ortoosi on valmistettu matalaprofiilisesta korkealaatuisesta alumiinista. Raamia voidaan muokata. Catalyst Propel™ R.O.M ATC:n kaareva runko on säären etupinnalla.

Catalyst Propel™ ROM ATC voidaan lukita kiinteään asentoon 0°, 15°, 30°, 60° tai 90° asteessa tai asettaa liikerajoitin asteiden 0°, 15°, 30°, 60° ja 90° väliin.

## Käyttöalueet

Soveltuu postoperatiiviseen tuentaan. ACL:n, MCL:n, PCL:n ja LCL:n stabilisointi tai hoito mikäli useamman ligamentin instabiliateettiä. Ligamenttivammojen konservatiiviseen hoitoon.

## Mitta

Mitta 1: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan alapuolelta).

Mitta 2: Polven ympärysmitta patellan keskikohdasta.

Mitta 3: Ympärysmitta (15 cm patellan keskikohdan yläpuolelta).

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2
550071011	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Small	Vasen	29-33 cm	29-33 cm
550071012	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Medium	Vasen	33-37 cm	33-38 cm
550071013	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Large	Vasen	37-42 cm	38-43 cm
550071014	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	X-Large	Vasen	42-47 cm	43-48 cm
550071015	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	XX-Large	Vasen	47-56 cm	48-56 cm
550072011	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Small	Oikea	29-33 cm	29-33 cm
550072012	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Medium	Oikea	33-37 cm	33-38 cm
550072013	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Large	Oikea	37-42 cm	38-43 cm
550072014	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	X-Large	Oikea	42-47 cm	43-48 cm
550072015	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	XX-Large	Oikea	47-56 cm	48-56 cm
550081011	Reisiosan lisäpehmuste	Small	Vasen	-	-
550081012	Reisiosan lisäpehmuste	Medium	Vasen	-	-
550081013	Reisiosan lisäpehmuste	Large	Vasen	-	-
550081014	Reisiosan lisäpehmuste	X-Large	Vasen	-	-
550081015	Reisiosan lisäpehmuste	XX-Large	Vasen	-	-
550082011	Reisiosan lisäpehmuste	Small	Oikea	-	-
550082012	Reisiosan lisäpehmuste	Medium	Oikea	-	-
550082013	Reisiosan lisäpehmuste	Large	Oikea	-	-
550082014	Reisiosan lisäpehmuste	X-Large	Oikea	-	-
550082015	Reisiosan lisäpehmuste	XX-Large	Oikea	-	-
550100011	Lisänauhat	Small	-	-	-
550100012	Lisänauhat	Medium	-	-	-
550100013	Lisänauhat	Large	-	-	-
550100014	Lisänauhat	X-Large	-	-	-
550100015	Lisänauhat	XX-Large	-	-	-