

# SOT peukalo-ortoosi

SOT peukalo-ortoosi on anatomisesti muotoiltu lepo-ortoosi peukalolle ja kämmenelle. Ortoosi asettaa peukalon optimaaliseen lepo-asentoon. Se on muotoiltu rajoittamaan peukalon CMC – ja MCP-nivelten liikettä, antamaan tukea kämmenkaarille sekä tukemaan peukalon nivelet ja lihakset mukavaan lepoasentoon.

Ortoosissa on säädettävä alumiiniydin, joka voidaan helposti muotoilla yksilölliseen muotoon. Ortoosia voidaan muotoilla jälkikäteen kontraktuuran muuttuessa.

Muotoiltavuutensa ansiosta se on erinomainen vaihtoehto erikoisvalmisteisten lepo-ortoosien sijaan. Lue enemmän tuotteen muotoilusta "Ohjeita ja Vinkkejä"-esitteestä.

Kun tarvitaan lisäksi tukea ranteen alueelle, voidaan SOT peukalo-ortoosia käyttää yhdessä ranneortoosin kanssa. Vision 46029 ja Selection 35207 ovat erinomaisia tukia yhdistää SOT peukalo-ortoosin kanssa.

## Käyttöalueet

SOT peukalo-ortoosi on tarkoitettu käytettäväksi nivelrikossa, nivelreumassa, peukalon adduktiokontraktuurassa ja yllirasitusvammoissa.

## Mitta

Mitta 1: 2-5 MCP leveys

Mitta 2: Pituus ranteesta sormenkärkeen



Tuotenro.	Malli	Vas/Oik	Koko	Mitta 1	Mitta 2
287201011	SOT Peukalo-ortoosi	Vasen	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm
287201012	SOT Peukalo-ortoosi	Vasen	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287201013	SOT Peukalo-ortoosi	Vasen	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287202011	SOT Peukalo-ortoosi	Oikea	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm
287202012	SOT Peukalo-ortoosi	Oikea	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287202013	SOT Peukalo-ortoosi	Oikea	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287211011	Lisäsuojus	Vasen	Small	-	-
287211012	Lisäsuojus	Vasen	Medium	-	-
287211013	Lisäsuojus	Vasen	Large	-	-
287212011	Lisäsuojus	Oikea	Small	-	-
287212012	Lisäsuojus	Oikea	Medium	-	-
287212013	Lisäsuojus	Oikea	Large	-	-
287260000	SOT lisäkangas	-	35 x 35 cm	-	-