

# Säädettävä abduktiotuki

Tukee lantiota lonkan kehityksen aikana lonkan dysplasiassa ja käytetään myös lonkan dislokaation jälkeen vauvoilla Reisiluut sijoitetaan siten, että reisiluun pää kiinnittyy Acetabulumiin, jotta estetään ei-toivotut liikkeet ja lonkan (sub) luxaation riski. Ortoosi ohjaa lonkanivelen 90° koukistus- ja 60° abduktioasentoon.

## Käyttöalueet

Lonkan dysplasia, lonkan dislokaatio tai subluksaatio.



Tuotenro.	Koko
202910000	Yksi koko