

# Swedish riippunilkkortoosi

Polypropyleenista valmistettu tukeva muviortoosi. Ortoosia käytetään lievissä riippunilkan tai muiden neurologisiin diagnooseihin liittyvien oireiden helpottamisessa. Ortoosissa on avoin kantapää ja jalkaterä sekä ristimuotoilu takana.

Ortoosissa on leveä sääripehmuste, joka suljetaan tarralla. Mukana tulee myös ylimääräinen tarranauha, jolla saa tuettua jalan paikalleen ortoosissa.

Ortoosin jalkalevyä on helppo muotoilla kenkään sopivaksi saksilla leikkaamalla.



## Käyttöalueet

Lievä riippunilkka.

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Väri	Pituus	Korkeus
712981011	Small	Vasen	Valkoinen	24 cm	26 cm
712981012	Medium	Vasen	Valkoinen	27 cm	29 cm
712981013	Large	Vasen	Valkoinen	28 cm	34 cm
712981014	X-Large	Vasen	Valkoinen	30 cm	38 cm
712982011	Small	Oikea	Valkoinen	24 cm	26 cm
712982012	Medium	Oikea	Valkoinen	27 cm	29 cm
712982013	Large	Oikea	Valkoinen	28 cm	38 cm
712982014	X-Large	Oikea	Valkoinen	30 cm	38 cm