

# Elements Body - Trial Sleeve

Sovitushiha on muotoiltu käytettäväksi Elements Bodyn arviointi-prosessissa. Se auttaa potilastyötä tekeviä arvioimaan tarpeen ennen kuin yksilöllisesti valmistettu ortoosi valmistetaan. Sovitushihaa tulee käyttää vain arviointiajanjaksolla 2-4 viikkoa.

## Käyttöalueet

EB soveltuu seuraaviin neurologisiin diagnooseihin määritettyjen oireiden kanssa:

CP-vamma: hypotonia, spastisuus, ataksia

MS, Aivoinfarkti & Hankittu aivovamma: spastisuus, ataksia

Lihasdystrofia, Hankittu selkäydinvamma ja Downin syndrooma: hypotonia

Atetoosi: spastinen atetoosi



Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
393440008	EB Sovitushiha	XXX-Small	11-12 cm	16-18 cm	16-18 cm
393440009	EB Sovitushiha	XX-Small	12-13 cm	18-20 cm	18-20 cm
393440010	EB Sovitushiha	X-Small	13-14 cm	20-22 cm	20-22,5 cm
393440011	EB Sovitushiha	Small	14-15 cm	21-23 cm	22,5-25 cm
393440012	EB Sovitushiha	Medium	14-16 cm	22-25 cm	24-27 cm
393440013	EB Sovitushiha	Large	16-18 cm	25-28 cm	27-30 cm
393440014	EB Sovitushiha	X-Large	18-20 cm	28-31 cm	30-33 cm
393440015	EB Sovitushiha	XX-Large	20-22 cm	31-34 cm	33-37 cm