

# SELECTION® Ulnar Deviation



SELECTION® Ulnaarideviaatioortoosi on suunniteltu parantamaan sormien asennon hallintaa ja siten optimoimaan käden toimintaa ja otetta. Ortoosi on ainutlaatuisesti suunniteltu ja valmistettu kolmikerroksisesta Selection-materiaaliamme. Matala profiili mahdollistaa sen, että ortoosi mukaillee käden muotoja ilman, että se rajoittaa toimintaa. Materiaalia voidaan leikata ilman, että se rispaantuu, mikä mahdollistaa lisämukautukset tarpeen mukaan.

Joustava kiinnityspinta mahdollistaa tarranauhojen sijoittamisen mihin tahansa ortoosissa, jotta saadaan optimaalinen vetosuunta. Ulnaarideviaatioortoosi tukee käden kaaria samalla, kun se auttaa asennon korjaamisessa ja stabiloinnissa sekä voi lievittää kipua.

Pieni leikkaus materiaalissa viidennen sormen kohdalla parantaa ortoosin istuvuutta käden ulnaaripuolelle, varmistaen tarkan istuvuuden ja estäen puristuksen. Jos potilas tarvitsee lisätukea ranteelle, ortoosia voidaan käyttää yhdessä SELECTION® ranneortoosin kanssa. Sitä voidaan myös käyttää nivelten ylliliikkuvuuden ja lihassheikkouden aiheuttaman asennon korjaamiseen ja stabilointiin.

## Käyttöalueet

Arthroosipotilaat. Ulnaarideviaatio on tyypillinen henkilöillä, joilla on erilaisia inflammatorisia sairauksia, kuten esim. reuma. Selection Ulnaarideviaatitukea voidaan käyttää myös lisätukena ylliliikkuville nivelille sekä heikoille lihaksille. Ei saa käyttää kontraktuneisiin niveliin.

## Mitta

Ympärysmitta MCP 2-5

Tuotenro.	Koko	Mitta	Vas/Oik	Väri
352181010	X-Small	13-16 cm	Vasen	Musta
352181011	Small	16-19 cm	Vasen	Musta
352181012	Medium	19-22 cm	Vasen	Musta
352181013	Large	22-25 cm	Vasen	Musta
352182010	X-Small	13-16 cm	Oikea	Musta
352182011	Small	16-19 cm	Oikea	Musta
352182012	Medium	19-22 cm	Oikea	Musta
352182013	Large	22-25 cm	Oikea	Musta