

Walker ROM long

Ylemmän nilkkanivelen immobilisoiva ortoosi on valmistettu ruiskuvaletusta polypropeenista ja siinä on kevyt, kestävä ja vakaa muotoilu. ROM-säätö mahdollistaa asteittaisen mobilisaation 45°:n plantaariflexiosta 30°:n dorsaaliflexioon 7,5°:n välein. Liikkeen lukitusmahdollisuus 0°, 10° ja 20° plantaariflexioon. Metalliset sivukiskot säärellä. Sen sisäpehmustettu tekstiili on vuorattu pehmeällä, hengittävällä ja pestävällä kankaalla, joka suojaa iskuilta ja takaa optimaalisen mukavuuden. Lateksiton. Liukumaton keinupohja mahdollistaa täyden rullauksen. Säädettävät tarranauhat takaavat täydellisen immobilisaation. Yksinkertainen ja helppo pukea. Mahdollista lisätä kantakiila.



Käyttöalueet

Akuutti nilkan nyrjähdys. Pohkeen pehmytkudosvauriot. Sääriluun ja pohjeluun distaaliset rasisurmutumat. Jalan ja nilkan hyväasentoiset murtoumat. Akillesjänteen leikkaus. Nilkan ja varpaan nivelten immobilisointi. Nilkkanivelen kuntoutus. Post-ORIF (open reduction and internal fixation) post-operatiivinen käyttö.

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik	Kengän koko
476060011	Walker ROM long	Small	Bilateraalinen	34-38
476060012	Walker ROM long	Medium	Bilateraalinen	39-42
476060013	Walker ROM long	Large	Bilateraalinen	43-45
476060014	Walker ROM long	X-Large	Bilateraalinen	45-48
476100011	Lisänauhasetti	Small	Bilateraalinen	-
476100013	Lisänauhasetti	Medium/Large	Bilateraalinen	-
476130011	Lisäpehmuste	Small	Bilateraalinen	-
476130012	Lisäpehmuste	Medium	Bilateraalinen	-
476130013	Lisäpehmuste	Large	Bilateraalinen	-
476130014	Lisäpehmuste	X-Large	Bilateraalinen	-