

SELECTION[®] Fingerloop

Kaksoissidos, joka pitää tehokkaasti kaksi sormea tai useampia sormia yhdessä, jotta vahvempi sormi voi auttaa heikompaa sormi tukemaan, suojaamaan ja/tai lisäämään liikelaajuutta. Voidaan käyttää myös staattisena progressiivisena lastana DIP-nivelen liikelaajuuden lisäämiseksi. Side on tehty kestävästä nopeasti kuivavasta nailonista ja se on helppo leikata yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi. Yhtä tai useampaa palaa voidaan käyttää samanaikaisesti. Puolivalmisteinen Fingerloop-levy, joka on 10 cm leveä, voidaan helposti leikata saksilla halutun levyisiksi yksittäisiksi nauhoiksi.

Käyttöalueet

loukkaantumisen, leikkauksen tai vakaan murtuman jälkeen, metakarpaaliluun murtumat, krooniset kiputilat, nyrjähdykset, nivelten kuluminen ja kontraktuurin hoidossa.



Tuotenro.	Malli	Koko	Pituus	Leveys	Pakkauskoko
352190000	SELECTION [®] Fingerloop	One Size	15,5 cm	2 cm	5
352200000	SELECTION [®] Fingerloop Ark	One Size	15,5 cm	10 cm	1