

MultiMotion 2.5

MultiMotion on dynaamisesti korjaava ortoosijärjestelmä, jota voidaan käyttää kun raajan liikkuvuus on rajoittunut johtuen esim. Kontraktuurasta tai spastisiteetista, leikkauksen jälkeen tai palovammojen seurauksena. Järjestelmää voidaan käyttää apuna useille eri nivelille sekä ekstensiossa että fleksiassa. Nivelten dynaaminen toiminta antaa varman ja pysyvän hoitomenetelmän täysin potilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Yksilöllisen ortoosijärjestelmän valmistaa apuvälineteknikko. Järjestelmä on toiminnaltaan yksinkertainen ja asetuksia on helppo muuttaa liikeradan muuttuessa. Käyttämällä seurantakaavaketta voit helposti seurata kehitystä ja näin varmistaa mitä asetuksia ja muutoksia tulisi tehdä. Nivel voidaan tilata yksittäin tai settinä, jossa on sekä ylä- että alakiskot. Nilkkaan on myös saatavana nivel, johon on asennettu T-kisko saatavana 10 mm:n offsetilla.



Käyttöalueet

Esimerkkejä diagnooseista: aivohalvaus, nivelsiderepeämät, palovammat, Cerebral Pares, murtumat, spastinen jäykkyys, MS, Spina Bifida, säären amputaatio ja kallo- ja aivovammat.

Kontraindikaatiot

Ankyloosi, lihasten ja jalan epämuodostumat, fibroosi, luutuminen.

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta
691730000	Modular nivel	Medium	12 mm
691740000	Modular nivel	Large	16 mm
691750000	Modular nivel t-kiskolla	Medium	12 mm
691760000	Modular nivel t-kiskolla	Large	16 mm
691770000	Modular nivel integroidulla kiskolla	Medium	12 mm
691780000	Modular nivel integroidulla kiskolla	Large	16 mm
691790000	Modular nivel integroidulla t-kiskolla	Medium	12 mm
691800000	Modular nivel integroidulla t-kiskolla	Large	16 mm