

Carbon Footplate

Hiilikuitupohjallisen tarkoituksena on suojata metatarsophalangeaalinivelet MTP-nivelet ja jalkaterän etuosaa rajoittamalla liikelaajuutta (ROM). Hiilikuitupohjallinen auttaa jakamaan jalkaterän etuosaan kohdistuvaa painetta ja helpottaa ylipronaatiota. Hiilikuitupohjallista voidaan käyttää myös immobilisaatiohoidon jälkeen POST-OP-kengässä tai diabetesjalkineessa liikkumisen asteittaiseksi lisäämiseksi ja tasapainon parantamiseksi varpaiden IV ja/tai V amputoinnin jälkeen.



Hiilikuitupohjallinen on peitettävä kengän omalla tai yksilöllisesti valmistetulla pohjallisella.

Käyttöalueet

Hallux rigidus, hallux limitus, rasitusmurtumat, etujalkaterän vammat, varpaiden nyrjähdykset ja muut etujalkaterän/keskijalkaterän vammat.

Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Pituus	Leveys	Paksuus
280351011	Small	Vasen	235mm	77mm	1,8 mm
280351012	Medium	Vasen	255mm	80mm	1,8 mm
280351013	Large	Vasen	275mm	90mm	1,8 mm
280351014	X-Large	Vasen	305mm	99mm	1,8 mm
280352011	Small	Oikea	235mm	77mm	1,8 mm
280352012	Medium	Oikea	255mm	80mm	1,8 mm
280352013	Large	Oikea	275mm	90mm	1,8 mm
280352014	X-Large	Oikea	305mm	99mm	1,8 mm