

Jura olkaniveltä immobilisoiva kantoside

Jura olkaniveltä immobilisoiva kantosidettä voidaan käyttää sekä kantositeenä että olkanivelen immobilisointia varten. Tuote on suunniteltu käytettäväksi bilateraalisesti ja se sopii vasempaan ja oikeaan käteen. Kestävä puuvillanauhassa on säädettävä pehmustettu olkain sekä kehon ympäri tuleva kiristysnauha. Kiristysnauhan tarkoituksena on pitää käsi lähellä vartaloa. Kantositeessä on myös pehmustettu kaulanauha ja peukalonauha, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Nauhojen kiinnitys tapahtuu D-lenkkien avulla, joka mahdollistaa kantositeen pukemisen yhdellä kädellä.



Käyttöalueet

Voidaan käyttää useimpiin vammoihin, jossa olka- tai kyynärnivelen liikerataa pyritään rajoittamaan:

- Olkapään sijoiltaanmeno
- Nivelrikko
- Leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito
- Kuntoutuminen
- Selkäydin- ja hartiapunosvammat

Kontraindikaatiot

Kantoside ei tule asettaa vaurioituneen ihon pinnalle.

Mitta

Kyynärvarren pituus kyynärpästä MCP-niveleen.

Tuotenro.	Koko	Väri	Pituus
422230010	X-Small	Musta	<33 cm
422230011	Small	Musta	33cm - 35cm
422230012	Medium	Musta	36cm - 41cm
422230013	Large	Musta	42cm - 45cm
422230014	X-Large	Musta	45cm >