

SWASH® GO

Swash on ainutlaatuinen dynaaminen lonkkatuki, joka mahdollistaa kontrolloidun muuttuvan abduktion ja dynaamisen liikkeen kaikissa kolmessa liiketasossa. SWASH:n tavoitteena on estää lonkan liiallinen adduktio istuessa, seistessä ja kävellessä, mikä on tavallista Cerebral pareesissa yhteydessä. Tärkein SWASH:n tarjoama hyöty on lonkan linjauksen ohjaaminen.

Ortoosi on hyvä vaihtoehto saksaaavalle kävelylle. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasolla. Istuma-asennossa ortoosi avaa lonkkaniveliä varmistaen hyvän tasapainon ja samalla venyttäen adduktoreja. WASH® GO:ssa on matalampi lantio-osa taivutettavalla iliacatangolla. Sitä suositellaan potilaille, joilla on parempi vartalon hallinta ja aktiivisemmille käyttäjille, kuten esim. kävelijöille. SWASH® GO:n pintamateriaali on pehmeä ja kulutuskestävä.

Täydellinen SWASH-ortoosi koostuu kolmesta osasta: lantio-osasta, reisimanseteista ja pystytolpista. Tilaa jokainen osa erikseen.

SWASH GO lantio-osa on polyetyleenia. Se ulottuu L2/L3 tasolta S1/S2.

115° = kapea istuinalusta / 123° = leveä istuinalusta.

Reisitangon halkaisija on 8 mm kaikissa kuudessa koossa.

Käyttöalueet

Cerebral pares ja saksaaava käynti tai instabiliteetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio.

SWASH® GO on tarkoitettu potilaille, joilla on hyvä selän asennon hallinta, ja aktiivisemmille käyttäjille.



| Tuotenro. | Malli | Koko | Ympärysmitta | Pituus | Halkaisija |
|-----------|-------------------------|------|--------------|---------|------------|
| 288530001 | GO Vyötäröosa | 1 | 40-46,5 cm | - | - |
| 288530002 | GO Vyötäröosa | 2 | 46-55 cm | - | - |
| 288530003 | GO Vyötäröosa | 3 | 54-63 cm | - | - |
| 288530004 | GO Vyötäröosa | 4 | 62-72 cm | - | - |
| 288530005 | GO Vyötäröosa | 5 | 71-81 cm | - | - |
| 288540801 | GO Reisiosa | 1 | 21-25 cm | - | - |
| 288540802 | GO Reisiosa | 2 | 25-29 cm | - | - |
| 288540803 | GO Reisiosa | 3 | 29-33 cm | - | - |
| 288540804 | GO Reisiosa | 4 | 33-38 cm | - | - |
| 288540805 | GO Reisiosa | 5 | 38-44 cm | - | - |
| 288540806 | GO Reisiosa | 6 | 44-50 cm | - | - |
| 288550801 | GO Reisitankosetti 115° | 1 | - | 31 cm | 8 mm |
| 288550802 | GO Reisitankosetti 115° | 2 | - | 37,5 cm | 8 mm |
| 288550803 | GO Reisitankosetti 115° | 3 | - | 44 cm | 8 mm |
| 288550804 | GO Reisitankosetti 115° | 4 | - | 48 cm | 8 mm |
| 288550805 | GO Reisitankosetti 115° | 5 | - | 54 cm | 8 mm |
| 288550806 | GO Reisitankosetti 115° | 6 | - | 60 cm | 8 mm |
| 288560801 | GO Reisitankosetti 123° | 1 | - | 31 cm | 8 mm |
| 288560802 | GO Reisitankosetti 123° | 2 | - | 37,5 cm | 8 mm |
| 288560803 | GO Reisitankosetti 123° | 3 | - | 44 cm | 8 mm |
| 288560804 | GO Reisitankosetti 123° | 4 | - | 48 cm | 8 mm |
| 288560805 | GO Reisitankosetti 123° | 5 | - | 54 cm | 8 mm |
| 288560806 | GO Reisitankosetti 123° | 6 | - | 60 cm | 8 mm |
| 288530006 | GO Midjedel | 6 | 80-90 cm | - | - |