

## SWASH<sup>®</sup> Go

Swash on ainutlaatuinen dynaaminen lonkkatuki, joka mahdollistaa kontrolloidun muuttuvan abduktion ja dynaamisen liikkeen kaikissa kolmessa liiketasossa. SWASH:n tavoitteena on estää lonkan liiallinen adduktio istuessa, seistessä ja kävellessä, mikä on tavallista Cerebral pareesissa yhteydessä. Tärkein SWASH:n tarjoama hyöty on lonkan linjauksen ohjaaminen.

Ortoosi on hyvä vaihtoehto saksaaavalle kävelylle. Tuki sallii liikkeen kaikilla kolmella liikkumistasolla. Istuma-asennossa ortoosi avaa lonkkaniveliä varmistaen hyvän tasapainon ja samalla venyttäen adduktoreja. WASH<sup>®</sup> Go:ssa on matalampi lantio-osa taivutettavalla iliacatangolla. Sitä suositellaan potilaille, joilla on parempi vartalon hallinta ja aktiivisemmille käyttäjille, kuten esim. kävelijöille. SWASH<sup>®</sup> Go:n pintamateriaali on pehmeä ja kulutuskestävä.

Täydellinen SWASH-ortoosi koostuu kolmesta osasta: lantio-osasta, reisimanseteista ja pystytolpista. Tilaa jokainen osa erikseen.

SWASH Go lantio-osa on polyetyyleeniä. Se ulottuu L2/L3 tasolta S1/S2.

115° = kapea istuinalusta / 123° = leveä istuinalusta.

Reisitangon halkaisija on 8 mm kaikissa kuudessa koossa.

### Käyttöalueet

Cerebral pares ja saksaaava käynti tai instabiliateetti istuessa liiallisen adduktion vuoksi, lonkan subluksaatio.

SWASH<sup>®</sup> Go on tarkoitettu potilaille, joilla on hyvä selän asennon hallinta, ja aktiivisemmille käyttäjille.



Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta	Pituus	Halkaisija
288530001	GO Vyötäröosa	1	40-46,5 cm	-	-
288530002	GO Vyötäröosa	2	46-55 cm	-	-
288530003	GO Vyötäröosa	3	54-63 cm	-	-
288530004	GO Vyötäröosa	4	62-72 cm	-	-
288530005	GO Vyötäröosa	5	71-81 cm	-	-
288530006	GO Midjedel	6	80-90 cm	-	-
288540801	GO Reisiosa	1	21-25 cm	-	-
288540802	GO Reisiosa	2	25-29 cm	-	-
288540803	GO Reisiosa	3	29-33 cm	-	-
288540804	GO Reisiosa	4	33-38 cm	-	-
288540805	GO Reisiosa	5	38-44 cm	-	-
288540806	GO Reisiosa	6	44-50 cm	-	-
288550801	GO Reisitankosetti 115°	1	-	31 cm	8 mm
288550802	GO Reisitankosetti 115°	2	-	37,5 cm	8 mm
288550803	GO Reisitankosetti 115°	3	-	44 cm	8 mm
288550804	GO Reisitankosetti 115°	4	-	48 cm	8 mm
288550805	GO Reisitankosetti 115°	5	-	54 cm	8 mm
288550806	GO Reisitankosetti 115°	6	-	60 cm	8 mm
288560801	GO Reisitankosetti 123°	1	-	31 cm	8 mm
288560802	GO Reisitankosetti 123°	2	-	37,5 cm	8 mm
288560803	GO Reisitankosetti 123°	3	-	44 cm	8 mm
288560804	GO Reisitankosetti 123°	4	-	48 cm	8 mm
288560805	GO Reisitankosetti 123°	5	-	54 cm	8 mm
288560806	GO Reisitankosetti 123°	6	-	60 cm	8 mm