

# SELECTION® Radialis Sormiosa



Tukeva tekstiilinen sormiosa yhdistettäväksi SELECTION®-rannetukiin 35204, 35205 tai 35209. Lue päätuotteen ohjeet ennen käyttöä. Radialispareesin yhteydessä (värttinähermovaurion aiheuttama ranteen roikkuminen) sormiosa voidaan yhdistää SELECTION® Radial Thumb Part 35216 -osaan, jolloin saavutetaan toiminnallinen tarttumaote hermon toipumisen ajaksi.

## Käyttöalueet

Radialispareesi

## Mitta

MCP 2-5 ympärys

Tuotenro.	Malli	Koko	Mitta	Vas/Oik	Väri
352171011	Radialis Sormiosa	Small	17 - 20 cm	Vasen	Musta
352171012	Radialis Sormiosa	Medium	20 - 23 cm	Vasen	Musta
352171013	Radialis Sormiosa	Large	23 - 27 cm	Vasen	Musta
352172011	Radialis Sormiosa	Small	17 - 20 cm	Oikea	Musta
352172012	Radialis Sormiosa	Medium	20 - 23 cm	Oikea	Musta
352172013	Radialis Sormiosa	Large	23 - 27 cm	Oikea	Musta