

Vista® ICU Back Panel

Aspen Vista® ICU:n kaularangantuki takaraivon suojuslevyllä on suunniteltu erityisesti potilaille, joilla on riski saada takaraivon ihovaurio pitkäaikaisen makuuasennon vuoksi. Siinä käytetään vakiomallista Vista® Collar -niskan suojuslevyllä, ja se rajoittaa liikettä samalla tavalla.

Tuen pidennetty korkeus estää pään ja niskan liikettä, kun potilasta käännetään tai siirretään makuuasennossa. Takaraivon tukilevy voidaan poistaa. Valkoinen matalatiheysinen etherfoam, eli eetteripohjainen polyuretaanivaahdotuovi ympäröi potilaan pään ja auttaa maksimoimaan paineen jakautumisen. Harmaa korkeamman tiheyden polyuretaanivaahdotuovi antaa lisätukea ja -rakennetta. Avoin muotoilu yhdessä avosoluisen vaahdotuovin kanssa edistää ilmanvaihtoa.



Käyttöalueet

Vammasta tai epävakaudesta johtuva liikkumisen rajoittaminen makuuasennossa olevilla potilailla pitkäksi aikaa. Dekompressiohoito, murtumien hoito, leikkauksen jälkeinen stabilointi, niskan retkahduksen aiheuttamat vamma, nyrjähdykset/venähdykset, kaularangan kipu, kaularangan välilevyoireyhtymä, tuki- ja liikuntaelinten kipu, radikulopatia.

Kontraindikaatiot

Yliherkkyys tai allergia mille tahansa materiaalille, josta ortoosi on valmistettu. Verenkiertohäiriöiden aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivät lääketieteellisistä syistä voi käyttää ortoosia.

Mitta

Vista® ICU Back Panel on yhden koon tuote

Tuotenro.	Malli	Koko
480630000	Vista ICU Takapaneeli	Yksi koko
480640000	Lisäpehmuste setti	Yksi koko