

# Aspen Active P-TLSO

Aspenin Active Postural-TLSO on suunniteltu tukemaan kehon luontaista ryhtiä. Ortoosi vaikuttaa aktiivisesti ryhtiin ja sen ylläpitoon samalla vahvistaen lihaksia, jotka edistävät oikeaa selkärangan asentoa. NEWmatix™ System tarjoaa kevyen asennonkorjauksen vetämällä olkapäät alas ja taaksepäin ja alas kuten lapaluiden lähennyksessä. Kaikki ortoosin rakenteelliset osat voidaan helposti poistaa ja niitä voidaan lämpömuovata, taivuttaa tai leikata potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Potilaan kuntoutuessa tuentaa voidaan vähentää asteittain. Olkaimet ja lannevyö voidaan poistaa ja niitä voidaan käyttää erikseen.

## Käyttöalueet

Spondylolyysi, Spondylolisteesi, Selkärangan ahtauma, Selkärangan ahtauma, Selkärangan stenoosi, Kyfoosi, Murtuman hoito, Postoperatiivinen tuki, Degeneratiivinen välilevysairaus, Pullistuma tai välilevytyrä.

Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

## Kontraindikaatiot

Yliherkkyys tai allergia mille tahansa materiaalille, josta ortoosi on valmistettu. Verenkiertohäiriöiden aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivät lääketieteellisistä syistä voi käyttää ortoosia.

## Mitta

Vyötärön ympärysmitta



Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympäryys
480010000	Aspen Active P-TLSO	One Size	61-127 cm
480020000	Laajennuspaneeli	-	-