

Evergreen™ SI

Evergreen™ SI-vyössä käytetään bilateraalista kiristysmekanismia. Ortoosi tarjoaa maksimaalisen kompression ilman kiertoa kohdistuvaa kuormitusta, jota voi esiintyä yhden puolen kiristysjärjestelmässä. Matalan profiilin, kevyen rakenteen ja laadukkaitten materiaalien ansiosta ortoosi soveltuu myös pitkäaikaiseen käyttöön. Korkeus noin 10 cm.

Käyttöalueet

Symphysis pubis -nivelen toimintahäiriö, Sacroiliac-nivelen toimintahäiriö, Krooninen sacroiliac-tuki, Alaselän nyrjähdykset/venähdykset, Piriformis-oireyhtymä, Alaselkävivot.

Tarkastathan käyttöalueet tuotteen käyttöohjeista.

Kontraindikaatiot

Yliherkkyys tai allergia mille tahansa materiaalille, josta ortoosi on valmistettu. Verenkierrohäiriöiden aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivät lääketieteellisistä syistä voi käyttää ortoosia.

Mitta

Lonkan mitat



Tuotenro.	Malli	Koko	Lantion ympäryys
480000011	Evergreen SI	Small	64-104 cm
480000012	Evergreen SI	Medium	89-127 cm
480000013	Evergreen SI	Large	114-152 cm